

Focusing On Orthopaedics
专注骨科事业

北京市富乐科技开发有限公司
Beijing Fule Science & Technology Development Co., Ltd

地址：北京市平谷区马坊工业园区西区 50 号
Add: No.50, Mafang West Industry Zone, Pinggu District, Beijing
销售热线 Sale hot lines: 010-60999861/2 电话 Tel: 010-60999866/32/75/17
邮件 Email: YXSC@fulekeji.com 邮编 Post Code: 101204 传真 Fax: 010-60999863/8741



扫码关注“公众号”及“官网”
获取更多产品信息



产品目录 • 创伤
PRODUCT CATALOG • TRAUMA
专注骨科事业



锁定板系列 Locking Plate System

锁骨 Clavicle	001-009
肩胛骨 Scapula	010-011
肱骨 Humeral	012-032
尺桡骨 Ulna,Radius	033-058
骨盆 Pelvic	059-064
股骨 Femoral	065-084
胫腓骨 Tibia,Fibula	085-117
手足部 Hand,Foot	118-153
足踝板系列 Ankle Plate	154-165
锁定接骨螺钉 Locking screw	166-182

接骨板系列 Straight/Anatomic Plate System

锁骨 Clavicle	183-186
肱骨 Humeral	187-190
尺桡骨 Ulna,Radius	191-193
肋骨 Rib	194
骨盆 Pelvic	195-205
股骨 Femoral	206-210
胫腓骨 Tibia,Fibula	211-218
手足部 Hand,Foot	219-226
接骨螺钉 Bone screw	227-246



扫码关注“公众号”及“官网”
获取更多产品信息

小儿板系列 Pediatric Plate System

小儿板系列 Pediatric Plate System	247-275
------------------------------------	---------

空心钉系列 Cannulated Screw System

空心钉 Cannulated Screw System	276-290
-----------------------------------	---------

金属髓内固定系统

Metal Intramedullary Fixation System

金属髓内钉 Metal Intramedullary Nail	291-310
金属髓内针 Metal Intramedullary Needle	311

外固定系列 External Fixator System

单臂一体式外固定架 Integrated External Fixator	312-315
单臂分体式外固定架 Separated External Fixator	316-317
FQ 外固定 FQ External Fixator	318-325
FGW 型外固定 FGW External Fixator	326-347
骨针外固定 Bone Pin External Fixator	348-355
骨折固定支具 Rehabilitation Device	356



锁骨中段接骨板 Mid-Clavicle Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	3.4	10	10

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉 /3.5 锁定螺钉，适用于锁骨中段骨折
 Used with Φ 3.5/4.0mm Ti-Screw/3.5mm locking screw. Used for mid-clavicle fracture

规格 Description	长度 mm Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left6 holes	92	20300519
左 7 孔 left7 holes	107.5	20300520
左 8 孔 left8 holes	115.5	20300521
右 6 孔 right6 holes	92	20300522
右 7 孔 right7 holes	107.5	20300523
右 8 孔 right8 holes	115.5	20300524

备注：A1, P002(A2) 可替



锁骨中段 I 接骨板 Mid-Clavicle Plate I

头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
3.2	3.2	10	10

配用 3.5 锁定钉，3.5/4.0 普通钉，适用于锁骨干骨折
 Used with Φ 3.5/4.0mm Ti-Screw/ 3.5mm locking screw.
 Used for mid-clavicle fracture

规格 Description	长度 Length(mm)	产品编码 Product Code
6 孔左 left 6 holes	94	4819106094
7 孔左 left 7 holes	106.5	4819107107
8 孔左 left 8 holes	117.5	4819108118
6 孔右 right 6 holes	94	4819206094
7 孔右 right 7 holes	106.5	4819207107
8 孔右 right 8 holes	117.5	4819208118

备注：A2

锁骨中段接骨板 Mid-Clavicle Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉 /3.5 锁定螺钉，适用于锁骨中段骨折
Used with Φ3.5/Φ4.0mm Ti-Screw, Φ3.5mm locking screw,
Used for mid-clavicle fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
右 6 孔 right 6 holes	69.5	20300514
右 7 孔 right 7 holes	81.5	20300515
右 8 孔 right 8 holes	93	20300516
右 10 孔 right 10 holes	115.5	20300517
右 12 孔 right 12 holes	135	20300518
左 6 孔 left 6 holes	69.5	20300509
左 7 孔 left 7 holes	81.5	20300510
左 8 孔 left 8 holes	93	20300511
左 10 孔 left 10 holes	115.5	20300512
左 12 孔 left 12 holes	135	20300513

备注：A1, P004(A2) 可替

锁骨中段IV接骨板 Mid-Clavicle Plate IV

头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5 锁定钉，适用于锁骨干骨折
Used with Φ3.5 Ti-Screw. Used for mid-clavicle fracture



规格 Description	长度 Length(mm)	产品编码 Product Code
6 孔左 left 6 holes	69.5	484510609
7 孔左 left 7 holes	81.5	4845107081
8 孔左 left 8 holes	93	4845108093
9 孔左 left 9 holes	105	4845109104
10 孔左 left 10 holes	115.5	4845110115
12 孔左 left 12 holes	135	4845112135
6 孔右 right 6 holes	69.5	4845206069
7 孔右 right 7 holes	81.5	4845207081
8 孔右 right 8 holes	93	4845208093
9 孔右 right 9 holes	105	4845209104
10 孔右 right 10 holes	115.5	4845210115
12 孔右 right 12 holes	135	4845212135

备注：A2

锁骨远端 I 接骨板
Distal Clavicle Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	3	15	10

配用 2.7/3.5 锁定螺钉 /3.5 普通螺钉，适用于锁骨远端骨折
Used with Φ 2.7/ Φ 3.5mm locking screw, Φ 3.5mm Ti-Screw,
Used for distal clavicle fracture



规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	68	20200321
左 4 孔 left 4 holes	81	20200322
左 5 孔 left 5 holes	95	20200323
左 6 孔 left 6 holes	109	20200324
左 7 孔 left 7 holes	122	20200325
左 8 孔 left 8 holes	135	20200326
右 3 孔 right 3 holes	68	20200327
右 4 孔 right 4 holes	81	20200328
右 5 孔 right 5 holes	95	20200329
右 6 孔 right 6 holes	109	20200330
右 7 孔 right 7 holes	122	20200331
右 8 孔 right 8 holes	135	20200332

备注：A1，P006(A2) 可替

锁骨远端接骨板
Distal Clavicle Plate



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
3	3.4	16	10

头部：2.4/2.7 锁定钉，干部：3.5 锁定钉 /3.5 普通钉，适用于锁骨远端骨折
Head: used with Φ 2.4/2.7mm locking screw, stem: used with Φ 3.5mm locking screw,
 Φ 3.5mm Ti-Screw, Used for distal clavicle fracture

规 格 Description	长度 Length(mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 3 holes	69	4820104069
5 孔左 left 4 holes	81	4820105081
6 孔左 left 5 holes	94	4820106094
7 孔左 left 6 holes	108	4820107108
8 孔左 left 7 holes	123	4820108123
9 孔左 left 8 holes	135	4820109135
4 孔右 right 3 holes	69	4820204069
5 孔右 right 4 holes	81	4820205081
6 孔右 right 5 holes	94	4820206094
7 孔右 right 6 holes	108	4820207108
8 孔右 right 7 holes	123	4820208123
9 孔右 right 8 holes	135	4820209135

备注：A2

锁骨钩型接骨板
Clavicle Hook Plate



备注：A1, P008(A2) 可替

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	23	10

配用 3.5 锁定螺钉，适用于锁骨肩峰端骨折 / 肩锁关节脱位
Used with $\Phi 3.5\text{mm}$ locking screw,
Used for fracture of acromial end of clavicle/acromioclavicular joint dislocation.

规格 Description	钩深 Height (H)	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	12	70	372317002
左 4 孔 left 4 holes	12	79	372301002
左 5 孔 left 5 holes	12	87	372309002
左 6 孔 left 6 holes	12	94	372302002
左 7 孔 left 7 holes	12	101	372310002
左 3 孔 left 3 holes	15	70	372318002
左 4 孔 left 4 holes	15	79	372303002
左 5 孔 left 5 holes	15	87	372311002
左 6 孔 left 6 holes	15	94	372304002
左 7 孔 left 7 holes	15	101	372312002
右 3 孔 right 3 holes	12	70	372319002
右 4 孔 right 4 holes	12	79	372305002
右 5 孔 right 5 holes	12	87	372313002
右 6 孔 right 6 holes	12	94	372306002
右 7 孔 right 7 holes	12	101	372314002
右 3 孔 right 3 holes	15	70	372320002
右 4 孔 right 4 holes	15	79	372307002
右 5 孔 right 5 holes	15	87	372315002
右 6 孔 right 6 holes	15	94	372308002
右 7 孔 right 7 holes	15	101	372316002

锁骨钩型接骨板
Clavicle Hook Plate



备注：A2

头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
2.2	3.5	19	10

配用 3.5 锁定钉 / 3.5 普通钉，适用于锁骨骨折、肩锁关节脱位。Used with $\Phi 3.5\text{mm}$ locking screw, $\Phi 3.5\text{mm}$ Ti-Screw, Used for fracture of acromial end of clavicle/acromioclavicular joint dislocation.

规格 Description	钩深 Height (H)	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	15	52	4455703052
左 4 孔 left 4 holes	15	62	4455704062
左 5 孔 left 5 holes	15	72	4455705072
左 6 孔 left 6 holes	15	82	4455706082
左 7 孔 left 7 holes	15	95	4455707095
左 8 孔 left 8 holes	15	106	4455708106
右 3 孔 right 3 holes	15	52	4455803052
右 4 孔 right 4 holes	15	62	4455804062
右 5 孔 right 5 holes	15	72	4455805072
右 6 孔 right 6 holes	15	82	4455806082
右 7 孔 right 7 holes	15	95	4455807095
右 8 孔 right 8 holes	15	106	4455808106
左 3 孔 left 3 holes	18	52	4454703052
左 4 孔 left 4 holes	18	62	4454704062
左 5 孔 left 5 holes	18	72	4454705072
左 6 孔 left 6 holes	18	82	4454706082
左 7 孔 left 7 holes	18	95	4454707095
左 8 孔 left 8 holes	18	106	4454708106
右 3 孔 right 3 holes	18	52	4454803052
右 4 孔 right 4 holes	18	62	4454804062
右 5 孔 right 5 holes	18	72	4454805072
右 6 孔 right 6 holes	18	82	4454806082
右 7 孔 right 7 holes	18	95	4454807095
右 8 孔 right 8 holes	18	106	4454808106



锁骨远端 II 接骨板

Distal Clavicle Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5 锁定螺钉，适用于锁骨远端骨折
 Used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, Used for distal clavicle fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left 6 holes	68	372201002
右 6 孔 right 6 holes	68	372202002

 斜 T 型接骨板 (肩胛骨外侧缘)
 T-Oblique Scapula Plate


头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.5	1.5	20.8	8.3

配用 2.4/2.7 锁定钉，适用于肩胛骨外侧缘骨折
 Used with $\Phi 2.4/2.7$ mm locking screw. Used for Scapula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4-5 孔 left 4-5 holes	89	4163705089
右 4-5 孔 right 4-5 holes	89	4163805089

 多孔解剖型 I (肩胛骨)
 Scapula Plate I


头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.5	1.5	21.7	15

配用 2.4/2.7 锁定钉，适用于肩胛骨关节盂骨折
 Used with $\Phi 2.4/2.7$ mm locking screw. Used for Scapula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4 孔 left 4holes	25	4162704025
右 4 孔 right 4holes	25	4162804025

多孔解剖型 I (肩胛骨内侧缘)

Scapula Plate I



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.5	1.5	8.4	8.4
配用 2.4/2.7 锁定钉, 适用于肩胛骨内侧缘骨折 Used with Φ 2.4/2.7 mm locking screw. Used for Scapula fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 8 孔 left 8 holes	89.5	4161708089	
右 8 孔 right 8 holes	89.5	4161808089	

多孔解剖型 I (肩胛骨肩峰)

Scapula Plate I



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.5	1.5	8.5	8.5
配用 2.4/2.7 锁定钉, 适用于肩胛骨肩峰骨折 Used with Φ 2.4/2.7 mm locking screw. Used for Scapula fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 9 孔 left 9 holes	76.5	4494709076	
右 9 孔 right 9 holes	76.5	4494809076	

斜 T 型接骨板

T-Oblique Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	29	12.5

配用 3.5 锁定螺钉 /3.5/4.0 普通螺钉, 适用于肱骨大结节骨折
 Used with Φ 3.5mm locking screw, Φ 3.5/ Φ 4.0mm Ti-Screw,
 Used for proximal humeral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3-2 孔 left 3-2 holes	42.5	20300632
右 3-2 孔 right 3-2 holes	42.5	20300633

备注: A1, P012(A2) 可替

斜 T 型接骨板

T-Oblique Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	29	12.2

配用 3.5 锁定螺钉 /3.5 普通螺钉, 适用于肱骨大结节骨折
 Used with Φ 3.5mm locking screw, Φ 3.5mm Ti-Screw,
 Used for proximal humeral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	42.5	4846105042
5 孔右 right 5 holes	42.5	4846205042

备注: A2

肱骨近端 I 接骨板 Proximal Humeral Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.8	4	20	12
配用 3.5/4.0 普通螺钉 /3.5 锁定螺钉, 适用于肱骨近端及近端骨干骨折 Used with Φ3.5/Φ4.0mm Ti-Screw, Φ3.5mm locking screw, Used for proximal humeral and diaphysis fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3 孔 3 holes	103	20300626	
5 孔 5 holes	127	20300627	
7 孔 7 holes	151	20300628	
9 孔 9 holes	175	20300629	
11 孔 11 holes	199	20300630	
13 孔 13 holes	223	20300631	
15 孔 15 holes	247	3795315247	
17 孔 17 holes	271	3795317271	

备注: A1, P014(A2) 可替

肱骨近端 I 接骨板 Proximal Humeral Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.8	4	20	12
配用 3.5 锁定螺钉, 3.5/4.0 普通螺钉, 适用肱骨近端骨折 Used with Φ3.5mm locking screw, Φ3.5/Φ4.0mm Ti-Screw, Used for proximal humeral fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
2 孔 2 holes	91	20200333	

备注: A1, P015(A3) 可替

肱骨近端 I 接骨板 Proximal Humeral Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.3	4	20	12

配用 3.5/4.0 普通螺钉 /3.5 锁定螺钉, 适用于肱骨近端及近端骨干骨折
 Used with Φ3.5/Φ4.0mm Ti-Screw, Φ3.5mm locking screw,
 Used for proximal humeral and diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	103	20300525
5 孔 5 holes	127	20300526
7 孔 7 holes	151	20300527
9 孔 9 holes	175	20300528
11 孔 11 holes	199	20300529
13 孔 13 holes	223	20300530
15 孔 15 holes	247	4099615247
17 孔 17 holes	271	4099617271

备注: A2, P015(A3) 可替

肱骨近端 I 接骨板 Proximal Humeral Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	3	20.3	12.3

配有 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉，适用于肱骨近端骨折
 Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, $\Phi 3.5$ mm locking screw,

Used for proximal humeral fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2 孔 holes	90	4484602090
3 孔 holes	102	4484603102
4 孔 holes	114	4484604114
5 孔 5 holes	126	4807005126
6 孔 6 holes	138	4807006138
7 孔 7 holes	150	4807007150
8 孔 8 holes	162	4807008162
9 孔 9 holes	174	4807009174
10 孔 10 holes	186	4807010186
11 孔 11 holes	198	4807011198
12 孔 12 holes	210	4807012210
13 孔 13 holes	222	4807013222
14 孔 14 holes	234	4807014234

备注: A3



肱骨近端接骨板

Proximal Humeral Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.7	4.3	26	12

配有 3.5 锁定钉 /3.5 普通钉，适用于肱骨近端骨折
 Used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, $\Phi 3.5$ mm Ti-Screw,

Used for proximal humeral and diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 2 holes	90	4796103090
4 孔左 left 3 holes	108	4796104108
5 孔左 left 4 holes	126	4796105126
6 孔左 left 5 holes	144	4796106144
7 孔左 left 6 holes	162	4796107162
9 孔左 left 8 holes	198	4796109198
11 孔左 left 10 holes	234	4796111230
3 孔右 right 2 holes	90	4796203090
4 孔右 right 3 holes	108	4796204108
5 孔右 right 4 holes	126	4796205126
6 孔右 right 5 holes	144	4796206144
7 孔右 right 6 holes	162	4796207162
9 孔右 right 8 holes	198	4796209198
11 孔右 right 10 holes	234	4796211230



窄直型 I 接骨板

Straight Narrow Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	13	13

配用 4.5mm 普通螺钉 /5.0mm 锁定螺钉，适用于肱骨骨干骨折
Used with Φ4.5mm Ti-Screw, Φ5.0mm locking screw,
Used for humeral fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	96	20200334
6 孔 6 holes	114	20200335
7 孔 7 holes	132	20200336
8 孔 8 holes	150	20200337
9 孔 9 holes	168	20200338
10 孔 10 holes	186	20200339
12 孔 12 holes	222	20200340

备注：A1，P018(A2) 可替

窄直型 I 接骨板

Straight Narrow Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	13	13

配用 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用于肱骨骨干骨折
Used with Φ4.5mm Ti-Screw, Φ5.0mm locking screw,
Used for humeral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	96	4172605096
6 孔 6 holes	114	4172606114
7 孔 7 holes	132	4172607132
8 孔 8 holes	150	4172608150
9 孔 9 holes	168	4172609168
10 孔 10 holes	186	4172610186
12 孔 12 holes	222	4172612222

备注：A2



窄直型 II 接骨板 Straight Narrow Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	13	13

配用 3.5/4.0 普通螺钉 /3.5 锁定螺钉，适用于肱骨干骨折
Used with Φ 3.5/ Φ 4.0mm Ti-Screw, Φ 3.5mm locking screw,
Used for humeral diaphysis fracture

规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	80	20200341
6 孔 6 holes	95	20200342
7 孔 7 holes	110	20200343
8 孔 8 holes	125	20200344
9 孔 9 holes	140	20200345
10 孔 10 holes	155	20200346
12 孔 12 holes	185	20200347

备注：A1, P020(A2) 可替

窄直型 II 接骨板 Straight Narrow Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	13	13

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉，适用于肱骨干骨折
Used with Φ 3.5/ Φ 4.0mm Ti-Screw, Φ 3.5mm locking screw,
Used for humeral fracture

规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 holes	80	4195605080
6 孔 holes	95	4195606095
7 孔 holes	110	4195607110
8 孔 holes	125	4195608125
9 孔 holes	140	4195609140
10 孔 holes	155	4195610155
12 孔 holes	185	4195612185

备注：A2



干骺端直型 II 接骨板 Metaphysis Straight Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	3	11	11

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉 /3.5mm 锁定螺钉，适用于肱骨远端粉碎性骨折 / 外踝骨折
Used with Φ 3.5/ Φ 4.0mm Ti-Screw, Φ 3.5mm locking screw,
Used for distal humeral/Lateral malleolus fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	86	20200348
4 孔 4 holes	99	20200349
5 孔 5 holes	112	20200350
6 孔 6 holes	125	20200351
7 孔 7 holes	138	20200352
8 孔 8 holes	151	20200353
9 孔 9 holes	164	20200354
11 孔 11 holes	190	20200355
13 孔 13 holes	216	20200356

备注：A1, P022(A2) 可替



干骺端直型 II 接骨板 Metaphysis Straight Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	3	11	11

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉，适用于肱骨远端粉碎性骨折 / 外踝骨折
Used with Φ 3.5/ Φ 4.0mm Ti-Screw, Φ 3.5mm locking screw,
Used for distal humeral and diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 holes	86	4414603086
4 孔 holes	99	4414604099
5 孔 holes	112	4414605112
6 孔 holes	125	4414606125
7 孔 holes	138	4414607138
8 孔 holes	151	4414608151
9 孔 holes	164	4414609164
11 孔 holes	190	4414611190
13 孔 holes	216	4414613216

备注：A2

肱骨远端内侧 II 接骨板 Distal Medial Humeral Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	11	11

头部：2.7 锁定螺钉，干部：3.5 锁定螺钉 /3.5/4.0 普通螺钉，适用于肱骨远端内侧骨折
Head: used with $\Phi 2.7$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal humeral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	60	20200357
左 5 孔 left 5 holes	86	20200358
左 7 孔 left 7 holes	112	20200359
左 9 孔 left 9 holes	138	20200360
左 14 孔 left 14 holes	203	373305002
右 3 孔 right 3 holes	60	20200361
右 5 孔 right 5 holes	86	20200362
右 7 孔 right 7 holes	112	20200363
右 9 孔 right 9 holes	138	20200364
右 14 孔 right 14 holes	203	373310002

备注：A1, P024(A2) 可替

肱骨远端内侧 II 接骨板 Distal Medial Humeral Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.7	2.5	11.4	11.4

头部：2.4/2.7 锁定钉，干部：3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉，适用于肱骨远端内侧骨折
Head: Used with $\Phi 2.4/2.7$ mm locking screw, Stem: $\Phi 3.5$ mm locking screw, $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal humeral and diaphysis fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	58	4180703058
左 4 孔 left 4 holes	71	4180704071
左 5 孔 left 5 holes	84	4180705084
左 6 孔 left 6 holes	97	4180706097
左 7 孔 left 7 holes	110	4180707110
左 8 孔 left 8 holes	123	4180708123
左 9 孔 left 9 holes	136	4180709136
右 3 孔 right 3 holes	58	4180803058
右 4 孔 right 4 holes	71	4180804071
右 5 孔 right 5 holes	84	4180805084
右 6 孔 right 6 holes	97	4180806097
右 7 孔 right 7 holes	110	4180807110
右 8 孔 right 8 holes	123	4180808123
右 9 孔 right 9 holes	136	4180809136

备注：A2

肱骨远端内侧 I 接骨板 Distal Medial Humeral Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	3	11	11

配用 3.5 锁定螺钉 /3.5/4.0 普通螺钉，适用于肱骨远端内侧骨折
Used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw,
Used for distal humeral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	80	373501002
6 孔 6 holes	106	373502002
8 孔 8 holes	132	373503002
10 孔 10 holes	158	373504002
12 孔 12 holes	184	373505002

肱骨远端外侧 I 接骨板 Distal Lateral Humeral Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	15	11

头部: 2.7 锁定螺钉, 干部: 3.5 锁定螺钉 /3.5/4.0 普通螺钉, 适用于肱骨远端骨折
Head: used with $\Phi 2.7$ mm locking screw, stem: Used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal lateral humeral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	64	20200365
左 5 孔 left 5 holes	90	20200366
左 7 孔 left 7 holes	116	20200367
左 9 孔 left 9 holes	142	20200368
左 11 孔 left 11 holes	168	373411002
左 14 孔 left 14 holes	207	373405002
右 3 孔 right 3 holes	64	20200369
右 5 孔 right 5 holes	90	20200370
右 7 孔 right 7 holes	116	20200371
右 9 孔 right 9 holes	142	20200372
右 11 孔 right 11 holes	168	373412002
右 14 孔 right 14 holes	207	373410002

备注: A1, P027(A2)、P028(A2) 可替

肱骨远端外侧 I 接骨板

Distal Lateral Humeral Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	14	11

头部: 2.4/2.7 锁定钉, 干部: 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用于肱骨远端外侧骨折
Head: Used with $\Phi 2.4/2.7$ mm locking screw, Stem: $\Phi 3.5$ mm locking screw, $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal humeral and diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	64	4178703064
左 4 孔 left 4 holes	77	4178704077
左 5 孔 left 5 holes	90	4178705090
左 6 孔 left 6 holes	103	4178706103
左 7 孔 left 7 holes	116	4178707116
左 8 孔 left 8 holes	129	4178708129
左 9 孔 left 9 holes	142	4178709142
右 3 孔 right 3 holes	64	4178803064
右 4 孔 right 4 holes	77	4178804077
右 5 孔 right 5 holes	90	4178805090
右 6 孔 right 6 holes	103	4178806103
右 7 孔 right 7 holes	116	4178807116
右 8 孔 right 8 holes	129	4178808129
右 9 孔 right 9 holes	142	4178809142

备注: A2

肱骨远端外侧 I 接骨板

Distal Lateral Humeral Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	20.7	11.2

头部: 2.4/2.7 万向钉, 干部: 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用于肱骨远端外侧骨折
Head: Used with $\Phi 2.4/2.7$ mm locking screw, Stem: $\Phi 3.5$ mm locking screw, $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal humeral and diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	64	4851103064
4 孔左 left 4 holes	77	4851104077
5 孔左 left 5 holes	90	4851105090
6 孔左 left 6 holes	103	4851106103
7 孔左 left 7 holes	116	4851107116
8 孔左 left 8 holes	129	4851108129
9 孔左 left 9 holes	142	4851109142
3 孔右 right 3 holes	64	4851203064
4 孔右 right 4 holes	77	4851204077
5 孔右 right 5 holes	90	4851205090
6 孔右 right 6 holes	103	4851206103
7 孔右 right 7 holes	116	4851207116
8 孔右 right 8 holes	129	4851208129
9 孔右 right 9 holes	142	4851209142

备注: A2

肱骨远端外侧 III 接骨板

Distal Lateral Humeral Plate III

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	15	11

头部：2.7 锁定螺钉，干部：3.5 锁定螺钉 /3.5/4.0 普通螺钉，适用于肱骨远端外侧骨折
Head: used with $\Phi 2.7$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, $\Phi 3.5/$
 $\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal lateral humeral fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	64	20200373
左 5 孔 left 5 holes	90	20200374
左 7 孔 left 7 holes	116	20200375
左 9 孔 left 9 holes	142	20200376
左 11 孔 left 11 holes	168	374011002
左 14 孔 left 14holes	207	374005002
右 3 孔 right 3 holes	64	20200377
右 5 孔 right 5 holes	90	20200378
右 7 孔 right 7 holes	116	20200379
右 9 孔 right 9 holes	142	20200380
右 11 孔 right 11 holes	168	374012002
右 14 孔 right 14 holes	207	374010002

备注：A1, P030(A2)、P031(A2) 可替



肱骨远端外侧 III 接骨板

Distal Lateral Humeral Plate III

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	14	11

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉，适用于肱骨远端外侧骨折
Used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, $\Phi 3.5/$ $\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal humeral and
diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	64	4488703064
左 4 孔 left 4 holes	77	4488704077
左 5 孔 left 5 holes	90	4488705090
左 6 孔 left 6 holes	103	4488706103
左 7 孔 left 7 holes	116	4488707116
左 8 孔 left 8 holes	129	4488708129
左 9 孔 left 9 holes	142	4488709142
右 3 孔 right 3 holes	64	4488803064
右 4 孔 right 4 holes	77	4488804077
右 5 孔 right 5 holes	90	4488805090
右 6 孔 right 6 holes	103	4488806103
右 7 孔 right 7 holes	116	4488807116
右 8 孔 right 8 holes	129	4488808129
右 9 孔 right 9 holes	142	4488809142

备注：A2

肱骨远端外侧 III 接骨板

Distal Lateral Humeral Plate III



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.6	2.6	14.4	11.4

头部：2.4/2.7 万向锁定钉，干部：3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉，适用于肱骨远端骨折
Head:Used with $\Phi 2.4/2.7$ mm locking screw, Stem: 3.5 mm locking screw, $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal humeral fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	64	4852103064
4 孔左 left 4 holes	77	4852104077
5 孔左 left 5 holes	90	4852105090
6 孔左 left 6 holes	103	4852106103
7 孔左 left 7 holes	116	4852107116
8 孔左 left 8 holes	129	4852108129
9 孔左 left 9 holes	142	4852109142
3 孔右 right 3 holes	64	4852203064
4 孔右 right 4 holes	77	4852204077
5 孔右 right 5 holes	90	4852205090
6 孔右 right 6 holes	103	4852206103
7 孔右 right 7 holes	116	4852207116
8 孔右 right 8 holes	129	4852208129
9 孔右 right 9 holes	142	4852209142

备注：A2

肱骨远端叉型接骨板

Distal Humeral Condyle Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	57.5	11

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉 /3.5mm 锁定螺钉，适用于肱骨髁骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, $\Phi 3.5$ mm locking screw,
Used for humeral condyle fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	88	371301002
左 5 孔 left 5 holes	120	371302002
左 6 孔 left 6 holes	136	371303002
右 3 孔 right 3 holes	88	371304002
右 5 孔 right 5 holes	120	371305002
右 6 孔 right 6 holes	136	371306002

尺骨鹰嘴 I 接骨板

Olecranon Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.2	3	15	10

头部: 3.5mm 锁定螺钉, 干部: 3.5mm 锁定螺钉 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于尺骨鹰嘴骨折
Head: used with Φ3.5mm locking screw, stem: used with Φ3.5mm locking screw, Φ3.5/
Φ4.0mm Ti-Screw, Used for proximal ulna fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2 孔 left 2 holes	80	20200381
左 4 孔 left 4 holes	106	20200382
左 6 孔 left 6 holes	132	20200383
左 8 孔 left 8 holes	158	20200384
左 10 孔 left 10 holes	184	20200385
左 12 孔 left 12 holes	210	20200386
右 2 孔 right 2 holes	80	20200387
右 4 孔 right 4 holes	106	20200388
右 6 孔 right 6 holes	132	20200389
右 8 孔 right 8 holes	158	20200390
右 10 孔 right 10 holes	184	20200391
右 12 孔 right 12 holes	210	20200392

备注: A1, P034(A2) 可替

尺骨鹰嘴 I 接骨板

Olecranon Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
10.1	2.9	14.8	2

头部: 3.5mm 锁定螺钉, 干部: 3.5mm 锁定螺钉 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于尺骨鹰嘴骨折
Head: used with Φ3.5mm locking screw, stem: used with Φ3.5mm locking screw, Φ3.5/
Φ4.0mm Ti-Screw, Used for proximal ulna fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2 孔 left 2 holes	80	4419702080
左 4 孔 left 4 holes	106	4419704106
左 6 孔 left 6 holes	132	4419706132
左 8 孔 left 8 holes	158	4419708158
左 10 孔 left 10 holes	184	4419710184
左 12 孔 left 12 holes	210	4419712210
右 2 孔 right 2 holes	80	4419802080
右 4 孔 right 4 holes	106	4419804106
右 6 孔 right 6 holes	132	4419806132
右 8 孔 right 8 holes	158	4419808158
右 10 孔 right 10 holes	184	4419810184
右 12 孔 right 12 holes	210	4419812210

备注: A2

尺骨鹰嘴IV 接骨板 Olecranon Shaped Plate IV



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
/	3	10	10

配用 3.5mm 锁定螺钉, 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于尺骨鹰嘴骨折
Used with Φ 3.5mm locking screw, Φ 3.5/ Φ 4.0mm Ti-Screw, Used for proximal ulna fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 left 3 holes	52	4812003060
4 孔 left 4 holes	63.5	4812004072
5 孔 left 5 holes	77.5	4812005086
6 孔 left 6 holes	91.5	4812006100
7 孔 left 7 holes	105.5	4812007114
8 孔 left 8 holes	119.5	4812008128

多孔解剖型 I 接骨板 Proximal Ulna Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.7	1.2	/	6

配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用于尺骨冠状突骨折
Used with Φ 2.4/2.7mm locking screw, Φ 2.7mm Ti-Screw, Used for proximal ulna fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	31	4131705031
右 5 孔 right 5 holes	31	4131805031
左 6 孔 left 6 holes	35.5	4132706035
右 6 孔 right 6 holes	35.5	4132806035

斜 T 型接骨板 T-Oblique Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	14	8.5

头部: 2.0 锁定钉, 干部: 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用于尺骨远端骨折
Head: used with Φ 2.0mm locking screw, Stem: used with Φ 2.4/2.7mm locking screw, Φ 2.7mm Ti-Screw, Used for distal ulna fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	45	4746103045
5 孔左 left 5 holes	66	4746105066
3 孔右 right 3 holes	45	4746203045
5 孔右 right 5 holes	66	4746205066



2.0Y 型 II 接骨板 2.0 Y-Shaped Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	5.1	5.1

配用 2.0 锁定螺钉、2.0 普通螺钉，适用于尺骨远端骨折
used with Φ 2.0mm locking screw, Φ 2.0mm Ti-Screw, Used for distal ulna fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
7 孔 7 holes	50	20200393

备注：A1, P037(A2) 可替

微 Y 型接骨板 Micro Y-type Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
/	1.3	4	5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉，适用于尺骨茎突骨折
Used with Φ 2.0mm locking screw, Φ 2.0mm Ti-Screw, Used for distal ulna fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
8 孔 8 holes	46	4813008046

备注：A2



T 型支持接骨板 T-Shaped Support Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	15.7	8.3

头部：2.4mm 锁定螺钉，干部：2.4 锁定螺钉 /2.7mm 普通螺钉，适用于桡骨小头骨折
Head: used with Φ 2.4mm locking screw, stem: used with Φ 2.4mm locking screw, Φ 2.7mm Ti-Screw, Used for proximal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
7 孔 7 holes	30	20200394
8 孔 8 holes	40	20200395
9 孔 9 holes	50	20200396

备注：A1, P038(A2) 可替

T 型支持接骨板 T-Shaped Support Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
8.3	2	15.3	2

头部：2.4 锁定钉，干部：2.4 锁定钉 /2.7 普通钉，适用于桡骨小头骨折
Head: Φ 2.4 mm locking screw, Stem: Φ 2.4/2.7mm Ti-Screw, Used for proximal radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
7 孔 7 holes	30	4413607030
8 孔 8 holes	40	4413608040
9 孔 9 holes	50	4413609050

备注：A2



微 L 型 I 接骨板

Micro L-type Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.8	1.8	15.4	8.7

配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用于桡骨小头骨折
used with $\Phi 2.4/2.7$ mm locking screw, $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, Used for proximal radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	37	4797103037
4 孔左 left 4 holes	46	4797104046
5 孔左 left 5 holes	55	4797105055
3 孔右 right 3 holes	37	4797203037
4 孔右 right 4 holes	46	4797204046
5 孔右 right 5 holes	55	4797205055

微 T 型 II 接骨板

2.4 T-Shaped Proximal Radius Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.7	1.8	18	8.7

配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用于桡骨小头骨折
Used with $\Phi 2.4/\Phi 2.7$ mm locking screw, $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, Used for proximal radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	31	4808003031
5 孔 5 holes	46	4808005046

窄直型 II 接骨板

Straight Narrow Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	11	11

配用 3.5/4.0 普通螺钉 /3.5 锁定螺钉, 适用于尺、桡骨骨干骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, $\Phi 3.5$ mm locking screw,
Used for ulna and radius shaft fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	56	371801002
5 孔 5 holes	69	20200397
6 孔 6 holes	82	20200398
7 孔 7 holes	95	20200399
8 孔 8 holes	108	20200400
9 孔 9 holes	121	20200401
10 孔 10 holes	134	20200402
12 孔 12 holes	160	20200403



桡骨远端掌侧 II 接骨板 Distal Volar Radius Locking Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板干部宽度 stem width	
1	2.5	9.5	
头部: 2.4/2.7 锁定螺钉; 干部: 3.5 普通 / 锁定螺钉, 适用桡骨远端骨折 Head: used with Φ2.4/2.7mm locking screw, stem: used with Φ3.5mm locking screw, Φ3.5mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture			
规 格 Description	长度 Length (mm)	钢板头部宽度 head width	产品编码 Product Code
左 6-3 孔 left 6-3 holes	51.5	21	20300634
左 6-5 孔 left 6-5 holes	67.5	21	20300635
左 7-3 孔 left 7-3 holes	51.5	25	20300638
左 7-5 孔 left 7-5 holes	67.5	25	20300639
左 7-3 孔 left 7-3 holes	50.8	29	20300642
左 7-5 孔 left 7-3 holes	66.8	29	20300643
右 6-3 孔 right 6-3 holes	51.5	21	20300636
右 6-5 孔 right 6-5 holes	67.5	21	20300637
右 7-3 孔 right 7-3 holes	51.5	25	20300640
右 7-5 孔 right 7-5 holes	67.5	25	20300641
右 7-3 孔 right 7-3 holes	50.8	29	20300644
右 7-5 孔 right 7-5 holes	66.8	29	20300645

备注: A1, P042、P043、P044、(A2) 可替

桡骨远端掌侧 II Distal Volar Radius Locking Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	2.5	21	9.5
头部: 2.4/2.7 锁定钉, 干部: 3.5 锁定钉 / 3.5 普通钉, 适用于桡骨远端掌侧骨折 Head: used with Φ2.4/2.7mm locking screw, stem: used with Φ3.5mm locking screw, Φ3.5mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture			
规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3 孔左 left 3 holes	51.5	4809103055	
4 孔左 left 4holes	59.5	4809104060	
5 孔左 left 5 holes	67.5	4809105068	
6 孔左 left 6 holes	75.5	4809106076	
7 孔左 left 7 holes	83.5	4809107084	
8 孔左 left 8 holes	91.5	4809108092	
3 孔右 right 3 holes	51.5	4809203055	
4 孔右 right 4 holes	59.5	4809204060	
5 孔右 right 5 holes	67.5	4809205068	
6 孔右 right 6 holes	75.5	4809206076	
7 孔右 right 7 holes	83.5	4809207084	
8 孔右 right 8 holes	91.5	4809208092	

备注: A2

桡骨远端掌侧 II

Distal Volar Radius Locking Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	2.5	25	9.3

头部：2.4/2.7 锁定钉，干部：3.5 锁定钉 /3.5 普通钉，适用于桡骨远端掌侧骨折
Head: used with $\Phi 2.4/2.7$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 3.5$ mm locking screw,
 $\Phi 3.5$ mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	51.5	4810103055
4 孔左 left 4 holes	59.5	4810104060
5 孔左 left 5 holes	67.5	4810105068
6 孔左 left 6 holes	75.5	4810106076
7 孔左 left 7 holes	83.5	4810107084
8 孔左 left 8 holes	91.5	4810108092
3 孔右 right 3 holes	51.5	4810203055
4 孔右 right 4 holes	59.5	4810204060
5 孔右 right 5 holes	67.5	4810205068
6 孔右 right 6 holes	75.5	4810206076
7 孔右 right 7 holes	83.5	4810207084
8 孔右 right 8 holes	91.5	4810208092

备注：A2

桡骨远端掌侧

Distal Volar Radius Locking Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	2.5	29	9.3

头部：2.4/2.7 锁定钉，干部：3.5 锁定钉 /3.5 普通钉，适用于桡骨远端掌侧骨折
Head: used with $\Phi 2.4/2.7$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 3.5$ mm locking screw,
 $\Phi 3.5$ mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	50.5	4811103055
4 孔左 left 4 holes	58.5	4811104059
5 孔左 left 5 holes	66.5	4811105067
6 孔左 left 6 holes	74.5	4811106075
7 孔左 left 7 holes	82.5	4811107083
8 孔左 left 8 holes	90.5	4811108091
3 孔右 right 3 holes	50.5	4811203055
4 孔右 right 4 holes	58.5	4811204059
5 孔右 right 5 holes	66.5	4811205067
6 孔右 right 6 holes	74.5	4811206075
7 孔右 right 7 holes	82.5	4811207083
8 孔右 right 8 holes	90.5	4811208091

备注：A2

桡骨远端掌侧 II 接骨板 (大) (万向)

Distal Volar Radius LockingPlate II (Large) (Polyaxial)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	22.8	8.5

头部: 2.4/2.7 万向锁定钉, 干部: 2.7 锁定螺钉, 2.7 普通螺钉, 适用于桡骨远端掌侧骨折
Head: used with Φ 2.4/2.7mm locking screw(Polyaxial), stem: used with Φ 2.7mm locking screw, Φ 2.7mm Ti-Screw, Used for distal volar radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6-2 孔 left 6-2 holes	47.5	20300571
右 6-2 孔 right 6-2 holes	47.5	20300573
左 6-3 孔 left 6-3 holes	55.5	20300572
右 6-3 孔 right 6-3 holes	55.5	20300574
左 6-4 孔 left 6-4 holes	66.5	20300654
右 6-4 孔 right 6-4 holes	66.5	20300656
左 6-5 孔 left 6-5 holes	74.5	20300655
右 6-5 孔 right 6-5 holes	74.5	20300657

备注: A1, P046(A2) 可替



桡骨远端掌侧 II 接骨板

Distal Volar Radius Locking Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.4	2.4	22	8

头部: 2.4/2.7 万向锁定钉, 干部: 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用于桡骨远端掌侧骨折
Head: used with Φ 2.4/2.7mm locking screw(polyaxial), stem: used with Φ 2.4/2.7mm locking screw, Φ 2.7mm Ti-Screw, Used for distal volar radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	55	4823103055
4 孔左 left 4 holes	66	4823104063
5 孔左 left 5 holes	74	4823105071
7 孔左 left 7 holes	90	4823107087
9 孔左 left 9 holes	106	4823109103
3 孔右 right 3 holes	55	4823203052
4 孔右 right 4 holes	66	4823204063
5 孔右 right 5 holes	74	4823205071
7 孔右 right 7 holes	90	4823207087
9 孔右 right 9 holes	106	4823209103

备注: A2

多孔解剖型VIII接骨板

Distal Volar Radius Locking Plate VIII

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
大号 左 lager left	47	4822100047
大号 右 lager right	47	4822200047

备注: A2

桡骨远端掌侧 II 接骨板 (小) (万向)

Distal Volar Radius Locking Plate II (Small) (Polyaxial)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	20.1	8.5

头部：2.4/2.7 万向锁定钉，干部：2.7 锁定螺钉，2.7 普通螺钉，适用于桡骨远端掌侧骨折
Head: used with $\Phi 2.4/2.7$ mm locking screw (Polyaxial), stem: used with $\Phi 2.7$ mm locking screw, $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, Used for distal volar radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6-2 孔 left 6-2 holes	44	20300567
右 6-2 孔 right 6-2 holes	44	20300569
左 6-3 孔 left 6-3 holes	52	20300568
右 6-3 孔 right 6-3 holes	52	20300570
左 6-4 孔 left 6-4 holes	63	20300563
右 6-4 孔 right 6-4 holes	63	20300565
左 6-5 孔 left 6-5 holes	71	20300564
右 6-5 孔 right 6-5 holes	71	20300566



桡骨远端掌侧 II 接骨板

Distal Volar Radius Locking Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.4	2.4	25.5	8

头部：2.4/2.7 万向锁定钉，干部：2.4/2.7 锁定钉 / 2.7 普通钉，适用于桡骨远端掌侧骨折
Head: used with $\Phi 2.4/2.7$ mm locking screw (polyaxial), stem: used with $\Phi 2.4/2.7$ mm locking screw, $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, Used for distal volar radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	55	20300023
3 孔右 right 3 holes	55	20300024
4 孔左 left 4 holes	66	20300026
4 孔右 right holes	66	20300027
5 孔左 left 5 holes	74	20300028
5 孔右 right 5 holes	74	20300029
7 孔左 left 7 holes	90	20300030
7 孔右 right 7 holes	90	20300031
9 孔左 left 9 holes	106	20300032
9 孔右 right 4 holes	106	20300033

多孔解剖型 VIII 接骨板

Distal Volar Radius Locking Plate VIII

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
大号左 larger left	47	20300021
大号右 larger right	47	20300022



小 T 型接骨板 T Mini Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	24	10

头部：3.5 锁定螺钉；干部：3.5 锁定螺钉、3.5/4.0 普通螺钉，适用于桡骨远端骨折
Head: used with $\Phi 3.5\text{mm}$ locking screw, stem: used with $\Phi 3.5\text{mm}$ locking screw, $\Phi 3.5/\Phi 4.0\text{mm}$ Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	47	20200404
3-5 孔 3-5 holes	67	20200405

备注：A1, P050(A2) 可替



小 T 型接骨板 T Mini Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	24	10

头部：3.5 锁定钉，干部：3.5 锁定钉 /3.5 普通钉，适用于桡骨远端骨折
Head: $\Phi 3.5\text{ mm}$ locking screw, Stem: $\Phi 3.5\text{mm}$ locking screw, 3.5mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	47	4527603047
3-5 孔 3-5 holes	67	4527605067

备注：A2

小 T 型接骨板

T Mini Plate




钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	31	10
头部: 3.5 锁定螺钉; 干部: 3.5 锁定螺钉、3.5/4.0 普通螺钉, 适用于桡骨远端骨折 Head: used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 3.5$ mm locking, $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4-4 孔 4-4 holes	58	20200412	
4-6 孔 4-6 holes	78	20200413	

备注: A1, P051(A2) 可替

小 T 型接骨板

T Mini Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	31	10
头部: 3.5 锁定钉, 干部: 3.5 锁定钉 /3.5 普通钉, 适用于桡骨远端骨折 Head: $\Phi 3.5$ mm locking screw, Stem: $\Phi 3.5$ mm locking screw, 3.5mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture.			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4-4 孔 4-4 holes	58	4528604058	
4-6 孔 4-6 holes	78	4528606078	

备注: A2

小 T 型接骨板

T Mini Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	26	11.5
头部: 2.4 锁定螺钉; 干部: 2.4/2.7 锁定螺钉, 2.7 普通螺钉. 适用桡骨远端及桡骨干骨折 Head: used with $\Phi 2.4$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 2.4/2.7$ mm locking screw, $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, Used for distal radius and radius diaphyses fracture.			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4-4 孔 4-4 holes	59.5	20300646	
4-6 孔 4-6 holes	79.5	20300647	
4-8 孔 4-8 holes	99.5	3799308099	
4-10 孔 4-10 holes	119.5	3799310119	

斜 T 型接骨板

T-Oblique Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	24	10
头部: 3.5 锁定螺钉; 干部: 3.5 锁定螺钉、3.5/4.0 普通螺钉, 适用于桡骨远端骨折 Head: used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 3.5$ mm locking, $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 3-3 孔 left 3-3 holes	52	371601002	
左 3-4 孔 left 3-4 holes	63	371602002	
左 3-5 孔 left 3-5 holes	74	371603002	
右 3-3 孔 right 3-3 holes	52	371604002	
右 3-4 孔 right 3-4 holes	63	371605002	
右 3-5 孔 right 3-5 holes	74	371606002	

桡骨远端 II 接骨板
Distal Radius Plate II


钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	25.5	9
头部: 2.4 锁定螺钉; 干部: 2.4 锁定螺钉 / 2.7 普通螺钉, 适用桡骨远端骨折 Head: used with Φ 2.4mm locking screw, stem: used with Φ 2.4mm locking screw, Φ 2.7mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 9-3 孔 left 9-3 holes	50.5	20200406	
左 9-4 孔 left 9-4 holes	59.5	20200407	
左 9-5 孔 left 9-5 holes	68.5	20200408	
右 9-3 孔 right 9-3 holes	50.5	20200409	
右 9-4 孔 right 9-4 holes	59.5	20200410	
右 9-5 孔 right 9-5 holes	68.5	20200411	

备注: A1, P053(A2) 可替

 桡骨远端 IV
Distal Volar Radius Locking Plate IV


钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	2	26.4	9
配用 2.4/2.7 锁定钉 / 2.7 普通钉, 适用于桡骨远端掌侧骨折 Used with Φ 2.4/2.7mm locking screw, Φ 2.7 mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture.			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 3 孔 left 3 holes	50	4817103055	
左 4 孔 left 4 holes	59	4817104064	
左 5 孔 left 5 holes	68	4817105073	
左 7 孔 left 7 holes	86	4817107091	
左 9 孔 left 9 holes	104	4817109109	
右 3 孔 right 3 holes	50	4817203055	
右 4 孔 right 4 holes	59	4817204064	
右 5 孔 right 5 holes	68	4817205073	
右 7 孔 right 7 holes	86	4817207091	
右 9 孔 right 9 holes	104	4817209109	

备注: A2

 桡骨远端背侧 L 型
接骨板 (万向)
L-Shaped Distal Lateral
Radius Plate (Polyaxial)


钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	11.1	6.3
头部: 2.4 万向螺钉; 干部: 2.4 万向螺钉、2.7 普通螺钉, 适用桡骨远端背侧骨折 Head: used with Φ 2.4mm Locking Screw(Polyaxial), stem: used with Φ 2.4mm Locking Screw(Polyaxial), Φ 2.7mm Ti-Screw, Used for distal lateral radius fracture.			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 2-5 孔 left 2-5 holes	40	20300650	
左 2-6 孔 left 2-6 holes	49	20300651	
右 2-5 孔 right 2-5 holes	40	20300652	
右 2-6 孔 right 2-6 holes	49	20300653	

备注: A1, P054(A2) 可替

 微 L 型 II 接骨板
Micro L-type Plate II


钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	11.5	6.3
头部: 2.4 万向锁定钉, 干部: 2.4 万向锁定钉 / 2.7 普通钉, 适用于桡骨远端背侧骨折 Head: used with Φ 2.4mm locking screw(Polyaxial), Stem: used with Φ 2.4mm locking screw(Polyaxial)/ Φ 2.7mm Ti-Screw, Used for distal lateral radius fracture.			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
5 孔左 left 5 holes	40	4854105040	
6 孔左 left 6 holes	49	4854106049	
5 孔右 right 5 holes	40	4854205040	
6 孔右 right 6 holes	49	4854206049	

备注: A2

桡骨远端外侧接骨板 (万向)

L-Shaped Distal Lateral
Radius Plate (Polyaxial)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	6.3	6.3

配用 2.4 万向螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用于桡骨远端外侧骨折
Used with Φ 2.4mm Locking Screw (Polyaxial), Φ 2.7mm Ti-Screw,
Used for distal lateral radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	49	20300648
6 孔 6 holes	57	20300649

备注: A1, P055(A2) 可替

微弧形 I 接骨板 Micro arc Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	6.3	6.3

配用 2.4 万向锁定钉 /2.7 普通钉, 适用于桡骨远端外侧骨折
Used with Φ 2.4mm locking screw, Φ 2.7mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	49.5	4853005049
6 孔 6 holes	57.5	4853006057

备注: A2

桡骨远端背侧 L 型接骨板

L-Shaped Distal Dorsal L Radius Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	11	6.3

头部: 2.4 锁定螺钉; 干部: 2.4 锁定螺钉、2.7 普通螺钉, 适用于桡骨远端骨折
Head: used with Φ 2.4 mm locking screw, stem: used with Φ 2.4mm locking screw, Φ 2.7mm
Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-3 孔 left 2-3 holes	40	20200416
左 2-4 孔 left 2-4 holes	49	20200417
右 2-3 孔 right 2-3 holes	40	20200418
右 2-4 孔 right 2-4 holes	49	20200419

备注: A1, P056(A2) 可替

桡骨远端背侧 L 型接骨板

Distal Dorsal L Radius Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
6.3	1.6	11	1.6

头部: 2.4 锁定钉, 干部: 2.4 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用于桡骨远端骨折
Head: Φ 2.4 mm locking screw, Stem: Φ 2.4mm locking screw, 2.7mm Ti-Screw, Used for
distal radius fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 left 2-3 孔 holes 直角	40	4415703040
左 left 2-4 孔 holes 直角	49	4415704049
右 right 2-3 孔 holes 直角	40	4415803040
右 right 2-4 孔 holes 直角	49	4415804049

备注: A2

桡骨远端外侧接骨板

Distal Lateral Radius Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	6.3	6.3
配用 2.4mm 锁定螺钉, 2.7mm 普通螺钉, 适用于桡骨远端骨折 Used with Φ2.4 mm locking screw, Φ2.7 mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
5 孔 5 holes	48	20200414	
6 孔 6 holes	57	20200415	

备注: A1, P057(A2) 可替

桡骨远端外侧接骨板

Distal Lateral Radius Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	
6.25	1.6	
配用 2.4 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用于桡骨远端外侧骨折 Used with Φ2.4mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture.		
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	50	4519605048
6 孔 6 holes	57.5	4519606057

备注: A2

直型重建 I

Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.2	3.7	6.7	11.4
配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉 ,3.5 锁定钉 /3.5 低切迹普通钉, 适用于手腕融合 Used with Φ2.4/Φ2.7mm locking screw,2.7mm Ti-Screw, 3.5mm locking screw, 3.5mm Ti-Screw (HA3.5, low profile), Used for wrist fusion surgery			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
9 孔 9 holes	118	4814009118	

直型重建 II

Reconstruction Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.1	3.6	6.7	11
配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉 ,3.5 锁定钉 /3.5 低切迹普通钉, 适用于手腕融合 Used with Φ2.4/Φ2.7mm locking screw,2.7mm Ti-Screw, 3.5mm locking screw, 3.5mm Ti-Screw (HA3.5, low profile), Used for wrist fusion surgery			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
9 孔 9 holes	117	4815009117	

前臂直型

Reconstruction Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.7	2.1	7.8	12.7
配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉 ,3.5 锁定钉 /3.5 低切迹普通钉, 适用于手腕融合 Used with Φ2.4/Φ2.7mm locking screw,2.7mm Ti-Screw, 3.5mm locking screw, 3.5mm Ti-Screw (HA3.5, low profile), Used for wrist fusion surgery			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
9 孔 9 holes	112	4816009112	



3.5 直型重建 I 接骨板

3.5 Straight Reconstruction Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉 /3.5mm 锁定螺钉, 适用于锁骨骨折 / 肱骨髁骨折 / 骨盆 / 髌臼骨折 / 肩胛骨骨折 / 不规则骨折
Used with Φ 3.5/ Φ 4.0mm Ti-Screw, Φ 3.5mm locking screw, Used for clavicle fractures/humeral intercondylar fractures/pelvis and acetabulum fracture/scapular fractures/irregular fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	46	20200420
5 孔 5 holes	58	20200421
6 孔 6 holes	70	20200422
7 孔 7 holes	82	20200423
8 孔 8 holes	94	20200424
10 孔 10 holes	118	20200425
12 孔 12 holes	142	20200426
14 孔 14 holes	166	20200427
16 孔 16 holes	190	20200428

备注: A1, P060(A2) 可替



3.5 直型重建 I 接骨板

3.5 Straight Reconstruction Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5mm 锁定螺钉, 适用于锁骨、骨盆骨折
Used with Φ 3.5mm locking screw, Used for clavicle fractures/pelvis and acetabulum fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	46	4174604046
5 孔 5 holes	58	4174605058
6 孔 6 holes	70	4174606070
7 孔 7 holes	82	4174607082
8 孔 8 holes	94	4174608094
10 孔 10 holes	118	4174610118
12 孔 12 holes	142	4174612142
14 孔 14 holes	166	4174614166
16 孔 16 holes	190	4174616190

备注: A2

3.5 弧形重建 I 接骨板 3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10
配用 3.5/4.0mm 普通螺钉 /3.5mm 锁定螺钉, 适用于骨盆 / 髌臼骨折 Used with Φ3.5/Φ4.0mm Ti-Screw, 3.5mm locking screw, Used for pelvis/acetabulum fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	48	20200429	
5 孔 5 holes	60	20200430	
6 孔 6 holes	72	20200431	
7 孔 7 holes	84	20200432	
8 孔 8 holes	95	20200433	
10 孔 10 holes	117	20200434	
12 孔 12 holes	137	20200435	

备注: A1, P061(A2) 可替

3.5 弧形重建 I 接骨板 3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10
配用 3.5 锁定钉, 适用于骨盆骨折 Used with Φ3.5mm locking screw, Used for pelvis and acetabulum fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	48	4166604048	
5 孔 5 holes	60	4166605060	
6 孔 6 holes	72	4166606072	
7 孔 7 holes	83.5	4166607083	
8 孔 8 holes	95	4166608095	
10 孔 10 holes	117	4166610117	
12 孔 12 holes	137	4166612137	

备注: A2

直型重建 I 接骨板 Straight Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.9	3.9	10	10
配用 3.5 锁定钉, 适用于锁骨、骨盆骨折 Used with Φ3.5mm locking screw, Used for clavicle fractures/pelvis and acetabulum fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3 孔 3 holes	39	4476603039	
4 孔 4 holes	52	4476604052	
5 孔 5 holes	65	4476605065	
6 孔 6 holes	78	20200513	
7 孔 7 holes	91	4476607091	
8 孔 8 holes	104	4476608104	
9 孔 9 holes	117	4476609117	
10 孔 10 holes	130	4476610130	
11 孔 11 holes	143	4476611143	
12 孔 12 holes	156	20200514	
13 孔 13 holes	169	4476613169	
14 孔 14 holes	182	4476614182	
15 孔 15 holes	195	4476615195	
16 孔 16 holes	208	4476616208	
18 孔 18 holes	234	4476618234	
20 孔 20 holes	260	4476620260	

3.5 弧形重建 II 接骨板

3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate II



钢板头部厚度 head thickness		钢板干部厚度 stem thickness
10		3
配用 3.5 锁定钉，适用于骨盆骨折 Used with Φ3.5mm locking screw, Used for pelvis and acetabulum fracture		
规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	76	4525606076
8 孔 8 holes	99	4525608099
10 孔 10 holes	120	4525610120
12 孔 12 holes	138.5	4525612138
14 孔 14 holes	154.5	4525614154
16 孔 16 holes	167.5	4525616167

3.5 弧形重建 III 接骨板

3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate III



钢板头部厚度 head thickness		钢板干部厚度 stem thickness
10		3
配用 3.5 锁定钉，适用于骨盆骨折 Used with Φ3.5mm locking screw, Used for pelvis and acetabulum fracture		
规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	76.5	4526606076
8 孔 8 holes	100.5	4526608100
10 孔 10 holes	123	4526610123
12 孔 12 holes	144	4526612144
14 孔 14 holes	163	4526614163
16 孔 16 holes	179.5	4526616179

3.5 弧形重建 II 接骨板 (髋髂关节复位)

3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate II (Embolia of Iliac Joint)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	13.5	13.5
配用 3.5 锁定螺钉，适用于髋髂 Used with Φ3.5mm locking screw. Used for embolia of iliac joint			
规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
6 孔 6 holes	124	20200436	
6 孔 6 holes	134	20200437	
6 孔 6 holes	144	20200438	

备注：A1, P064(A2) 可替

3.5 弧形重建 II 接骨板

3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate II



钢板头部厚度 head thickness		钢板干部厚度 stem thickness
13.5		4
配用 3.5 锁定钉，适用于骨盆骨折 Used with Φ3.5mm locking screw, Used for pelvis and acetabulum fracture		
规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 holes L124	123.5	20200516
6 孔 holes L134	133.5	20200517
6 孔 holes L144	143.5	20200518

备注：A2

股骨近端Ⅳ接骨板
Proximal Femoral Plate IV


钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.8	5.7	29	18
头部：6.5 小头锁定钉；干部：5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用股骨近端骨折 Head: used with Φ6.5mm Locking Screw (HB 6.5, Low Profile, Cannulated), stem: used with Φ5.0mm locking screw, Φ4.5mm Ti-Screw, Used for proximal femoral fracture.			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3 孔左 left 3 holes	120	4801103120	
4 孔左 left 4 holes	138	4801104138	
5 孔左 left 5 holes	156	4801105156	
6 孔左 left 6 holes	174	4801106174	
7 孔左 left 7 holes	192	4801107192	
8 孔左 left 8 holes	210	4801108210	
9 孔左 left 9 holes	228	4801109228	
10 孔左 left 10 holes	246	4801110246	
11 孔左 left 11 holes	264	4801111264	
12 孔左 left 12 holes	282	4801112282	
13 孔左 left 13 holes	300	4801113300	
3 孔右 right 3 holes	120	4801203120	
4 孔右 right 4 holes	138	4801204138	
5 孔右 right 5 holes	156	4801205156	
6 孔右 right 6 holes	174	4801206174	
7 孔右 right 7 holes	192	4801207192	
8 孔右 right 8 holes	210	4801208210	
9 孔右 right 9 holes	228	4801209228	
10 孔右 right 10 holes	246	4801210246	
11 孔右 right 11 holes	264	4801211264	
12 孔右 right 12 holes	282	4801212282	
13 孔右 right 13 holes	300	4801213300	

 股骨近端Ⅱ接骨板
Proximal Femoral Plate II


钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.7	6	25	17.5
头部：6.5mm 空心锁定螺钉，6.5 锁定螺钉，干部：4.5/6.5mm 普通螺钉 /5.0 锁定螺钉，股骨近端骨折 Head: used with Φ6.5mm locking screw (cannulated) , Φ6.5mm locking screw, stem: used with Φ4.5/Φ6.5mm Ti-Screw, Φ5.0mm locking screw, Used for proximal femur fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 4 孔 left 4 holes	119	20200439	
左 6 孔 left 6 holes	155	20200440	
左 8 孔 left 8 holes	191	20200441	
左 10 孔 left 10 holes	227	20200442	
左 12 孔 left 12 holes	263	20200443	
右 4 孔 right 4 holes	119	20200444	
右 6 孔 right 6 holes	155	20200445	
右 8 孔 right 8 holes	191	20200446	
右 10 孔 right 10 holes	227	20200447	
右 12 孔 right 12 holes	263	20200448	

股骨近端 I 接骨板 (大)

Proximal Femoral Plate I (Large)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
5.8	5.8	30	14
头部: 6.5 锁定螺钉 (内六方 S=4.5) ; 干部: 5.0 锁定螺钉, 适用股骨近端骨折 Head: used with $\Phi 6.5$ mm locking screw (Inner hexagon: S=4.5), stem: used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, Used for proximal femoral fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
右 4 孔 right 4 holes	50	20200450	
左 4 孔 left 4 holes	50	20200449	



股骨近端 I 接骨板 (小)

Proximal Femoral Plate I (Small)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
5.8	5.8	26	14
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
右 4 孔 right 4 holes	43	3702202043	
左 4 孔 left 4 holes	43	3702102043	

DHS(LCP) 接骨板

DHS(LCP) Plate



钢板厚度 head thickness	钢板宽度 head width
5.5	19

头部: 空心加压螺钉, 干部: 5.0 锁定螺钉 /4.5/6.5 普通螺钉, 适用于股骨近端骨折
Head: used with cannulated compression screw, stem: used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, $\Phi 4.5/\Phi 6.5$ mm Ti-Screw, Used for proximal femoral fracture

规格 Description	角度 Angle	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	角度 Angle	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	135°	82	360401000	3 孔 3 holes	130°	82	360501000
4 孔 4 holes	135°	100	360402000	4 孔 4 holes	130°	100	360502000
5 孔 5 holes	135°	118	360403000	5 孔 5 holes	130°	118	360503000
6 孔 6 holes	135°	136	360404000	6 孔 6 holes	130°	136	360504000
7 孔 7 holes	135°	154	360405000	7 孔 7 holes	130°	154	360505000
8 孔 8 holes	135°	172	360406000	8 孔 8 holes	130°	172	360506000
9 孔 9 holes	135°	190	360407000	9 孔 9 holes	130°	190	360507000
10 孔 10 holes	135°	208	360408000	10 孔 10 holes	130°	208	360508000
11 孔 11 holes	135°	226	360409000	11 孔 11 holes	130°	226	360509000
12 孔 12 holes	135°	244	360410000	12 孔 12 holes	130°	244	360510000



角度锁定板

Tibia Intramedullary Nail VI

规格 Description	产品编码 Product Code
130° 2 孔	20300442
130° 3 孔	20300443

LHC 空心螺钉

LHC Cannulated Screw

规格 Description	产品编码 Product Code	配合长度 Fit length
φ10×65	20300444	75
φ10×70	20200276	80
φ10×75	20300445	85
φ10×80	20300446	90
φ10×85	20300447	95
φ10×90	20300448	100
φ10×95	20300449	105
φ10×100	20300450	110
φ10×105	20300451	115
φ10×110	20300452	120
φ10×115	20300453	125
φ10×120	20300454	130



锁定螺钉 IV

Locking Screw IV



规格 Description	产品编码 Product Code	配合长度 Fit length
Φ6.5×59	20300455	75
Φ6.5×64	20300456	80
Φ6.5×69	20300457	85
Φ6.5×74	20300458	90
Φ6.5×79	20300459	95
Φ6.5×84	20300460	100
Φ6.5×89	20300461	105
Φ6.5×94	20300462	110
Φ6.5×99	20300463	115
Φ6.5×104	20300464	120
Φ6.5×109	20300465	125
Φ6.5×114	20300466	130



股骨近端III接骨板 Proximal Femoral Plate III

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	5.8	26.6	18.8

配用 $\Phi 5.0$ 锁定螺钉，适用适用于假体周围骨折、复杂长度骨折。
 Used with $\Phi 5.0$ mm locking screw.
 Used for femoral prosthesis fractures, proximal femoral comminuted fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 2 holes	106	4843103106
5 孔左 left 4 holes	156	4843105156
7 孔左 left 6 holes	206	4843107206
9 孔左 left 8 holes	256	4843109256
11 孔左 left 10 holes	306	4843111306
3 孔右 right 2 holes	106	4843203106
5 孔右 right 4 holes	156	4843205156
7 孔右 right 6 holes	206	4843207206
9 孔右 right 8 holes	256	4843209256
11 孔右 right 10 holes	306	4843211306

直型重建II接骨板 Straight Wide Platell



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	5.8	26.6	18.8

配用 5.0mm 锁定螺钉，适用于假体周围骨折、复杂长度骨折
 Used with $\Phi 5.0$ mm locking screw,
 Used for femoral prosthesis fractures, proximal femoral comminuted fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	162	4864006162
8 孔 8 holes	212	4864008212
10 孔 10 holes	262	4864010262

锁定螺钉 Locking Screw



螺钉杆直径 Shifter Diameter	梅花槽 Torx	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill
5	T25	4.3

与线缆锁定板配合使用
 Used with cable locking board

规格 Description	产品编码 Product Code
$\Phi 5.0 \times 12$	3945605012
$\Phi 5.0 \times 14$	3945605014
$\Phi 5.0 \times 16$	3945605016
$\Phi 5.0 \times 18$	3945605018

4.5 宽型接骨板

4.5 Wide Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
6	6	16.5	16.5
配用 4.5mm 普通螺钉，适用于股骨干粉碎性骨折 Used with Φ 4.5mm Ti-Screw, Used for femoral diaphysis comminuted fracture.			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
6 孔 6 holes	187	21000031	
8 孔 8 holes	246	21000032	
10 孔 10 holes	305	21000033	

备注：A1, P073(A2) 可替



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
6	6	16.5	16.5
配用 4.5mm 普通螺钉，适用于股骨干线缆捆绑骨折 Used with Φ 4.5mm Ti-Screw, Used for femoral diaphysis comminuted fracture.			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
6 孔 6 holes	187	4839006187	
8 孔 8 holes	246	4839008246	
10 孔 10 holes	305	4839010290	

备注：A2

直型重建 II 型接骨板

4.5 Wide Plate



圆头缆索
Round Cable

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
Φ 1.0 $\times$ 520	520	7101610520
Φ 1.3 $\times$ 520	520	7101613520
Φ 1.7 $\times$ 520	520	7103617520



枕形锁紧扣 I
Shaped crimp I

配合 Φ 1.0/ Φ 1.3/ Φ 1.7 缆索使用
Used with Φ 1.0/ Φ 1.3/ Φ 1.7 cables.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
Φ 1.0	8	7102610000
Φ 1.3	8	7102613000
Φ 1.7	8	7102617000

宽直型接骨板 Straight Wide Plate



钢板头部厚度 head thickness		钢板干部厚度 stem thickness		钢板头部宽度 head width		钢板干部宽度 stem width	
6.3		6.3		18		18	
配用 4.5/6.5mm 普通螺钉 /5.0mm 锁定螺钉, 适用于股骨骨干骨折 Used with Φ4.5 / 6.5mm Ti-Screw,Φ5.0mm locking screw,Used for femoral diaphysis fracture.							
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code		
7 孔 7 holes	136	20200451	11 孔 11 holes	208	20200455		
8 孔 8 holes	154	20200452	12 孔 12 holes	226	20200456		
9 孔 9 holes	172	20200453	14 孔 14 holes	262	20200457		
10 孔 10 holes	190	20200454				备注: A1, P075(A2) 可替	

备注: A1, P075(A2) 可替



钢板头部厚度 head thickness		钢板干部厚度 stem thickness		钢板头部宽度 head width		钢板干部宽度 stem width	
6.3		6.3		18		18	
配用 5.0 锁定钉 /4.5/6.5 普通钉, 适用于股骨干骨折 Used with Φ5.0mm locking screw, Φ4.5/6.5mm Ti-Screw, Used for femoral fracture							
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code		
7 孔 7 holes	136	4405607136	11 孔 11 holes	208	4405611208		
8 孔 8 holes	154	4405608154	12 孔 12 holes	226	4405612226		
9 孔 9 holes	172	4405609172	14 孔 14 holes	262	4405614262		
10 孔 10 holes	190	4405610190					

备注: A2

宽直型接骨板 Straight Wide Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
6.3	6.3	18	18
配用 4.5/6.5mm 普通螺钉 ,5.0mm 锁定螺钉, 适用于股骨干骨折 Used with Φ4.5/ Φ6.5mm Ti-Screw, Φ5.0mm locking screw, Used for femoral diaphysis fracture			
规 格 Description		长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
12 孔 12 holes		229	20200458
14 孔 14 holes		265	20200459
16 孔 16 holes		300	20200460
18 孔 18 holes		336	20200461

备注: A1, P076(A2) 可替



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
6.3	6.3	18	18
配用 5.0 锁定钉 /4.5/6.5 普通钉, 适用于股骨干骨折 Used with Φ5.0mm locking screw, Φ4.5/6.5mm Ti-Screw, Used for femoral fracture			
规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
12 孔 12 holes	229	4406612229	
14 孔 14 holes	265	4406614265	
16 孔 16 holes	300	4406616300	
18 孔 18 holes	336	4406618336	

备注: A2

股骨远端 II 接骨板 Distal Femoral Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	6	33	16

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用于股骨远端骨折
Head: used with $\Phi 5.0\text{mm}$ locking screw, stem: used with $\Phi 5.0\text{mm}$ locking screw, $\Phi 4.5\text{mm}$ Ti-Screw, Used for distal femoral fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	153	20300579
左 7 孔 left 7 holes	193.5	20300580
左 9 孔 left 9 holes	233	20300581
左 11 孔 left 11 holes	273	20300582
左 13 孔 left 13 holes	313	20300583
右 5 孔 right 5 holes	153	20300584
右 7 孔 right 7 holes	193.5	20300585
右 9 孔 right 9 holes	233	20300586
右 11 孔 right 11 holes	273	20300587
右 13 孔 right 13 holes	313	20300588

备注：A1, P078(A2) 可替

股骨远端外侧接骨板 Distal Femoral Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	5.6	32	16

配用 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用股骨远端外侧骨折
used with $\Phi 5.0\text{mm}$ locking screw, $\Phi 4.5\text{mm}$ Ti-Screw, Used for distal femoral fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	160	4802105160
6 孔左 left 6 holes	180	4802106180
7 孔左 left 7 holes	200	4802107200
8 孔左 left 8 holes	220	4802108220
9 孔左 left 9 holes	240	4802109240
10 孔左 left 10 holes	260	4802110260
11 孔左 left 11 holes	280	4802111280
12 孔左 left 12 holes	300	4802112300
13 孔左 left 13 holes	320	4802113320
5 孔右 right 5 holes	160	4802205160
6 孔右 right 6 holes	180	4802206180
7 孔右 right 7 holes	200	4802207200
8 孔右 right 8 holes	220	4802208220
9 孔右 right 9 holes	240	4802209240
10 孔右 right 10 holes	260	4802210260
11 孔右 right 11 holes	280	4802211280
12 孔右 right 12 holes	300	4802212300
13 孔右 right 13 holes	320	4802213320

备注：A2

股骨远端IV接骨板 Distal Femoral Plate IV



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	6	38	15.4

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用于股骨远端骨折
Head: used with $\Phi 5.0\text{mm}$ locking screw, stem: used with $\Phi 5.0\text{mm}$ locking screw, $\Phi 4.5\text{mm}$ Ti-Screw, Used for distal femoral fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	126	20300589
左 5 孔 left 5 holes	166	20300590
左 7 孔 left 7 holes	206	20300591
右 3 孔 right 3 holes	126	20300592
右 5 孔 right 5 holes	166	20300593
右 7 孔 right 7 holes	206	20300594

多孔异型接骨板

Distal Femoral Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	4.3	50	15.5

配用 5.0 锁定钉，适用于股骨远端内侧髁
Used with $\Phi 5.0\text{mm}$ locking screw, Used for distal femoral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	96	4781103096
3 孔右 right 3 holes	96	4781203096

多孔异型接骨板

Distal Femoral Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.7	4.3	45.5	15

配用 5.0 锁定钉，适用于股骨远端外侧髁
Used with $\Phi 5.0\text{mm}$ locking screw, Used for distal femoral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	92	4782103092
右 3 孔 right 3 holes	92	4782203092



股骨远端IV接骨板

Distal Femoral Plate IV

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.5	5.7	21.5	18

配有 5.0 锁定钉 / 4.5 普通钉，适用于股骨远端内侧髁上

Used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw, Used for distal femoral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	115	4783104120
7 孔左 left 7 holes	169	4783107170
4 孔右 right 4 holes	115	4783204120
7 孔右 right 7 holes	169	4783207170

股骨远端外侧接骨板

Distal Femoral Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	5.7	26.8	17.5

配有 5.0 锁定钉 / 4.5 普通钉，适用于股骨远端外侧髁上

Used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw. Used for distal femoral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	111.5	4784104120
5 孔左 left 5 holes	129.5	4784105130
6 孔左 left 6 holes	147.5	4784106148
7 孔左 left 7 holes	165.5	4784107166
8 孔左 left 8 holes	183.5	4784108184
9 孔左 left 9 holes	201.5	4784109202
10 孔左 left 10 holes	219.5	4784110220
11 孔左 left 11 holes	237.5	4784111238
12 孔左 left 12 holes	255.5	4784112256
4 孔右 right 4 holes	111.5	4784204120
5 孔右 right 5 holes	129.5	4784205130
6 孔右 right 6 holes	147.5	4784206148
7 孔右 right 7 holes	165.5	4784207166
8 孔右 right 8 holes	183.5	4784208184
9 孔右 right 9 holes	201.5	4784209202
10 孔右 right 10 holes	219.5	4784210220
11 孔右 right 11 holes	237.5	4784211238
12 孔右 right 12 holes	255.5	4784212256





股骨远端Ⅳ接骨板

Distal Femoral Plate IV

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	4.3	45	16

配有 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用于股骨远端内侧髁上
Used with Φ 5.0mm locking screw, Φ 4.5mm Ti-Screw, Used for distal femoral fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	119	4818103120
5 孔左 left 5 holes	155	4818105155
7 孔左 left 7 holes	191	4818107191
3 孔右 right 3 holes	119	4818203120
5 孔右 right 5 holes	155	4818205155
7 孔右 right 7 holes	191	4818207191



股骨远端Ⅳ接骨板

Distal Femoral Plate IV

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	24.5	17.6

配有 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用于股骨远端内侧截骨术。
used with Φ 5.0mm locking screw, Φ 4.5mm Ti-Screw, Used for distal femoral medial closed wedge osteotomy

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	121	4798104121
4 孔右 right 4 holes	121	4798204121

备注：A1, P084(A2) 可替

股骨远端Ⅱ接骨板

Distal Femoral Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.0	4.0	25.2	18.3

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用于股骨远端内侧闭合楔形截骨矫形手术。

Head: used with Φ 5.0mm locking screw, stem: used with Φ 5.0mm locking screw, Φ 4.5mm Ti-Screw, Used for distal femoral medial closed wedge osteotomy

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4 孔 left 4 holes	121	20300575
右 4 孔 right 4 holes	121	20300576

备注：A2



股骨远端IV接骨板

Distal Femoral Plate IV

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.6	5.5	30.5	16.4

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用于股骨远端外侧开放与闭合楔形截骨矫形手术。

Head: used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw, Used for distal distal femoral open and closed wedge osteotomy.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	141	20300577
右 5 孔 right 5 holes	141	20300578

备注：A1, P085(A2) 可替

股骨远端I接骨板

Distal Femoral Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.6	5.5	30.5	17

配用 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用于股骨远端外侧截骨术。

used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw, Used for distal distal femoral open and closed wedge osteotomy.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	141	4799105141
5 孔右 right 5 holes	141	4799205141

备注：A2



T 型支持接骨板

T-Shaped Support Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	34.5	16

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用膝关节的各种保留关节手术；内翻或外翻畸形。

Head: $\Phi 5.0$ mm locking screw, stem: $\Phi 5.0$ mm locking screw, $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw.Used for various knee surgery with joint reserved, varus or valgus knee deformity.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	115	20300595

备注：A1, P086(A2) 可替

胫骨近端内侧III接骨板

Proximal Medial tibia Plate III

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.3	3.3	34.5	16

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用膝关节的各种保留关节手术；内翻或外翻畸形。

Head: $\Phi 5.0$ mm locking screw, stem: $\Phi 5.0$ mm locking screw, $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw.Used for various knee surgery with joint reserved, varus or valgus knee deformity.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
8 孔左 left 8 holes	115	4479104115
8 孔右 right 8 holes	115	4479204115

备注：A2





胫骨近端外侧 I 接骨板 Proximal Lateral Tibia Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	5	22	16.3

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用于胫骨近端外侧开放与闭合楔形截骨矫形手术。

Head: used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw, Used for proximal lateral tibia osteotomy

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	101	20300596
右 3 孔 right 3 holes	101	20300597

备注：A1, P087(A2) 可替

胫骨近端外侧 VI 接骨板 Proximal Lateral Tibia Plate VI

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.2	4.6	22	16.1

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用于胫骨近端外侧开放与闭合楔形截骨矫形手术。

Head: used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw, Used for proximal lateral tibia osteotomy

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	101	4800105110
5 孔右 right 5 holes	101	4800205110

备注：A2

T 型支持接骨板 T-Shaped Support Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.3	4	20	10.5

配用 3.5/4.0 普通螺钉 /3.5mm 锁定螺钉，适用于胫骨平台后内侧骨折。

Used with $\Phi 3.5$ / $\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, $\Phi 3.5$ mm locking screw, Used for medial tibia plateau fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	69	374201002
6 孔 6 holes	79	20200474
8 孔 8 holes	105	20200475
10 孔 10 holes	131	20200476
12 孔 12 holes	157	374205002
14 孔 14 holes	183	374206002

备注：A1, P088(A2) 可替

T 型支持 I 接骨板 T-Shaped Support Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	4.1	23	13.7

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉，适用于胫骨近端后内侧骨折。

Used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for proximal medial tibia plateau fractures.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	73	4821003073
5 孔 5 holes	105	4821005105
7 孔 7 holes	137	4821007137
9 孔 9 holes	169	4821009169

备注：A2



T 型支持接骨板 T-Shaped Support Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	36	16.5

配用 4.5 普通螺钉 /5.0mm 锁定螺钉, 适用于胫骨平台内侧骨折
 Used with Φ4.5mm Ti-Screw, Φ5.0mm locking screw, Used for medial tibia plateau fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	83.5	20200471
6 孔 6 holes	115.5	20200472
8 孔 8 holes	147.5	20200473



胫骨近端内侧 I 接骨板 Proximal Medial tibia Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.7	3	25	11

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用于胫骨近端后内侧骨折
 Used with Φ3.5mm locking screw, Φ3.5/Φ4.0 mm Ti-Screw, Used for medial tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	77	4179703077
左 5 孔 left 5 holes	101	4179705101
左 7 孔 left 7 holes	125	4179707125
右 3 孔 right 3 holes	77	4179803077
右 5 孔 right 5 holes	101	4179805101
右 7 孔 right 7 holes	125	4179807125



胫骨近端内侧 II 接骨板 Proximal Medial Tibia Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.6	4	27.3	11

头部: 3.5 锁定螺钉; 干部: 3.5 锁定螺钉 /3.5/4.0 普通螺钉, 适用于胫骨平台内侧骨折
 Head: Φ3.5mm locking screw, stem: Φ3.5mm locking screw, Φ3.5/4.0 mm Ti-Screw, Used for medial tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4 孔 left 4 holes	93	20300598
左 6 孔 left 6 holes	119	20300599
左 8 孔 left 8 holes	145	20300600
左 10 孔 left 10 holes	171	20300601
左 12 孔 left 12 holes	197	20300602
左 14 孔 left 14 holes	223	20300603
左 16 孔 left 16 holes	249	20300604
右 4 孔 right 4 holes	93	20300605
右 6 孔 right 6 holes	119	20300606
右 8 孔 right 8 holes	145	20300607
右 10 孔 right 10 holes	171	20300608
右 12 孔 right 12 holes	197	20300609
右 14 孔 right 14 holes	223	20300610
右 16 孔 right 16 holes	249	20300611

备注: A1, P091(A2) 可替

胫骨近端内侧 II 接骨板

Proximal Medial Tibia Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.7	4	26	11

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用于胫骨平台内侧骨折
 Used with Φ 3.5mm locking screw, Φ 3.5/4.0 mm Ti-Screw, Used for medial tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔左 left 4 holes	117	4786106120
8 孔左 left 6 holes	143	4786108143
10 孔左 left 8holes	169	4786110169
12 孔左 left 10 holes	195	4786112195
14 孔左 left 12 holes	221	4786114221
16 孔左 left 14 holes	247	4786116247
6 孔右 right 4 holes	117	4786206120
8 孔右 right 6 holes	143	4786208143
10 孔右 right 8holes	169	4786210169
12 孔右 right 10 holes	195	4786212195
14 孔右 right 12 holes	221	4786214221
16 孔右 right 14 holes	247	4786216247

多孔异型接骨板

Proximal Medial Tibia Plate II

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	91	4785104091
4 孔右 right 4 holes	91	4785204091

备注: A2

备注: A2



胫骨近端内侧 II 接骨板

Proximal Medial Tibia Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.2	3.6	29	13

配用 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉, 适用于胫骨平台内侧骨折
 Used with Φ 5.0mm locking screw, Φ 4.5 mm Ti-Screw, Used for medial tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔左 left 6 holes	140	4788106140
8 孔左 left 8holes	176	4788108176
10 孔左 left 10 holes	212	4788110212
12 孔左 left 12 holes	248	4788112248
14 孔左 left 14 holes	284	4788114284
6 孔右 right 6 holes	140	4788206140
8 孔右 right 8 holes	176	4788208176
10 孔右 right 10 holes	212	4788210212
12 孔右 right 12 holes	248	4788212248
14 孔右 right 14 holes	284	4788214284

多孔异型接骨板

Proximal Medial Tibia Plate II

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	104	4787104104
4 孔右 right4 holes	104	4787204104



胫骨近端内侧 I 接骨板

Proximal Medial Tibia Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	4	36.5	15.5

头部：5.0 锁定螺钉，干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用于胫骨平台内侧骨折
Head: used with Φ 5.0mm locking screw, stem: used with Φ 5.0mm locking screw,
 Φ 4.5 mm Ti-Screw, Used for medial tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	96	370501002
左 5 孔 left 5 holes	132	20200462
左 7 孔 left 7 holes	168	20200463
左 9 孔 left 9 holes	204	20200464
左 11 孔 left 11 holes	240	20200465
右 3 孔 right 3 holes	96	20200466
右 5 孔 right 5 holes	132	20200467
右 7 孔 right 7 holes	168	20200468
右 9 孔 right 9 holes	204	20200469
右 11 孔 right 11 holes	240	20200470

备注：A1，P094(A2) 可替

胫骨近端内侧 I 接骨板

Proximal Medial tibia Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	4.1	36.5	15.5

配有 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用于胫骨近端内侧骨折
Used with Φ 5.0mm locking screw, Φ 4.5 mm Ti-Screw, Used for medial tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	96.5	20200515
左 5 孔 left 5 holes	132.5	4523705132
左 7 孔 left 7 holes	168.5	4523707168
左 9 孔 left 9 holes	204.5	4523709204
左 11 孔 left 11 holes	240.5	4523711240
右 3 孔 right 3 holes	96.5	4523803096
右 5 孔 right 5 holes	132.5	4523805132
右 7 孔 right 7 holes	168.5	4523807168
右 9 孔 right 9 holes	204.5	4523809204
右 11 孔 right 11 holes	240.5	4523811240

备注：A2

胫骨近端外侧 II 接骨板

Proximal Lateral Tibia Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	4	34.5	11

头部: 3.5 锁定螺钉; 干部: 3.5 锁定螺钉 /3.5/4.0 普通螺钉, 适用于胫骨平台外侧骨折
Head: Φ 3.5mm locking screw, stem: Φ 3.5mm locking screw, Φ 3.5/4.0mm Ti-Screw, Used for lateral tibia plateau fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4 孔 left 4 holes	79	20300612
左 6 孔 left 6 holes	105	20300613
左 8 孔 left 8 holes	131	20300614
左 10 孔 left 10 holes	157	20300615
左 12 孔 left 12 holes	183	20300616
左 14 孔 left 14 holes	209	20300617
左 16 孔 left 16 holes	235	20300618
右 4 孔 right 4 holes	79	20300619
右 6 孔 right 6 holes	105	20300620
右 8 孔 right 8 holes	131	20300621
右 10 孔 right 10 holes	157	20300622
右 12 孔 right 12 holes	183	20300623
右 14 孔 right 14 holes	209	20300624
右 16 孔 right 16 holes	235	20300625

备注: A1, P096(A2) 可替

L 型支持接骨板

L-Shaped Support Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.3	3.8	33	11

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 胫骨平台外侧骨折
Used with Φ 3.5mm locking screw, Φ 3.5/4.0 mm Ti-Screw, Used for lateral tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	76	4789104076
6 孔左 left 6 holes	102	4789106102
8 孔左 left 8 holes	128	4789108128
10 孔左 left 10 holes	154	4789110154
12 孔左 left 12 holes	180	4789112180
14 孔左 left 14 holes	206	4789114206
16 孔左 left 16 holes	232	4789116232
4 孔右 right 4 holes	76	4789204076
6 孔右 right 6 holes	102	4789206102
8 孔右 right 8 holes	128	4789208128
10 孔右 right 10 holes	154	4789210154
12 孔右 right 12 holes	180	4789212180
14 孔右 right 14 holes	206	4789214206
16 孔右 right 16 holes	232	4789216232

备注: A2



L 型支持 接骨板

L-Shaped Support Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.4	3.7	35	13.6

配有 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用于胫骨平台外侧骨折
 Used with Φ 5.0mm locking screw, Φ 4.5 mm Ti-Screw, Used for lateral tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	82	4791104082
6 孔左 left 6 holes	118	4791106118
8 孔左 left 8 holes	154	4791108154
10 孔左 left 10 holes	190	4791110190
12 孔左 left 12 holes	226	4791112226
14 孔左 left 14 holes	262	4791114262
4 孔右 right 4 holes	82	4791204082
6 孔右 right 6 holes	118	4791206118
8 孔右 right 8 holes	154	4791208154
10 孔右 right 10 holes	190	4791210190
12 孔右 right 12 holes	226	4791212226
14 孔右 right 14 holes	262	4791214262



胫骨近端外侧IV接骨板

Proximal Lateral Tibia Plate IV

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	4.7	33	15.2

配有 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉，适用于胫骨近端外侧骨折
 Used with Φ 3.5mm locking screw, Φ 3.5 /4.0 mm Ti-Screw, Used for lateral tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 3 holes	118	4793105118	5 孔右 right 3 holes	118	4793205118
6 孔左 left 4 holes	134	4793106134	6 孔右 right 4 holes	134	4793206134
7 孔左 left 3 holes	150	4793107150	7 孔右 right 3 holes	150	4793207150
8 孔左 left 4 holes	166	4793108166	8 孔右 right 4 holes	166	4793208166
9 孔左 left 5 holes	182	4793109182	9 孔右 right 5 holes	182	4793209182
10 孔左 left 6 holes	198	4793110198	10 孔右 right 6 holes	198	4793210198
11 孔左 left 7 holes	214	4793111214	11 孔右 right 7 holes	214	4793211214
12 孔左 left 8 holes	230	4793112230	12 孔右 right 8 holes	230	4793212230
13 孔左 left 9 holes	246	4793113246	13 孔右 right 9 holes	246	4793213246
14 孔左 left 10 holes	262	4793114262	14 孔右 right 10 holes	262	4793214262
15 孔左 left 11 holes	278	4793115278	15 孔右 right 11 holes	278	4793215278

多孔异型接骨板

Proximal Lateral Tibia Plate II

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	86	4792103086	3 孔右 right 3 holes	86	4792203086
4 孔左 left 4 holes	102	4792104102	4 孔右 right 4 holes	102	4792204102



胫骨近端外侧 I 接骨板

Proximal Lateral Tibia Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.9	4.5	32	14

头部：5.0 锁定螺钉；干部：5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉，适用于胫骨平台外侧骨折
Head: used with Φ5.0mm locking screw, stem: used with Φ5.0mm locking screw,
Φ4.5mm Ti-Screw, Used for lateral tibia plateau fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	124	20200477
左 7 孔 left 7 holes	160	20200478
左 9 孔 left 9 holes	196	20200479
左 11 孔 left 11 holes	232	20200480
左 13 孔 left 13 holes	268	20200481
右 5 孔 right 5 holes	124	20200482
右 7 孔 right 7 holes	160	20200483
右 9 孔 right 9 holes	196	20200484
右 11 孔 right 11 holes	232	20200485
右 13 孔 right 13 holes	268	20200486

备注：A1, P100(A2) 可替



胫骨近端外侧 III 接骨板

Proximal Lateral Tibia Plate III

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	4.7	22	16

配有 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用于胫骨近端外侧骨折
Used with Φ5.0mm locking screw, Φ4.5mm Ti-Screw, Used for lateral tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	104	4805105110	5 孔右 right 5 holes	104	4805205110
6 孔左 left 6 holes	124	4806106124	6 孔右 right 6 holes	124	4806206124
7 孔左 left 7 holes	144	4806107144	7 孔右 right 7 holes	144	4806207144
8 孔左 left 8 holes	164	4806108164	8 孔右 right 8 holes	164	4806208164
9 孔左 left 9 holes	184	4806109184	9 孔右 right 9 holes	184	4806209184
10 孔左 left 10 holes	204	4806110204	10 孔右 right 10 holes	204	4806210204
11 孔左 left 11 holes	224	4806111224	11 孔右 right 11 holes	224	4806211224
12 孔左 left 12 holes	244	4806112244	12 孔右 right 12 holes	244	4806212244
13 孔左 left 13 holes	264	4806113264	13 孔右 right 13 holes	264	4806213264
14 孔左 left 14 holes	284	4806114284	14 孔右 right 14 holes	284	4806214284
15 孔左 left 15 holes	304	4806115304	15 孔右 right 15 holes	304	4806215304

备注：A2



窄直型 I 接骨板 Straight Narrow Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
5	5	14.5	14.5

配用 4.5mm 普通螺钉 /5.0mm 锁定螺钉，适用于胫骨干骨折
Used with Φ 4.5 mm Ti-Screw, Φ 5.0 mm locking screw,
Used for tibia diaphysis fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	96	20200496	9 孔 9 holes	168	20200500
6 孔 6 holes	114	20200497	10 孔 10 holes	186	20200501
7 孔 7 holes	132	20200498	12 孔 12 holes	222	20200502
8 孔 8 holes	150	20200499			

备注：A1, P102(A2) 可替



窄直型 I 接骨板 Straight Narrow Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
5	5	14.5	14.5

配用 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用于胫骨干骨折
Used with Φ 5.0mm locking screw, Φ 4.5 mm Ti-Screw, Used for tibia fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	96	4171605096	9 孔 9 holes	168	4171609168
6 孔 6 holes	114	4171606114	10 孔 10 holes	186	4171610186
7 孔 7 holes	132	4171607132	12 孔 12 holes	222	4171612222
8 孔 8 holes	150	4171608150			

备注：A2



干骺端直型 I 接骨板

Metaphysis Straight Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	5	14.5	14.5

干骺端：用 3.5/4.0mm 普通螺钉和 3.5mm 锁定螺钉，干端：4.5 普通螺钉和 5.0mm 锁定螺钉，
适用于胫骨干骺端骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, $\Phi 3.5$ mm locking screw,
stem: used with $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw, $\Phi 5.0$ mm locking screw,
Used for tibia metaphysic fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	114	20200487	8 孔 8 holes	204	20200492
4 孔 4 holes	132	20200488	9 孔 9 holes	222	20200493
5 孔 5 holes	150	20200489	11 孔 11 holes	258	20200494
6 孔 6 holes	168	20200490	13 孔 13 holes	294	20200495
7 孔 7 holes	186	20200491			

备注：A1, P104(A2) 可替



干骺端直型 I 接骨板

Metaphysis Straight Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	5	14.5	14.5

干骺端：用 3.5/4.0mm 普通螺钉和 3.5mm 锁定螺钉，干端：4.5 普通螺钉和 5.0mm 锁定螺钉，
适用于胫骨干骺端骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, $\Phi 3.5$ mm locking screw,
stem: used with $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw, $\Phi 5.0$ mm locking screw,
Used for tibia metaphysic fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	114	4401603114
4 孔 4 holes	132	4401604132
5 孔 5 holes	150	4401605150
6 孔 6 holes	168	4401606168
7 孔 7 holes	186	4401607186
8 孔 8 holes	204	4401608204
9 孔 9 holes	222	4401609222
11 孔 11 holes	258	4401611258
13 孔 13 holes	294	4401613294

备注：A2



胫骨远端内侧 I 接骨板

Distal Medial Tibia Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	4	20.5	10.5

头部 :3.5 锁定螺钉；干部 :3.5/4.0 普通螺钉 /3.5 锁定螺钉，适用于胫骨远端骨折

Head: used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, $\Phi 3.5$ mm locking screw, Used for distal tibia fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left 6 holes	148	370601002
左 8 孔 left 8 holes	174	370602002
左 10 孔 left 10 holes	200	370603002
左 12 孔 left 12 holes	226	370604002
左 14 孔 left 14 holes	252	370605002
右 6 孔 right 6 holes	148	370606002
右 8 孔 right 8 holes	174	370607002
右 10 孔 right 10 holes	200	370608002
右 12 孔 right 12 holes	226	370609002
右 14 孔 right 14 holes	252	370610002



胫骨远端内侧 I 接骨板

Distal Medial Tibia Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	3.5	20.4	14

头部 :3.5 锁定螺钉；干部 :4.5 普通螺钉 /5.0 锁定螺钉，适用于胫骨远端骨折

Head: used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw, $\Phi 5.0$ mm locking screw, Used for distal tibia fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	114	3744403114
左 5 孔 left 5 holes	146	3744405146
左 7 孔 left 7 holes	178	3744407178
左 9 孔 left 9 holes	210	3744409210
左 11 孔 left 11 holes	242	3744411242
左 13 孔 left 13 holes	274	3744413274
右 3 孔 right 3 holes	114	3744503114
右 5 孔 right 5 holes	146	3744505146
右 7 孔 right 7 holes	178	3744507178
右 9 孔 right 9 holes	210	3744509210
右 11 孔 right 11 holes	242	3744511242
右 13 孔 right 13 holes	274	3744513274



胫骨远端 II 接骨板

Distal Medial Tibia Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	4	21	13.5

配用 3.5 锁定钉 /3.5 皮质骨螺钉，适用于胫骨远端复杂关节内和关节外的骨折。
 Used with Φ 3.5mm locking screw, Φ 3.5Ti-Screw, Used for distal medial tibia plateau fractures.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 内侧 left 5 holes	109	20300675
7 孔左 内侧 left 7 holes	135	20300677
9 孔左 内侧 left 9 holes	161	20300679
11 孔左 内侧 left 11 holes	187	20300681
13 孔左 内侧 left 13 holes	213	20300683
15 孔左 内侧 left 15 holes	239	20300685
5 孔右 内侧 right 5 holes	110	20300676
7 孔右 内侧 right 7 holes	135	20300678
9 孔右 内侧 right 9 holes	161	20300680
11 孔右 内侧 right 11 holes	187	20300682
13 孔右 内侧 right 13 holes	213	20300684
15 孔右 内侧 right 15 holes	239	20300686



胫骨远端外侧 II 接骨板

Distal Lateral Tibia Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	4	22	16

配用 5.0 mm 锁定螺钉 /4.5mm 普通螺钉，适用于胫骨远端外侧骨折
 Used with Φ 5.0 mm locking screw, Φ 4.5mm Ti-Screw,Used for distal lateral tibia fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	121	374401002
左 7 孔 left 7 holes	157	374402002
左 9 孔 left 9 holes	193	374403002
左 11 孔 left 11 holes	229	374404002
左 13 孔 left 13 holes	265	374405002
右 5 孔 right 5 holes	121	374409002
右 7 孔 right 7 holes	157	374410002
右 9 孔 right 9 holes	193	374411002
右 11 孔 right 11 holes	229	374412002
右 13 孔 right 13 holes	265	374413002

胫骨远端外侧 I 接骨板 Distal Lateral Tibia Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.2	4	31.6	13.6

头部 :3.5 锁定螺钉, 干部 :3.5/4.0 普通螺钉、3.5 锁定螺钉, 用于胫骨远端骨折
Head: used with Φ3.5mm locking screw, stem: used with Φ3.5/Φ4.0mm Ti-Screw, Φ3.5mm locking screw, Used for distal tibia fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	73	370701002
左 7 孔 left 7 holes	99	370702002
左 9 孔 left 9 holes	125	370703002
左 11 孔 left 11 holes	151	370704002
左 13 孔 left 13 holes	177	370705002
左 15 孔 left 15 holes	203	370706002
左 17 孔 left 17 holes	229	370707002
左 19 孔 left 19 holes	255	370708002
左 21 孔 left 21 holes	281	370709002
右 5 孔 right 5 holes	73	370710002
右 7 孔 right 7 holes	99	370711002
右 9 孔 right 9 holes	125	370712002
右 11 孔 right 11 holes	151	370713002
右 13 孔 right 13 holes	177	370714002
右 15 孔 right 15 holes	203	370715002
右 17 孔 right 17 holes	229	370716002
右 19 孔 right 19 holes	255	370717002
右 21 孔 right 21 holes	281	370718002

备注: A1, P110(A2) 可替

胫骨远端外侧 II 接骨板 Proximal Lateral Tibia Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.3	4.2	32.5	13

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用于胫骨远端外侧骨折
Used with Φ3.5mm locking screw, Φ3.5/4.0 mm Ti-Screw,Used for lateral tibia plateau fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	92	4804105092
7 孔左 left 7 holes	124	4804107124
9 孔左 left 9 holes	156	4804109156
11 孔左 left 11 holes	188	4804111188
13 孔左 left 13 holes	220	4804113220
5 孔右 right 5 holes	92	4804205092
7 孔右 right 7 holes	124	4804207124
9 孔右 right 9 holes	156	4804209156
11 孔右 right 11 holes	188	4804211188
13 孔右 right 13 holes	220	4804213220

备注: A2

胫骨远端 II 接骨板 Proximal Lateral Tibia Plate I

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
15 孔外侧 左 left 15 holes	252	4803115252
17 孔外侧 左 left 17 holes	284	4803117284
19 孔外侧 左 left 19 holes	316	4803119316
15 孔外侧 右 right 15 holes	252	4803215252
17 孔外侧 右 right 17 holes	284	4803217284
19 孔外侧 右 right 19 holes	316	4803219316

备注: A2



斜 T 型接骨板
T-Oblique Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	3	30.5	13
头部 :3.5 锁定螺钉, 干部 :3.5 锁定螺钉、3.5/4.0 普通螺钉, 适用于胫骨远端后侧骨折 Head: used with Φ 3.5mm locking screw, stem: used with Φ 3.5mm locking screw, Φ 3.5/ Φ 4.0mm Ti-Screw, Used for distal posterior tibia fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 3-5 孔 left 3-5 holes	67	3776404067	
左 3-7 孔 left 3-7 holes	97	3776404097	
右 3-5 孔 right 3-5 holes	67	3776504067	
右 3-7 孔 right 3-7 holes	97	3776504097	



腓骨远端 II 接骨板
Distal Fibula Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2.5	14.2	10
头部 :2.7 锁定螺钉; 干部 :3.5 锁定螺钉、3.5/4.0 普通螺钉, 适用于腓骨远端 Head: used with Φ 2.7mm locking screw, stem: used with Φ 3.5mm locking screw, Φ 3.5/ Φ 4.0mm Ti-Screw, Used for distal fibula fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 3 孔 left 3 holes	77.5	3730403077	
左 5 孔 left 5 holes	103.5	3730405103	
左 7 孔 left 7 holes	129.5	3730407129	
左 9 孔 left 9 holes	155.5	3730409155	
左 11 孔 left 11 holes	181.5	3730411181	
右 3 孔 right 3 holes	77.5	3730503077	
右 5 孔 right 5 holes	103.5	3730505103	
右 7 孔 right 7 holes	129.5	3730507129	
右 9 孔 right 9 holes	155.5	3730509155	
右 11 孔 right 11 holes	181.5	3730511181	



腓骨远端 I 接骨板 Distal Fibula Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.3	2.3	10	10

头部 :2.4/2.7 锁定钉; 干部 :3.5 锁钉 /3.5 普通钉, 适用于腓骨远端后外侧骨折
Head: used with Φ 2.4/2.7mm locking screw, stem: used with Φ 3.5mm locking screw, Φ 3.5mm Ti-Screw, Used for distal fibula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	77	4745103077
4 孔左 left 4 holes	90	4745104090
5 孔左 left 5 holes	103	4745105103
6 孔左 left 6 holes	116	4745106116
7 孔左 left 7 holes	129	4745107129
8 孔左 left 8 holes	142	4745108142
3 孔右 right 3 holes	77	4745203077
4 孔右 right 4 holes	90	4745204090
5 孔右 right 5 holes	103	4745205103
6 孔右 right 6 holes	116	4745206116
7 孔右 right 7 holes	129	4745207129
8 孔右 right 8 holes	142	4745208142



腓骨远端 II 接骨板 Distal Fibula Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.4	2.5	15	11.5

头部 :2.4/2.7 锁定钉; 干部 :3.5 锁钉 /3.5 普通钉, 适用于腓骨远端骨折
Head: used with Φ 2.4/2.7mm locking screw, stem: used with Φ 3.5mm locking screw, Φ 3.5mm Ti-Screw, Used for distal fibula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	84	4794103084
4 孔左 left 4 holes	97	4794104097
5 孔左 left 5 holes	110	4794105110
6 孔左 left 6 holes	123	4794106123
7 孔左 left 7 holes	136	4794107136
9 孔左 left 9 holes	162	4794109162
3 孔右 right 3 holes	84	4794203084
4 孔右 right 4 holes	97	4794204097
5 孔右 right 5 holes	110	4794205110
6 孔右 right 6 holes	123	4794206123
7 孔右 right 7 holes	136	4794207136
9 孔右 right 9 holes	162	4794209162



腓骨远端 I 接骨板 Distal Fibula Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	3	14	9.5

头部 :3.5 锁定螺钉；干部 :3.5/4.0 普通螺钉、3.5 锁定螺钉，适用于腓骨远端骨折
Head: used with Φ3.5mm locking screw, stem: used with Φ3.5/Φ4.0mm Ti-Screw,
Φ3.5mm locking screw, Used for distal fibula fracture

规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2 孔 left 2 holes	63	372501002
左 4 孔 left 4 holes	89	20200508
左 6 孔 left 6 holes	115	20200509
左 8 孔 left 8 holes	141	372504002
左 10 孔 left 10 holes	167	372509002
左 12 孔 left 12 holes	193	372510002
右 2 孔 right 2 holes	63	20200510
右 4 孔 right 4 holes	89	20200511
右 6 孔 right 6 holes	115	372507002
右 8 孔 right 8 holes	141	20200512
右 10 孔 right 10 holes	167	372511002
右 12 孔 right 12 holes	193	372512002

备注：A1，P116(A2) 可替



腓骨远端 IV 接骨板 Distal Fibula Plate IV

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.1	2.6	13.4	9.9

头部 :3.5 锁定钉；干部 :3.5 锁钉 /3.5 普通钉，适用于腓骨远端骨折
Head: used with Φ3.5mm locking screw, stem: used with Φ3.5mm locking
screw,Φ3.5mm Ti-Screw, Used for distal fibula fracture

规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	81	4844104081
4 孔左 left 4 holes	94	4844105094
6 孔左 left 6 holes	120	4844107120
8 孔左 left 8 holes	146	4844109146
10 孔左 left 10 holes	172	4844111172
3 孔右 right 3 holes	81	4844204081
4 孔右 right 4 holes	94	4844205094
6 孔右 right 6 holes	120	4844207120
8 孔右 right 8 holes	146	4844209146
10 孔右 right 10 holes	172	4844211172

备注：A2

1/3 管状接骨板 1/3 Tubular Shaped Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	10	10
配备 3.5mm 锁定螺钉，适用于腓骨骨折 Used with Φ 3.5 mm locking screw, Used for fibula fracture			
规格 Description	长度 mm Length (mm)	产品编码 Product Code	
5 孔 5 holes	64	20200503	
6 孔 6 holes	76	20200504	
7 孔 7 holes	88	20200505	
8 孔 8 holes	100	20200506	
10 孔 10 holes	124	20200507	

备注: A1, P117(A2) 可替

1/3 管状接骨板 1/3 Tubular Shaped Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	10	10
配备 3.5 锁定钉，适用于腓骨骨折 Used with Φ 3.5mm locking screw, Used for fibula fracture			
规格 Description	长度 mm Length (mm)	产品编码 Product Code	
5 孔 holes	64	4165605064	
6 孔 holes	76	4165606076	
7 孔 holes	88	4165607088	
8 孔 holes	100	4165608100	
10 孔 holes	124	4165610124	

备注: A2

1.5 直型 I 接骨板 1.5 Straight Plate I



钢板厚度 head thickness	干部宽度 stem width	
1	4.25	
配备 1.5 锁定钉 /1.5 普通钉，适用手足部骨折 Used with Φ1.5mm locking screw, Φ1.5mm Ti-Screw,Used for hand and foot fracture.		
规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	23	20200044
6 孔 6 holes	36	20200045

1.5 直型 II 接骨板 1.5 Straight Plate II



钢板厚度 head thickness	干部宽度 stem width	
1	4.25	
配备 1.5 锁定钉 / 1.5 普通钉，适用手足部骨折 Used with Φ1.5mm locking screw, Φ1.5mm Ti-Screw,Used for hand and foot fracture.		
规 格 Description	长度 Length（mm）	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	29.25	20200046
12 孔 12 holes	59.25	20200047

1.5 直型 I 接骨板 1.5 Straight Plate I



钢板厚度 head thickness		干部宽度 stem width	
1		4.25	
配用 1.5 锁定钉 /1.5 普通钉, 适用手足部骨折 Used with Φ1.5mm locking screw, Φ1.5mm Ti-Screw,Used for hand and foot fracture.			
规 格 Description		长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-4 孔 3-4 holes		24.25	20200050
3-8 孔 3-8 holes		44.25	20200051

1.5Y 型 I 接骨板 1.5 Y-Shaped Plate I



钢板厚度 head thickness	干部宽度 stem width	
1	4.25	
配用 1.5 锁定钉 /1.5 普通钉, 适用手足部骨折 Used with Φ1.5mm locking screw, Φ1.5mm Ti-Screw,Used for hand and foot fracture.		
规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	25.75	20200054
8 孔 8 holes	45.75	20200055

1.5Y 型 II 接骨板 1.5 Y-Shaped Plate II



钢板厚度 head thickness	干部宽度 stem width	
1	4.25	
配用 1.5 锁定钉 /1.5 普通钉, 适用手足部骨折 Used with Φ1.5mm locking screw, Φ1.5mm Ti-Screw,Used for hand and foot fracture.		
规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	26	20200056
8 孔 8 holes	46	20200057

多孔解剖型 I Calcaneal Plate I



钢板厚度 head thickness		
1		
配用 1.5 锁定钉, 适用手足部骨折 Used with Φ 1.5mm locking screw, Used for hand and foot fracture.		
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
右 8 孔 right 8 holes	23.7	20200059
左 8 孔 left 8 holes	23.7	20200060

2.0 T 型 II 接骨板 2.0 T-Shaped Plate II



钢板厚度
head thickness

1.3

干部宽度
stem width

5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折
Used with Φ 2.0mm locking screw, Φ 2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	25.3	20200075
3-5 孔 3-5 holes	38.9	20200076
3-7 孔 3-7 holes	52.5	20200077

2.0 Y 型 II 接骨板 2.0 Y-Shaped Plate II



钢板厚度
head thickness

1.3

干部宽度
stem width

5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折
Used with Φ 2.0mm locking screw, Φ 2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	24.9	20200078
5 孔 5 holes	38.5	20200079
7 孔 7 holes	52.1	20200080

2.0 T 型 III 接骨板 2.0 T-Shaped Plate III



钢板厚度
head thickness

1.3

干部宽度
stem width

5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折
Used with Φ 2.0mm locking screw, Φ 2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-3 孔 2-3 holes	25.2	20200081
2-5 孔 2-5 holes	38.8	20200082
2-7 孔 2-7 holes	52.4	20200083

2.0 Y 型 I 接骨板 2.0 Y-Shaped Plate I



钢板厚度
head thickness

1.3

干部宽度
stem width

5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折
Used with Φ 2.0mm locking screw, Φ 2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	27.1	20200084
5 孔 5 holes	40.7	20200085
7 孔 7 holes	54.3	20200086

2.0 H 型接骨板 2.0 H-Shaped Plate



钢板厚度 head thickness	干部宽度 stem width
1.3	5

配用 2.0 锁定钉, 适用手足部骨折
Used with $\Phi 2.0$ mm locking screw, Used for hand and foot fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
8 孔 8 holes	48.3	20200001

2.0T 型 III 接骨板 2.0 T-Shaped Plate III




钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	16.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折
Used with $\Phi 2.0$ mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-2 孔 3-2 holes	22.5	20400075

备注: A1, P124(A2) 可替

2.0T 型 III 接骨板 2.0 T-Shaped Plate III



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	16.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折
Used with $\Phi 2.0$ mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-2 孔 3-2 holes	22.5	4152602022

备注: A2

2.0L 型 II 接骨板 2.0 L-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	10.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折
 Used with Φ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
右 2-2 孔 right 2-2 holes	16.5	20400078
右 2-4 孔 right 2-4 holes	28.5	20400079
左 2-2 孔 left 2-2 holes	16.5	20400076
左 2-4 孔 left 2-4 holes	28.5	20400077

备注: A1, P125(A2) 可替

2.0L 型 II 接骨板 (直角) 2.0 L-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	10.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折
 Used with Φ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
右 2-2 孔 right 2-2 holes	16.5	4153802020
右 2-4 孔 right 2-4 holes	28.5	4153804032
左 2-2 孔 left 2-2 holes	16.5	4153702020
左 2-4 孔 left 2-4 holes	28.5	4153704032

备注: A2

2.0 直型 II 接骨板 2.0 Straight Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	4.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折
 Used with Φ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	34	21700049

备注: A1, P126(A2) 可替

2.0 直型 II 接骨板 2.0 Straight Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	4.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折
 Used with Φ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	34	4176606034

备注: A2

2.0T 型 II 接骨板

2.0 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	9.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折
Used with Φ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-4 孔 2-4 holes	26.5	20400081

备注: A1, P127(A2) 可替

2.0T 型 II 接骨板

2.0 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	9.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折
Used with Φ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-4 孔 2-4 holes	26.5	4151604026

备注: A2

(2.0) 直型重建 I 接骨板

(2.0) Straight Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	4.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折
Used with Φ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	34.5	3723606034
8 孔 8 holes	46.5	20400083
12 孔 12 holes	70.5	3723612070
16 孔 16 holes	94.5	20400085

备注: A1, P128(A2) 可替

(2.0) 直型重建 I 接骨板

2.0 Straight Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	4.6	4.6

配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折
Used with Φ 2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	34.5	21700056
8 孔 8 holes	46.5	21700057
12 孔 12 holes	70.5	21700058
16 孔 16 holes	94.5	21700059

备注: A2

2.0L 型 II 接骨板 2.0 L-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	9.2	4.6
配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折 Used with Φ2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
右 2-2 孔 right 2-2 holes	20	20400088	
右 2-4 孔 right 2-4 holes	32	20400089	
左 2-2 孔 left 2-2 holes	20	20400086	
左 2-4 孔 left 2-4 holes	32	20400087	

备注: A1, P129(A2) 可替

2.0L 型 II 接骨板 (斜角) 2.0 L-Shaped Plate II (Oblique)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	9.2	4.6
配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折 Used with Φ2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	角度 Angle	产品编码 Product Code
右 2-2 孔 right 2-2 holes	20.5	130°	4154802016
右 2-4 孔 right 2-4 holes	32.5	130°	4154804028
左 2-2 孔 left 2-2 holes	20.5	130°	4154702016
左 2-4 孔 left 2-4 holes	32.5	130°	4154704028

备注: A2

2.0Y 型 I 接骨板 2.0 Y-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	10.2	4.6
配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折 Used with Φ2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3 孔 3 holes	21.5	20400090	
5 孔 5 holes	33.5	20400091	

备注: A1, P130(A2) 可替

2.0Y 型 I 接骨板 2.0 Y-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1	1	10.2	4.6
配用 2.0 锁定螺钉, 适用手足部骨折 Used with Φ2.0mm locking screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3 孔 3 holes	21.5	4156603021	
5 孔 5 holes	33.5	4156605033	

备注: A2

2.0Y 型 I 接骨板 2.0 Y-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	10	5

配用 2.0 锁定螺钉 /2.0 普通螺钉, 适用手足部骨折
 Used with $\Phi 2.0\text{mm}$ locking screw, $\Phi 2.0\text{mm}$ Ti-Screw,
 Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	27	20400092
5 孔 5 holes	41	20400093
7 孔 7 holes	55	20400094

备注: A1, P131(A2) 可替

2.0Y 型 I 接骨板 2.0 Y-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	10	5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折
 Used with $\Phi 2.0\text{mm}$ locking screw, $\Phi 2.0\text{mm}$ Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	27.5	4157603027
5 孔 5 holes	41.5	4157605041
7 孔 7 holes	55.5	4157607055

备注: A2

(2.0) 直型重建 I 接骨板 (2.0) Straight Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	5	5

配用 2.0 锁定螺钉 /2.0 普通螺钉, 适用手足部骨折
 Used with $\Phi 2.0\text{mm}$ locking screw, $\Phi 2.0\text{mm}$ Ti-Screw,
 Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	41.5	20400095
12 孔 12 holes	83.5	20400096

备注: A1, P132(A2) 可替

(2.0) 直型重建 I 接骨板 2.0 Straight Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	5	5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折
 Used with $\Phi 2.0\text{mm}$ locking screw, $\Phi 2.0\text{mm}$ Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	41.5	4403606041
12 孔 12 holes	83.5	4403612083

备注: A2

2.0 直型 I 接骨板

2.0 Straight Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.2	1.2	5.5	5.5
配用 2.0 锁定螺钉 /2.0 普通螺钉, 适用手足部骨折 Used with Φ2.0mm locking screw, Φ2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	31	20400097	
5 孔 5 holes	38	20400098	
6 孔 6 holes	45	20400099	
7 孔 7 holes	52	20400100	
8 孔 8 holes	59	20400101	
10 孔 10 holes	73	20400102	

备注: A1, P133(A2) 可替

2.0 直型 I 接骨板

2.0 Straight Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.2	1.2	5.5	5.5
配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折 Used with Φ2.0mm locking screw, Φ2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	31	4164604031	
5 孔 5 holes	38	4164605038	
6 孔 6 holes	45	4164606045	
7 孔 7 holes	52	4164607052	
8 孔 8 holes	59	4164608059	
10 孔 10 holes	73	4164610073	

备注: A2

2.0T 型 II 接骨板

2.0 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	14	5
配用 2.0 锁定螺钉 /2.0 普通螺钉, 适用手足部骨折 Used with Φ2.0mm locking screw, Φ2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
2-3 孔 2-3 holes	25.5	20400103	
2-5 孔 2-5 holes	39.5	20400104	
2-7 孔 2-7 holes	53.5	20400105	

备注: A1, P134(A2) 可替

2.0T 型 II 接骨板

2.0 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	14	5
配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折 Used with Φ2.0mm locking screw, Φ2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
2-3 孔 2-3 holes	25.5	4150603025	
2-5 孔 2-5 holes	39.5	4150605039	
2-7 孔 2-7 holes	53.5	4150607053	

备注: A2

2.0T 型 II 接骨板

2.0 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	18.2	5

配用 2.0 锁定螺钉 /2.0 普通螺钉, 适用手足部骨折
 Used with Φ2.0mm locking screw, Φ2.0mm Ti-Screw,
 Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	26	20400106
3-5 孔 3-5 holes	40	20400107
3-7 孔 3-7 holes	54	20400108

备注: A1, P135(A2) 可替

2.0T 型 II 接骨板

2.0 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	18.2	5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折
 Used with Φ2.0mm locking screw, Φ2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	26	4155603026
3-5 孔 3-5 holes	40	4155605040
3-7 孔 3-7 holes	54	4155607054

备注: A2

2.0Y 型 II 接骨板

2.0 Y-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	17.5	5

配用 2.0 锁定螺钉 /2.0 普通螺钉, 适用手足部骨折
 Used with Φ2.0mm locking screw, Φ2.0mm Ti-Screw,
 Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	28	20400109
5 孔 5 holes	42	20400110
7 孔 7 holes	56	20400111

备注: A1, P136(A2) 可替

2.0Y 型 II 接骨板

2.0 Y-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	17.5	5

配用 2.0 锁定钉 /2.0 普通钉, 适用手足部骨折
 Used with Φ2.0mm locking screw, Φ2.0mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	28	4407603028
5 孔 5 holes	42	4407605042
7 孔 7 holes	56	4407607056

备注: A2

2.4Y 型 I 接骨板

2.4 Y-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	10.6	6.5
配用 2.4 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折 Used with Φ2.4mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3 孔 3 holes	29.5	20500052	
5 孔 5 holes	44.5	20500053	
7 孔 7 holes	59.5	20500054	

备注: A1, P137(A2) 可替

2.4Y 型 I 接骨板

2.4 Y-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	10.6	6.5
配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用足部骨折 Used with Φ2.4/2.7mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3 孔 3 holes	29.5	4425603029	
5 孔 5 holes	44.5	4425605044	
7 孔 7 holes	59.5	4425607059	

备注: A2

2.4T 型 II 接骨板

2.4 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	21	6.5
配用 2.4 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折 Used with Φ2.4mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3-3 孔 3-3 holes	29.5	20500055	
3-5 孔 3-5 holes	44.5	20500056	
3-7 孔 3-7 holes	59.5	20500057	

备注: A1, P138(A2) 可替

2.4T 型 II 接骨板

2.4 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	21	6.5
配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用足部骨折 Used with Φ2.4/2.7mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3-3 孔 3-3 holes	29.5	4450603029	
3-5 孔 3-5 holes	44.5	4450605044	
3-7 孔 3-7 holes	59.5	4450607059	

备注: A2

2.4Y 型 II 接骨板

2.4 Y-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	22	6.5
配用 2.4 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折 Used with Φ2.4mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3 孔 3 holes	32	20500058	
5 孔 5 holes	47	20500059	
7 孔 7 holes	62	20500060	

备注: A1, P139(A2) 可替

2.4Y 型 II 接骨板

2.4 Y-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	22	6.5
配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用足部骨折 Used with Φ2.4/2.7mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3 孔 3 holes	32.5	4426603032	
5 孔 5 holes	47.5	4426605047	
7 孔 7 holes	62.5	4426607062	

备注: A2

(2.4) 直型重建 I 接骨板

(2.4) Straight Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	6.5	6.5
配用 2.4 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折 Used with Φ2.4mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
6 孔 6 holes	46	20500061	
12 孔 12 holes	91	20500062	

备注: A1, P140(A2) 可替

(2.4) 直型重建 I 接骨板

(2.4) Straight Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	6.5	6.5
配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用足部骨折 Used with Φ2.4/2.7mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
6 孔 6 holes	46	20500050	
12 孔 12 holes	91	20500051	

备注: A2

2.4T 型 II 接骨板

2.4 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	16.5	6.5
配用 2.4 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折 Used with Φ2.4mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
2-3 孔 2-3 holes	29.5	20500063	
2-5 孔 2-5 holes	44.5	20500064	
2-7 孔 2-7 holes	59.5	20500065	

备注: A1, P141(A2) 可替

2.4T 型 II 接骨板

2.4 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	16.5	6.5
配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用足部骨折 Used with Φ2.4/2.7mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
2-3 孔 2-3 holes	29.5	4451603029	
2-5 孔 2-5 holes	44.5	4451605044	
2-7 孔 2-7 holes	59.5	4451607059	

备注: A2

2.7L 型 I 接骨板

2.7 L-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	13	7
配用 2.7 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折 Used with Φ2.7mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 2-3 孔 left 2-3 holes	35	20500075	
左 2-4 孔 left 2-4 holes	42.5	20500076	
右 2-3 孔 right 2-3 holes	35	20500077	
右 2-4 孔 right 2-4 holes	42.5	20500078	

备注: A1, P142(A2) 可替

2.7L 型 I 接骨板

2.7 L-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	13	7
配用 2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用足部骨折 Used with Φ2.7mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 2-2 孔 斜角 left 2-2 holes	27.5	4159702027	
左 2-3 孔 斜角 left 2-3 holes	35	4159703035	
左 2-4 孔 斜角 left 2-4 holes	42.5	4159704042	
右 2-2 孔 斜角 right 2-2 holes	27.5	4159802027	
右 2-3 孔 斜角 right 2-3 holes	35	4159803035	
右 2-4 孔 斜角 right 2-4 holes	42.5	4159804042	

备注: A2

2.7 直型 I 接骨板

2.7 Straight Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	7	7
配用 2.7 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折 Used with $\Phi 2.7$ mm locking screw, $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	40	20500066	
5 孔 5 holes	49	20500067	
6 孔 6 holes	58	20500068	
7 孔 7 holes	67	20500069	
8 孔 8 holes	76	20500070	
10 孔 10 holes	94	20500071	

备注: A1, P143(A2) 可替

2.7 直型 I 接骨板

2.7 Straight Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	7	7
配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用足部骨折 Used with $\Phi 2.4/\Phi 2.7$ mm locking screw, $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, Used for foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	40	4486604040	
5 孔 5 holes	49	4486605049	
6 孔 6 holes	58	4486606058	
7 孔 7 holes	67	4486607067	
8 孔 8 holes	76	4486608076	
10 孔 10 holes	94	4486610094	

备注: A2

2.7T 型 I 接骨板

2.7 T-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	14	7
配用 2.7 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折 Used with $\Phi 2.7$ mm locking screw, $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
2-3 孔 2-3 holes	32	20500079	
2-4 孔 2-4 holes	39.5	20500080	

备注: A1, P144(A2) 可替

2.7 T 型 I 接骨板

2.7 T-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	14	7.1
配用 2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用足部骨折 Used with $\Phi 2.7$ mm locking screw, $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, Used for foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
2-2 孔 2-2 holes	24.5	4158602024	
2-3 孔 2-3 holes	32	4158603032	
2-4 孔 2-4 holes	39.5	4158604039	

备注: A2

2.7L 型 I 接骨板 2.7 L-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	14	7

配用 2.7 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折
 Used with Φ2.7mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw,
 Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-3 孔 left 2-3 holes	32	20500081
左 2-4 孔 left 2-4 holes	39.5	20500082
右 2-3 孔 right 2-3 holes	32	20500083
右 2-4 孔 right 2-4 holes	39.5	20500084

备注: A1, P145(A2) 可替

2.7L 型 I 接骨板 2.7 L-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.5	1.5	14	6.7

配用 2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用足部骨折
 Used with Φ2.7mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-2 孔 直角 left 2-2 holes	24.5	4160702024
左 2-3 孔 直角 left 2-3 holes	32	4160703032
左 2-4 孔 直角 left 2-4 holes	39.5	4160704039
右 2-2 孔 直角 right 2-2 holes	24.5	4160802024
右 2-3 孔 直角 right 2-3 holes	32	4160803032
右 2-4 孔 直角 right 2-4 holes	39.5	4160804039

备注: A2

2.7Y 型 I 接骨板 2.7 Y-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	12.2	6.2

配用 2.7 锁定螺钉 /2.7 普通螺钉, 适用手足部骨折
 Used with Φ2.7mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw,
 Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	32	20500072
5 孔 5 holes	48	20500073
7 孔 7 holes	64	20500074

备注: A1, P146(A2) 可替

2.7Y 型 I 接骨板 2.7 Y-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.3	1.3	12.6	6.2

配用 2.4/2.7 锁定钉 /2.7 普通钉, 适用足部骨折
 Used with Φ2.4/2.7mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 holes	32	4452603032
5 孔 holes	48	4452605048
7 孔 holes	64	4452607064

备注: A2

重建 I 接骨板

Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	1.1	5	2

配用 2.4 锁定螺钉, 适用手足部骨折
Used with Φ2.4mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
11 孔 holes	56	20500085

备注: A1, P147(A2) 可替

重建 I 接骨板

Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	1.1	5	2

配用 2.4/2.7 锁定钉, 适用舟骨骨折
Used with Φ2.4/2.7mm locking screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
11 孔 11 holes	56	4170611056

备注: A2

多孔解剖型 V 接骨板

Hand and Foot Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	1.1	5	2

配用 2.4 锁定螺钉, 适用手足部骨折
Used with Φ2.4mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左中 left	27.5	20500086
右中 right	27.5	20500087

备注: A1, P148(A2) 可替

多孔解剖型 V 接骨板

Calcaneal Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	1.1	5	2

配用 2.4/2.7 锁定钉, 适用股骨骨折
Used with Φ2.4/2.7mm locking screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左中 left	27.5	4183702027
右中 right	27.5	4183802027

备注: A2

重建 I 接骨板 Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	1.1	5	2

配用 2.4 锁定螺钉, 适用手足部骨折
 Used with Φ 2.4mm locking screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	38	20500088

备注: A1, P149(A2) 可替

重建 I 接骨板 Reconstruction Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	1.1	5	2

配用 2.4/2.7 锁定钉, 适用距骨折
 Used with Φ 2.4/2.7mm locking screw, Used for foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	38	4404606028

备注: A2

多孔解剖型 VI 接骨板 Calcaneal Plate VI



钢板头部厚度
head thickness

钢板干部厚度
stem thickness

2

1

配用 3.5mm 锁定螺钉, 适用于跟骨骨折
 Used with Φ 3.5mm locking screw, Used for calcaneal fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左、大 left, large	64.5	20500093
右、大 right, large	64.5	20500094
左、小 left, small	46.5	20500095
右、小 right, small	46.5	20500096

多孔解剖型 VI 接骨板 Calcaneal Plate VI



钢板头部厚度
head thickness

钢板干部厚度
stem thickness

2

1

配用 3.5mm 平头螺钉, 适用于跟骨骨折
 Used with Φ 3.5mm flat head screw, Used for calcaneal fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左、大 left, large	64.5	4411708064
右、大 right, large	64.5	4411808064
左、小 left, small	46.5	4412708046
右、小 right, small	46.5	4412808046

多孔解剖型 VII 接骨板
Calcaneal Plate VII



钢板头部厚度 head thickness		钢板干部厚度 stem thickness
2		2
配用 3.5mm 锁定螺钉，适用于跟骨骨折 Used with Φ3.5mm locking screw, Used for calcaneal fracture		
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左、大 left, large	71	20500097
右、大 right, large	71	20500098
左、小 left, small	61	20500099
右、小 right, small	61	20500100

 多孔解剖型 VII 接骨板
Calcaneal Plate VII


钢板头部厚度 head thickness		钢板干部厚度 stem thickness
2		2
配用 3.5mm 平头螺钉，适用于跟骨骨折 Used with Φ3.5mm flat head screw, Used for calcaneal fracture		
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左、大 left, large	71	4420713071
右、大 right, large	71	4420813071
左、小 left, small	61	4421711061
右、小 right, small	61	4421811061

 多孔解剖型 III 接骨板
Calcaneal Plate III


钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板干部宽度 stem width
2	1	4
配用 3.5 锁定螺钉，适用于跟骨骨折 Used with Φ3.5mm locking screw, Used for distal fibula fracture		
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左小 small left	60	20500089
右小 small right	60	20500090
左大 large left	69	20500091
右大 large right	69	20500092

 多孔解剖型 III 接骨板
Calcaneal Plate III


钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板干部宽度 stem width
2	1	4
配用 3.5 平头螺钉，适用于跟骨骨折 Used with Φ3.5mm flat head screw, Used for distal fibula fracture		
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
小、左 small left	60	4521714059
小、右 small right	60	4521814059
大、左 large left	69	4522714069
大、右 large right	69	4522814069

多孔解剖型 VIII 接骨板 Calcaneal Plate VIII



钢板头部厚度 head thickness		钢板干部厚度 stem thickness
2		1.5
配用 3.5mm 锁定螺钉，适用于跟骨骨折 Used with Φ 3.5mm locking screw, Used for calcaneal fracture		
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左、小 left, small	60	20500101
右、小 right, small	60	20500102
左、中 left, Medium	67.5	20500103
右、中 right, Medium	67.5	20500104
左、大 left, large	72	20500105
右、大 right, large	72	20500106

多孔解剖型 VIII 接骨板 Calcaneal Plate VIII



钢板头部厚度 head thickness		钢板干部厚度 stem thickness
2		1.5
配用 3.5 平头螺钉，适用于跟骨骨折 Used with Φ 3.5mm flat head screw, Used for distal fibula fracture		
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
小号左 small left	59	4847111060
小号右 small right	59	4847211060
大号左 large left	67.5	4847111068
大号右 large right	67.5	4847211068
大号左 large left	72	4847111070
大号右 large right	72	4847211070

多孔解剖型 IV 接骨板 Calcaneal Plate IV



微 L 型 II 接骨板 T Plate (Oblique)



多孔解剖型 VIII 接骨板 Calcaneal Plate VIII



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.3	1.3	15.5	9
配用 3.5 平头螺钉，跗骨窦入路用于治疗跟骨骨折 - 结合型。 used with Φ 3.5 mm locking screw (Flat Head), used for calcaneal fracture			
规格 Description	长度 Plate Length	产品编码 Product Code	
小号左 small left	52	3855108052	
大号左 large left	62.5	3855109062	
小号右 small right	52	3855208052	
大号右 large right	62.5	3855209062	

头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.3	1.3	19	9
配用 3.5 平头螺钉，跗骨窦入路用于治疗跟骨骨折 - 后粗隆型。 used with Φ 3.5mm locking screw (Flat Head), used for calcaneal fracture			
规格 Description	长度 Plate Length	产品编码 Product Code	
5 孔左 left 5 holes	40	3853105039	
6 孔左 left 6 holes	50	3853106050	
5 孔右 right 5 holes	40	3853205039	
6 孔右 right 6 holes	50	3853206050	

头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.3	1.3	15.5	9
配用 3.5 平头螺钉，跗骨窦入路用于治疗跟骨骨折 - 前突型。 used with Φ 3.5 mm locking screw (Flat Head), used for calcaneal fracture			
规格 Description	长度 Plate Length	产品编码 Product Code	
小号左 small left	46	3857105022	
小号右 large right	46	3857205022	



3.5 弧形重建 II 型接骨板

3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.6	3.6	21.5	10.5

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉，适用于胫距前侧融合

Used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal tibia fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
7 孔 7 holes	69	4726003069
9 孔 9 holes	94	4726005093



3.5 弧形重建 II 型接骨板

3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.5	3.5	21.5	10.5

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉，适用于胫距前侧融合

Used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal tibia fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	103.5	4728005103



多孔异型接骨板

T-Oblique Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	35	15

配用 5.0 锁定钉 /4.5 普通钉，适用于胫距跟外侧融合

Used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw, Used for distal tibia fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔左 left 6 holes	120	4730106060
6 孔右 right 6 holes	120	4730206060



3.5 弧形重建 II 型接骨板

3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.1	4.1	24.4	10.8

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉，适用于胫距后侧融合

Used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal tibia fractures

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	4	4732004078

T 型矫形接骨板 2.7 T-shaped Plate I



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.8	1.8	16	8

配用 2.7 万向钉, 适用拇外翻矫形的跖骨撑开楔形截骨术。
used with $\Phi 2.7$ mm locking screw(polyaxial), used for hand osteotomy surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes (H=0)	32	3832004032
4 孔 4 holes (H=3)	32	3834004003
4 孔 4 holes (H=4)	32	3834004004
4 孔 4 holes (H=5)	32	3834004005
4 孔 4 holes (H=6)	32	3834004006
4 孔 4 holes (H=7)	32	3834004007

掌骨直型接骨板 III 接骨板 2.7 Straight Plate I



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.4	1.4	6	6

配用 2.7 万向钉, 适用舟距关节融合及足部骨折治疗。
used with $\Phi 2.7$ mm locking screw(polyaxial), used for foot surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2 孔 2 holes	27	3806002026

掌骨直型接骨板 II 接骨板 2.7 Straight Plate I




头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.8	1.8	6	6

配用 2.7 万向钉, 适用关节融合及足部骨折治疗。
used with $\Phi 2.7$ mm locking screw(polyaxial), used for foot surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	40	3851004040

微 X 型接骨板 2.7 X-shaped Plate I




头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness
1.8	1.8

配用 2.7 万向钉, 舟距关节融合及足部骨折治疗。
used with $\Phi 2.7$ mm locking screw(polyaxial), used for foot surgery

规格 Description	长度 (L3) Length (L3)	头部宽度 (L1) head width(L1)	干部宽度 (L2) stem width(L2)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	23.8	15.5	7	3820004024
4 孔 4 holes	27.1	18.5	7	3820004027
4 孔 4 holes	32.3	20	7	3820004032
4 孔 4 holes	36.6	20.5	7	3820004036

微斜 L 型 II 接骨板 Ankle Plate I



规 格 Description	头部厚度 head thickness		干部厚度 stem thickness		产品编码 Product Code
	长度 Plate Length	角度 Plate Angle	头部宽度 head width	干部宽度 stem width	
6 孔左 left 6 holes	42	0°	12	8	3818106042
6 孔右 right 6 holes	42	0°	12	8	3818206042
6 孔左 left 6 holes	52	0°	14	8.5	3845106052
6 孔右 right 6 holes	52	0°	14	8.5	3845206052
6 孔左 left 6 holes	42.5	5°	13	8	3809106042
6 孔右 right 6 holes	42.5	5°	13	8	3809206042
6 孔左 left 6 holes	52.5	5°	13	8	3847106052
7 孔左 left 7 holes	57.5	5°	13	8	3847107057
6 孔右 right 6 holes	52.5	5°	13	8	3847206052
7 孔右 right 7 holes	57.5	5°	13	8	3847207057
6 孔左 left 6 holes	43	10°	12	8	3815106043
6 孔右 right 6 holes	43	10°	12	8	3815206043
6 孔左 left 6 holes	52	10°	13	8	3812106052
6 孔右 right 6 holes	52	10°	13	8	3812206052
7 孔左 left 7 holes	52.5	0°	13	8	3849107053
7 孔右 right 7 holes	52.5	0°	13	8	3849207053

配用 2.7 万向钉 /2.7 普通钉, 4763107053 与 4763207053 用于第一跖趾关节融合翻修手术;
其余产品用于第一跖趾关节融合。
used with Φ2.7mm locking screw(polyaxial)/Φ2.7mm Ti-Screw, used for foot surgery, plate
with Angle 5° and 10° used for fusion surgery, plate with Angle 0° used for revision surgery.

微 H 型接骨板 2.7 H-shaped Plate



T 型矫形接骨板 2.7 T-shaped Plate III



头部厚度 head thickness		干部厚度 stem thickness	
1.8		1.8	
配用 2.7 万向钉 /2.7 普通钉，适用第一跗跖关节融合。 used with Φ2.7mm locking screw(polyaxial)/Φ2.7mm Ti-Screw, used for foot fusion surgery			

规 格 Description	长度 Plate Length	头部宽度 head width	干部宽度 stem width	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	39	19	8.5	3841006038
7 孔 7 holes	49	21.5	8.5	3843007048

配用 2.7 万向钉 /2.7 普通钉, 适用第一跖附关节融合。
used with Φ2.7mm locking screw(polyaxial)/Φ2.7mm Ti-Screw, used for foot fusion surgery

头部厚度 head thickness		干部厚度 stem thickness		
1.8		1.8		
配用 2.7 万向钉 /2.7 普通钉，适用第二、第三跖跗关节融合。 used with Φ2.7mm locking screw(polyaxial)/Φ2.7mm Ti-Screw, used for foot fusion surgery				
规 格 Description	长度 Plate Length	头部宽度 head width	干部宽度 stem width	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	35	12	7.5	3839004035
4 孔 4 holes	42.5	12	7.5	3822004042
4 孔 4 holes	42	12.5	8	3837004042
6 孔 6 holes	61	12.5	8	3837006061

配用 2.7 万向钉 /2.7 普通钉, 适用第二、第三跖附关节融合。
used with Φ2.7mm locking screw(polyaxial)/Φ2.7mm Ti-Screw, used for foot fusion surgery

微十型接骨板 2.7 T-shaped Plate



腓骨远端IV接骨板 Distal fibula Plate IV



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness
1.8	1.8

配用 2.7 万向钉 /2.7 普通钉, 足部关节融合、骨折治疗。
used with $\Phi 2.7$ mm locking screw(polyaxial)/ $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, used for foot fusion surgery

规格 Description	长度 Plate Length	头部宽度 head width	干部宽度 stem width	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	45.5	12.5	7	3824005045
7 孔 7 holes	63.5	12.5	7	3824007063
5 孔 5 holes	38	12.5	7	3835005038

头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
1.1	2.6	13	9

配用 3.5 万向钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用腓骨远端外侧骨折。
used with $\Phi 3.5$ mm locking screw(polyaxial), $\Phi 3.5/4.0$ Ti-Screw, used for distal tibia fracture

规格 Description	长度 Plate Length	产品编码 Product Code
3 孔左 left 3 holes	81	3828104081
4 孔左 left 4 holes	94	3828105094
6 孔左 left 6 holes	120	3828107120
8 孔左 left 8 holes	146	3828109146
10 孔左 left 10 holes	172	3828111172
3 孔右 right 3 holes	81	3828204081
4 孔右 right 4 holes	94	3828205094
6 孔右 right 6 holes	120	3828207120
8 孔右 right 8 holes	146	3828209146
10 孔右 right 10 holes	172	3828211172

小 T 型接骨板 T Mini Plate



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
3	3	25	10

配用 3.5 万向钉 /3.5/4.0 普通钉, 支撑胫骨远端后侧的关节内骨折块。
used with $\Phi 3.5$ mm locking screw(polyaxial), $\Phi 3.5/4.0$ Ti-Screw, used for distal tibia fracture

规格 Description	长度 Plate Length	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	70	3830004070
6 孔 6 holes	90	3830006090

多孔异型接骨板

Distal Lateral Tibia Plate I



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
3	3	25	10.5

配用 3.5 万向钉 /3.5/4.0 普通钉，支撑胫骨远端后侧的关节内骨折块。
used with $\Phi 3.5$ mm locking screw(polyaxial), $\Phi 3.5/4.0$ Ti-Screw, used for distal tibia fracture

规格 Description	长度 Plate Length	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	70	3826104070
6 孔左 left 6 holes	90	3826106090
4 孔右 right 4 holes	70	3826204070
6 孔右 right 6 holes	90	3826206090

L 型支持接骨板

Distal Lateral Tibia Plate I



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
2.4	3.4	32.5	15

配用 3.5 万向钉 /3.5/4.0 普通钉，适用胫骨远端外侧骨折。
used with $\Phi 3.5$ mm locking screw(polyaxial), $\Phi 3.5/4.0$ Ti-Screw, used for distal tibia fracture

规格 Description	长度 Plate Length	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	82	3804104082
6 孔左 left 6 holes	112	3804106112
8 孔左 left 8 holes	142	3804108142
10 孔左 left 10 holes	172	3804110172
12 孔左 left 12 holes	202	3804112202
14 孔左 left 14 holes	232	3804114232
16 孔左 left 16 holes	262	3804116262
4 孔右 right 4 holes	82	3804204082
6 孔右 right 6 holes	112	3804206112
8 孔右 right 8 holes	142	3804208142
10 孔右 right 10 holes	172	3804210172
12 孔右 right 12 holes	202	3804212202
14 孔右 right 14 holes	232	3804214232
16 孔右 right 16 holes	262	3804216262

胫骨远端 II 接骨板 Distal Medial Tibial Plate II



头部厚度 head thickness	干部厚度 stem thickness	头部宽度 head width	干部宽度 stem width
2	4	20	13.5
配用 3.5 万向钉 /3.5/4.0 普通钉，适用胫骨远端内侧骨折。 used with Φ3.5 mm locking screw(polyaxial), Φ3.5/4.0 Ti-Screw, used for distal tibia fracture			
规格 Description	长度 Plate Length	产品编码 Product Code	
5 孔内侧左 left 5 holes	111.5	3802104111	
7 孔内侧左 left 7 holes	141.5	3802106141	
9 孔内侧左 left 9 holes	171.5	3802108171	
11 孔内侧左 left 11 holes	201.5	3802110201	
13 孔内侧左 left 13 holes	231.5	3802112231	
15 孔内侧左 left 15 holes	261.5	3802114261	
17 孔内侧左 left 17 holes	291.5	3802116291	
5 孔内侧右 right 5 holes	111.5	3802204111	
7 孔内侧右 right 7 holes	141.5	3802206141	
9 孔内侧右 right 9 holes	171.5	3802208171	
11 孔内侧右 right 11 holes	201.5	3802210201	
13 孔内侧右 right 13 holes	231.5	3802212231	
15 孔内侧右 right 15 holes	261.5	3802214261	
17 孔内侧右 right 17 holes	291.5	3802216291	

锁定螺钉 Locking Screw



钉体直径 Thread Diameter	接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
1.5	T4 梅花 Torx	Φ1.1	
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ1.5×6	20200061	Φ1.5×14	20200069
Φ1.5×7	20200062	Φ1.5×15	20200070
Φ1.5×8	20200063	Φ1.5×16	20200071
Φ1.5×9	20200064	Φ1.5×17	20200072
Φ1.5×10	20200065	Φ1.5×18	20200073
Φ1.5×11	20200066	Φ1.5×19	20200074
Φ1.5×12	20200067	Φ1.5×20	20200018
Φ1.5×13	20200068		

锁定螺钉 (2.0 梅花)
Locking Screw (φ2.0 Torx)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
2.0	1.35	0.32	0.7	0.9	T6
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
φ2.0×6	20200519	φ2.0×16	20200527		
φ2.0×7	20200520	φ2.0×18	20200528		
φ2.0×8	20200521	φ2.0×20	20200529		
φ2.0×9	20200522	φ2.0×22	20200530		
φ2.0×10	20200523	φ2.0×24	20200531		
φ2.0×11	20200524	φ2.0×26	20200532		
φ2.0×12	20200525	φ2.0×28	20200533		
φ2.0×14	20200526	φ2.0×30	20200534		

备注: A1, P167(A2) 可替

锁定螺钉 (LCP 2.0)
Locking Screw (LCP φ2.0)



钉体直径 Thread Diameter	接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
2.0	T6 梅花 Torx	Φ1.5	
规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ2.0×6	3929620006	Φ2.0×16	3929620016
Φ2.0×7	3929620007	Φ2.0×18	3929620018
Φ2.0×8	3929620008	Φ2.0×20	3929620020
Φ2.0×9	3929620009	Φ2.0×22	3929620022
Φ2.0×10	3929620010	Φ2.0×24	3929620024
Φ2.0×11	3929620011	Φ2.0×26	3929620026
Φ2.0×12	3929620012	Φ2.0×28	3929620028
Φ2.0×14	3929620014	Φ2.0×30	3929620030

备注: A2

锁定螺钉 (φ2.4) (万向)
Locking Screw
(φ2.4) (Polyaxial)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
2.4	1.85	0.275	0.7	1.9	T8
规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code		
φ2.4×6	20200535	φ2.4×20	20200542		
φ2.4×8	20200536	φ2.4×22	20200543		
φ2.4×10	20200537	φ2.4×24	20200544		
φ2.4×12	20200538	φ2.4×26	20200545		
φ2.4×14	20200539	φ2.4×28	20200546		
φ2.4×16	20200540	φ2.4×30	20200547		
φ2.4×18	20200541				

备注: A1, P168(A2) 可替

锁定螺钉 (2.4 万向)
Locking Screw
(LCP φ2.4, Polyaxial)



钉体直径 Thread Diameter		接口型式 End Type		配用钻头直径 Diameter of Matching Drill			
2.4		T8 梅花 Torx		φ1.8			
规 格 Description		产品编码 Product Code		规 格 Description		产品编码 Product Code	
Φ2.4×6		3933624006		Φ2.4×20		3933624020	
Φ2.4×8		3933624008		Φ2.4×22		3933624022	
Φ2.4×10		3933624010		Φ2.4×24		3933624024	
Φ2.4×12		3933624012		Φ2.4×26		3933624026	
Φ2.4×14		3933624014		Φ2.4×28		3933624028	
Φ2.4×16		3933624016		Φ2.4×30		3933624030	
Φ2.4×18		3933624018					

备注: A2

锁定螺钉 (2.4 梅花)
Locking Screw
($\phi 2.4$ Torx)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
2.4	1.8	0.3	0.7	1.8	T8
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
φ2.4×6	20200548	φ2.4×20	20200555		
φ2.4×8	20200549	φ2.4×22	20200556		
φ2.4×10	20200550	φ2.4×24	20200557		
φ2.4×12	20200551	φ2.4×26	20200558		
φ2.4×14	20200552	φ2.4×28	20200559		
φ2.4×16	20200553	φ2.4×30	20200560		
φ2.4×18	20200554	备注: A1、D16(A2) 可用			

备注: A1, P169(A2) 可替

锁定螺钉 (LCP 2.4)
Locking Screw (LCP $\phi 2.4$)



钉体直径 Thread Diameter		接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
2.4		T8 梅花 Torx	Φ1.8	
规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code	
Φ2.4×6	3930624006	Φ2.4×20	3930624020	
Φ2.4×8	3930624008	Φ2.4×22	3930624022	
Φ2.4×10	3930624010	Φ2.4×24	3930624024	
Φ2.4×12	3930624012	Φ2.4×26	3930624026	
Φ2.4×14	3930624014	Φ2.4×28	3930624028	
Φ2.4×16	3930624016	Φ2.4×30	3930624030	
Φ2.4×18	3930624018	备注: A2		

备注: A2

锁定螺钉 ($\phi 2.7$)
Locking Screw ($\phi 2.7$)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
2.7	2	0.35	0.7	1.8	T8
规 格Description	产品编码 Product Code	规 格Description	产品编码 Product Code		
Φ2.7×6	20200561	Φ2.7×24	20200570		
Φ2.7×8	20200562	Φ2.7×26	20200571		
Φ2.7×10	20200563	Φ2.7×28	20200572		
Φ2.7×12	20200564	Φ2.7×30	20200573		
Φ2.7×14	20200565	Φ2.7×35	20200574		
Φ2.7×16	20200566	Φ2.7×40	20200575		
Φ2.7×18	20200567	Φ2.7×45	20200576		
Φ2.7×20	20200568	Φ2.7×50	20200577		
Φ2.7×22	20200569	备注：A1，P170(A2)可替			

备注: A1, P170(A2) 可替

锁定螺钉 (LCP 2.7)
Locking Screw (LCP $\phi 2.7$)



钉体直径 Thread Diameter		接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
2.7		T8 梅花 Torx	2.0	
规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code	
Φ2.7×6	3931627006	Φ2.7×24	3931627024	
Φ2.7×8	3931627008	Φ2.7×26	3931627026	
Φ2.7×10	3931627010	Φ2.7×28	3931627028	
Φ2.7×12	3931627012	Φ2.7×30	3931627030	
Φ2.7×14	3931627014	Φ2.7×35	3931627035	
Φ2.7×16	3931627016	Φ2.7×40	3931627040	
Φ2.7×18	3931627018	Φ2.7×45	3931627045	
Φ2.7×20	3931627020	Φ2.7×50	3931627050	
Φ2.7×22	3931627022			备注: A

备注: A2

锁定螺钉 (Φ2.7 万向)
Locking Screw
(Φ2.7, Polyaxial)



钉体直径 Thread Diameter		接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
2.7		T8 梅花 Torx	Φ2.0	
规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code	
Φ2.7×6	3932027006	Φ2.7×26	3932027026	
Φ2.7×8	3932027008	Φ2.7×28	3932027028	
Φ2.7×10	3932027010	Φ2.7×30	3932027030	
Φ2.7×12	3932027012	Φ2.7×35	3932027035	
Φ2.7×14	3932027014	Φ2.7×40	3932027040	
Φ2.7×16	3932027016	Φ2.7×45	3932027045	
Φ2.7×18	3932027018	Φ2.7×50	3932027050	
Φ2.7×20	3932027020	Φ2.7×55	3932027055	
Φ2.7×22	3932027022	Φ2.7×60	3932027060	
Φ2.7×24	3932027024			

锁定螺钉 (3.5 平头锁定钉)
Locking Screw (Φ3.5, Flat Head)



钉体直径 Thread Diameter		接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
3.5		T15 梅花 Torx	Φ2.5	
规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code	
Φ3.5×12	3938035012	Φ3.5×32	3938035032	
Φ3.5×14	3938035014	Φ3.5×34	3938035034	
Φ3.5×16	3938035016	Φ3.5×36	3938035036	
Φ3.5×18	3938035018	Φ3.5×38	3938035038	
Φ3.5×20	3938035020	Φ3.5×40	3938035040	
Φ3.5×22	3938035022	Φ3.5×45	3938035045	
Φ3.5×24	3938035024	Φ3.5×50	3938035050	
Φ3.5×26	3938035026	Φ3.5×55	3938035055	
Φ3.5×28	3938035028	Φ3.5×60	3938035060	
Φ3.5×30	3938035030			

锁定螺钉 (Φ3.5 万向)
Locking Screw
(Φ3.5 Polyaxial)



钉体直径 Thread Diameter		接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
3.5		T15 梅花 Torx	Φ2.8	
规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code	
Φ3.5×10	3924035010	Φ3.5×38	3924035038	
Φ3.5×12	3924035012	Φ3.5×40	3924035040	
Φ3.5×14	3924035014	Φ3.5×42	3924035042	
Φ3.5×16	3924035016	Φ3.5×44	3924035044	
Φ3.5×18	3924035018	Φ3.5×46	3924035046	
Φ3.5×20	3924035020	Φ3.5×48	3924035048	
Φ3.5×22	3924035022	Φ3.5×50	3924035050	
Φ3.5×24	3924035024	Φ3.5×55	3924035055	
Φ3.5×26	3924035026	Φ3.5×60	3924035060	
Φ3.5×28	3924035028	Φ3.5×65	3924035065	
Φ3.5×30	3924035030	Φ3.5×70	3924035070	
Φ3.5×32	3924035032	Φ3.5×75	3924035075	
Φ3.5×34	3924035034	Φ3.5×80	3924035080	
Φ3.5×36	3924035036			

锁定螺钉 (Φ3.5 梅花)
Locking Screw (Φ3.5 Torx)



填塞钉 I
Filling Screw I



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
3.5	2.8	0.35	0.8	2.9	T15
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
Φ3.5×10	20200578	Φ3.5×44	20200595		
Φ3.5×12	20200579	Φ3.5×46	20200596		
Φ3.5×14	20200580	Φ3.5×48	20200597		
Φ3.5×16	20200581	Φ3.5×50	20200598		
Φ3.5×18	20200582	Φ3.5×55	20200599		
Φ3.5×20	20200583	Φ3.5×60	20200600		
Φ3.5×22	20200584	Φ3.5×65	20200601		
Φ3.5×24	20200585	Φ3.5×70	20200602		
Φ3.5×26	20200586	Φ3.5×75	20200603		
Φ3.5×28	20200587	Φ3.5×80	20200604		
Φ3.5×30	20200588	Φ3.5×85	20200605		
Φ3.5×32	20200589	Φ3.5×90	20200606		
Φ3.5×34	20200590	Φ3.5×95	20200607		
Φ3.5×36	20200591	Φ3.5×100	20200608		
Φ3.5×38	20200592	Φ3.5×105	20200609		
Φ3.5×40	20200593	Φ3.5×110	20200610		
Φ3.5×42	20200594				
备注: A1、P174(A?)可替					

备注: A1, P174(A2) 可替

规格 Description	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex	产品编码 Product Code
3.5	2.8	2.5	20200639
5.0	3.7	3.5	20200640

备注: A1, P174(A2) 可替

锁定螺钉 (LCP 3.5)
Locking Screw (LCP Φ3.5)



填塞钉 I
Filling Screw I



钉体直径 Thread Diameter	接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
3.5	T15 梅花 Torx	2.8	
规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×10	3934635010	Φ3.5×44	3934635044
Φ3.5×12	3934635012	Φ3.5×46	3934635046
Φ3.5×14	3934635014	Φ3.5×48	3934635048
Φ3.5×16	3934635016	Φ3.5×50	3934635050
Φ3.5×18	3934635018	Φ3.5×55	3934635055
Φ3.5×20	3934635020	Φ3.5×60	3934635060
Φ3.5×22	3934635022	Φ3.5×65	3934635065
Φ3.5×24	3934635024	Φ3.5×70	3934635070
Φ3.5×26	3934635026	Φ3.5×75	3934635075
Φ3.5×28	3934635028	Φ3.5×80	3934635080
Φ3.5×30	3934635030	Φ3.5×85	3934635085
Φ3.5×32	3934635032	Φ3.5×90	3934635090
Φ3.5×34	3934635034	Φ3.5×95	3934635095
Φ3.5×36	3934635036	Φ3.5×100	3934635100
Φ3.5×38	3934635038	Φ3.5×105	3934635105
Φ3.5×40	3934635040	Φ3.5×110	3934635110
Φ3.5×42	3934635042	备注: A2	

备注: A2

规格 Description	钉体直径 Head Height	接口型式 End Type	产品编码 Product Code
Φ3.5×1.7	Φ3.5	T15 梅花 Torx	3937635004
Φ5.0×2.0	Φ5.0	T25 梅花 Torx	3936650002

备注: A2

锁定螺钉 (Φ3.5) Locking Screw (Φ3.5)

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
3.5	2.8	0.35	0.8	3	S=2.5



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×10	390101000	Φ3.5×42	390123000
Φ3.5×12	390102000	Φ3.5×45	390114000
Φ3.5×14	390103000	Φ3.5×50	390115000
Φ3.5×16	390104000	Φ3.5×55	390116000
Φ3.5×18	390105000	Φ3.5×60	390117000
Φ3.5×20	390106000	Φ3.5×65	390118000
Φ3.5×22	390107000	Φ3.5×70	390124000
Φ3.5×24	390108000	Φ3.5×75	390125000
Φ3.5×26	390109000	Φ3.5×80	390126000
Φ3.5×28	390110000	Φ3.5×85	3943335085
Φ3.5×30	390111000	Φ3.5×90	3943335090
Φ3.5×32	390119000	Φ3.5×95	3943335095
Φ3.5×34	390120000	Φ3.5×100	3943335100
Φ3.5×36	390121000	Φ3.5×105	3943335105
Φ3.5×38	390122000	Φ3.5×110	3943335110
Φ3.5×40	390113000		

锁定螺钉 (Φ5.0) Locking Screw (Φ5.0)

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
5	4.2	0.4	1	3.9	S=3.5



适用于大骨折块固定
Used for large fragment fixation

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0×12	3902350012	Φ5.0×40	390213000
Φ5.0×14	3902350014	Φ5.0×42	390214000
Φ5.0×16	390201000	Φ5.0×44	390215000
Φ5.0×18	390202000	Φ5.0×46	390216000
Φ5.0×20	390203000	Φ5.0×48	390217000
Φ5.0×22	390204000	Φ5.0×50	390218000
Φ5.0×24	390205000	Φ5.0×55	390219000
Φ5.0×26	390206000	Φ5.0×60	390220000
Φ5.0×28	390207000	Φ5.0×65	390221000
Φ5.0×30	390208000	Φ5.0×70	390222000
Φ5.0×32	390209000	Φ5.0×75	390223000
Φ5.0×34	390210000	Φ5.0×80	390224000
Φ5.0×36	390211000	Φ5.0×85	390225000
Φ5.0×38	390212000	Φ5.0×90	390226000

锁定螺钉 (Φ5.0 梅花) Locking Screw (Φ5.0Torx)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
5.0	4.2	0.4	1	3.8	T25

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0×12	20200611	Φ5.0×40	20200625
Φ5.0×14	20200612	Φ5.0×42	20200626
Φ5.0×16	20200613	Φ5.0×44	20200627
Φ5.0×18	20200614	Φ5.0×46	20200628
Φ5.0×20	20200615	Φ5.0×48	20200629
Φ5.0×22	20200616	Φ5.0×50	20200630
Φ5.0×24	20200617	Φ5.0×55	20200631
Φ5.0×26	20200618	Φ5.0×60	20200632
Φ5.0×28	20200619	Φ5.0×65	20200633
Φ5.0×30	20200620	Φ5.0×70	20200634
Φ5.0×32	20200621	Φ5.0×75	20200635
Φ5.0×34	20200622	Φ5.0×80	20200636
Φ5.0×36	20200623	Φ5.0×85	20200637
Φ5.0×38	20200624	Φ5.0×90	20200638

备注: A1, P178(A2) 可替

锁定螺钉 (LCP 5.0) Locking Screw (LCP Φ5.0)



钉体直径 Thread Diameter	接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill
5.0	T25 梅花 Torx	4.3

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0×12	3935650012	Φ5.0×40	3935650040
Φ5.0×14	3935650014	Φ5.0×42	3935650042
Φ5.0×16	3935650016	Φ5.0×44	3935650044
Φ5.0×18	3935650018	Φ5.0×46	3935650046
Φ5.0×20	3935650020	Φ5.0×48	3935650048
Φ5.0×22	3935650022	Φ5.0×50	3935650050
Φ5.0×24	3935650024	Φ5.0×55	3935650055
Φ5.0×26	3935650026	Φ5.0×60	3935650060
Φ5.0×28	3935650028	Φ5.0×65	3935650065
Φ5.0×30	3935650030	Φ5.0×70	3935650070
Φ5.0×32	3935650032	Φ5.0×75	3935650075
Φ5.0×34	3935650034	Φ5.0×80	3935650080
Φ5.0×36	3935650036	Φ5.0×85	3935650085
Φ5.0×38	3935650038	Φ5.0×90	3935650090

备注: A2

锁定螺钉
(小头 HB6.5 空心)
Locking Screw
(HB 6.5, Low Profile, Cannulated)



钉体直径 Thread Diameter		接口型式 End Type		配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
6.5		S=4 六方 Hex		Outer: Φ5.0, Inner: Φ2.5	
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
Φ6.5×50	3928665050	Φ6.5×90	20200648		
Φ6.5×55	20200641	Φ6.5×95	20200649		
Φ6.5×60	20200642	Φ6.5×100	20200650		
Φ6.5×65	20200643	Φ6.5×105	20200651		
Φ6.5×70	20200644	Φ6.5×110	3928665110		
Φ6.5×75	20200645	Φ6.5×115	3928665115		
Φ6.5×80	20200646	Φ6.5×120	3928665120		
Φ6.5×85	20200647				

备注：配用 Φ2.5 导针 Remark: Used with Φ2.5 Guide Pin

锁定螺钉 (HB6.5 空心)
Locking Screw
(HB6.5 Cannulated)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
6.5	5	0.75	2	4	S=4.5

适用于股骨远端及近端骨折固定
Used for distal and proximal femoral fracture

规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.5×55	390301000
Φ6.5×60	390302000
Φ6.5×65	390303000
Φ6.5×70	390304000
Φ6.5×75	390305000
Φ6.5×80	390306000
Φ6.5×85	390307000
Φ6.5×90	390308000
Φ6.5×95	390309000
Φ6.5×100	390310000
Φ6.5×105	390311000

备注：配用 Φ2.8 导针 Remark: Used with Φ2.8 Guide Pin

锁定螺钉 (HB6.5 空心)

Locking Screw (HB6.5 Cannulated)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
6.3	5.8	0.25	1	5.4	S=4

适用于股骨近端接骨板, 适用于股骨近端骨折固定

Used for proximal femoral plate, Used for fixation of proximal femoral fracture

规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.5×55	391001000
Φ6.5×60	391002000
Φ6.5×65	391003000
Φ6.5×70	391004000
Φ6.5×75	391005000
Φ6.5×80	391006000
Φ6.5×85	391007000
Φ6.5×90	391008000
Φ6.5×95	391009000
Φ6.5×100	391010000
Φ6.5×105	391011000

备注: 配用 Φ2.5 导针 Remark: Used with Φ2.5 Guide Pin

锁定螺钉 (HB6.5)

Locking Screw (HB6.5)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
6.3	5.8	0.25	1	5.4	S=4

适用于股骨近端接骨板, 适用于股骨近端骨折固定

Used for proximal femoral plate, Used for fixation of proximal femoral fracture

规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.5×55	390901000
Φ6.5×60	390902000
Φ6.5×65	390903000
Φ6.5×70	390904000
Φ6.5×75	390905000
Φ6.5×80	390906000
Φ6.5×85	390907000
Φ6.5×90	390908000
Φ6.5×95	390909000
Φ6.5×100	390910000
Φ6.5×105	390911000

锁骨中段异型接骨板
Mid-Clavicle Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10
配用 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于锁骨中段骨折 Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for mid-Clavicle fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
右 6 孔 right 6 holes	69.5	20100076	
右 7 孔 right 7 holes	81.5	20100077	
右 8 孔 right 8 holes	93	20100078	
右 10 孔 right 10 holes	115.5	20100079	
右 12 孔 right 12 holes	135	20100080	
左 6 孔 left 6 holes	69.5	20100071	
左 7 孔 left 7 holes	81.5	20100072	
左 8 孔 left 8 holes	93	20100073	
左 10 孔 left 10 holes	115.5	20100074	
左 12 孔 left 12 holes	135	20100075	

备注: A1, P184(A2) 可替

锁骨中段异型接骨板
Mid-Clavicle Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10
配用 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于锁骨中段骨折 Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for mid-Clavicle fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 6 孔 right 6 holes	69.5	3420106069	
左 7 孔	81.5	3420107081	
左 8 孔	93	3420108093	
左 9 孔	105	3867109104	
左 10 孔	115.5	3420110115	
左 12 孔	135	3420112135	
右 6 孔 left 6 holes	69.5	3420206069	
右 7 孔	81.5	3420207081	
右 8 孔	93	3420208093	
右 9 孔	105	3867209104	
右 10 孔	115.5	3420210115	
右 12 孔	135	3420212135	

备注: A2

锁骨中段异型 II 接骨板 Mid- Clavicle Plate II



弧形重建 IV 接骨板 Arc-Shaped Reconstruction Plate IV(Distal Clavicle)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	3.4	10	10

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于锁骨中段骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for mid-Clavicle fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left 6 holes	92	3345406092
左 7 孔 left 7 holes	107.5	3345407107
左 8 孔 left 8 holes	115.5	3345408115
右 6 孔 right 6 holes	92	3345506092
右 7 孔 right 7 holes	107.5	3345507107
右 8 孔 right 8 holes	115.5	3345508115

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于锁骨远段骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal clavicle fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left 6 holes	68	334501002
右 6 孔 right 6 holes	68	334502002

锁骨钩型接骨板 Clavicle Hook Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	23	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于锁骨肩峰端骨折 / 肩锁关节脱位
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for clavicle shoulder fracture/ acromio clavicular dislocation

规格 Description	钩深 Height (H)	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	12	70	333609002
左 4 孔 left 4 holes	12	79	333601002
左 5 孔 left 5 holes	12	87	333605002
左 6 孔 left 6 holes	12	94	333602002
左 7 孔 left 7 holes	12	101	333606002
左 3 孔 left 3 holes	15	70	333610002
左 4 孔 left 4 holes	15	79	333603002
左 5 孔 left 5 holes	15	87	333607002
左 6 孔 left 6 holes	15	94	333604002
左 7 孔 left 7 holes	15	101	333608002
右 3 孔 right 3 holes	12	70	333709002
右 4 孔 right 4 holes	12	79	333701002
右 5 孔 right 5 holes	12	87	333705002
右 6 孔 right 6 holes	12	94	333702002
右 7 孔 right 7 holes	12	101	333706002
右 3 孔 right 3 holes	15	70	333710002
右 4 孔 right 4 holes	15	79	333703002
右 5 孔 right 5 holes	15	87	333707002
右 6 孔 right 6 holes	15	94	333704002
右 7 孔 right 7 holes	15	101	333708002

肱骨近端接骨板 Proximal Humeral Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	22.5	13

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉，适用于肱骨近端骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for proximal humeral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4 孔 left 4 holes	99	332601002
左 5 孔 left 5 holes	115	332608002
左 6 孔 left 6 holes	131	332602002
左 7 孔 left 7 holes	147	332607002
左 9 孔 left 9 holes	179	332609002
左 11 孔 left 11 holes	211	332606002
右 4 孔 right 4 holes	99	332702002
右 5 孔 right 5 holes	115	332708002
右 6 孔 right 6 holes	131	332703002
右 7 孔 right 7 holes	147	332707002
右 9 孔 right 9 holes	179	332709002
右 11 孔 right 11 holes	211	332701002

前臂限制接触接骨板 Forearm Limited Contact Plate



前臂限制接触 Forearm Limited Contact Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	13	13

配用 3.5/4.0 普通螺钉，适用于肱骨干骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for humeral diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	75	20100208
6 孔 6 holes	90	20100209
7 孔 7 holes	105	20100210
8 孔 8 holes	120	20100211
9 孔 9 holes	135	20100212
10 孔 10 holes	150	20100213
12 孔 12 holes	180	20100214

备注：A1, P188(A2) 可替

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	13	13

配用 3.5/4.0 普通钉，适用于肱骨干骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for femoral fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	75	3410605075
6 孔 6 holes	90	3410606090
7 孔 7 holes	105	3410607105
8 孔 8 holes	120	3410608120
9 孔 9 holes	135	3410609135
10 孔 10 holes	150	3410610150
12 孔 12 holes	180	3410612180

备注：A2

4.5 窄限制接触接骨板

4.5 Limited Contact
Narrow Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4	4	13	13
配用 4.5/6.5mm 普通螺钉，适用于肱骨干骨折 Used with Φ4.5 /Φ6.5mm Ti-Screw , Used for humeral diaphysis fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
6 孔 6 holes	106	20100218	
7 孔 7 holes	124	20100219	
8 孔 8 holes	142	20100220	
9 孔 9 holes	160	20100215	
10 孔 10 holes	178	20100216	
12 孔 12 holes	214	20100217	

肱骨髁叉异型接骨板
Humeral Condyle Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	57.5	11
配用 3.5/4.0mm 普通螺钉，适用于肱骨远端骨折 Used with Φ3.5/Φ4.0mm Ti-Screw, Used for distal humerus fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 3 孔 left 3 holes	88	331405002	
左 5 孔 left 5 holes	120	331406002	
左 6 孔 left 6 holes	136	331403002	
右 3 孔 right 3 holes	88	331505002	
右 5 孔 right 5 holes	120	331506002	
右 6 孔 right 6 holes	136	331503002	

肱骨远端外侧接骨板

Distal Lateral Humeral Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉，适用于肱骨远端骨折
Used with Φ3.5/Φ4.0mm Ti-Screw, Used for distal humerus fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 7 孔 left 7 holes	77.5	333201002
左 9 孔 left 9 holes	101	333202002
左 11 孔 left 11 holes	125	333203002
左 13 孔 left 13 holes	149	333204002
左 15 孔 left 15 holes	172	333205002
右 7 孔 right 7 holes	77.5	333301002
右 9 孔 right 9 holes	101	333302002
右 11 孔 right 11 holes	125	333303002
右 13 孔 right 13 holes	149	333304002
右 15 孔 right 15 holes	172	333305002

鹰嘴型接骨板

Olecranon Shaped Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.2	3	15	10

配用 3.5/4.0 mm 普通螺钉, 适用于尺骨鹰嘴骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for proximal ulna fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2 孔 left 2 holes	80	333405002
左 4 孔 left 4 holes	106	333401002
左 6 孔 left 6 holes	132	333402002
左 8 孔 left 8 holes	158	333403002
左 10 孔 left 10 holes	184	333404002
左 12 孔 left 12 holes	210	333406002
右 2 孔 right 2 holes	80	333505002
右 4 孔 right 4 holes	106	333501002
右 6 孔 right 6 holes	132	333502002
右 8 孔 right 8 holes	158	333503002
右 10 孔 right 10 holes	184	333504002
右 12 孔 right 12 holes	210	333506002

小 T 型接骨板
T Mini Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	24	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于桡骨远端骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	47	335001002
3-5 孔 3-5 holes	67	335002002

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	31	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于桡骨远端骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4-4 孔 4-4 holes	58	335101002
4-6 孔 4-6 holes	78	335102002

斜 T 型接骨板

T-Oblique Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	1.6	23	10

配用 3.5/4.0 mm 普通螺钉, 适用于桡骨远端骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal radius fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	52	330301002
3-4 孔 3-4 holes	63	330302002
3-5 孔 3-5 holes	74	330303002

前臂限制接触接骨板
Forearm Limited
Contact Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	11	11
配用 3.5/4.0 mm 普通螺钉, 适用于尺、桡骨骨干骨折 Used with Φ3.5mm/Φ4.0mm Ti-Screw, Used for ulna and radius shaft fracture			
规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	51	20100221	
5 孔 5 holes	64	20100222	
6 孔 6 holes	77	20100223	
7 孔 7 holes	90	20100224	
8 孔 8 holes	103	20100225	
10 孔 10 holes	129	20100226	

备注: A1, P193(A2) 可替

前臂限制接触接骨板
Forearm Limited
Contact Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	11	11
配用 3.5/4.0 普通钉, 适用于尺桡骨骨干骨折 Used with Φ3.5/4.0mm Ti-Screw, Used for ulna and radius fracture.			
规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	51	3412604051	
5 孔 5 holes	64	3412605064	
6 孔 6 holes	77	3412606077	
7 孔 7 holes	90	3412607090	
8 孔 8 holes	103	3412608103	
10 孔 10 holes	129	3412610129	

备注: A2

固定板
Rib Plate配用 2.7 钛质接骨螺钉, 适用于肋骨骨折
Used with Φ2.7 titanium screw, Used for rib fracture

规 格 Description	长度 Length	爪环抱宽度 width (H2)	厚度 thickness	产品编码 Product Code
H2 19 L 55 直型	55	19	1.2	20100032
H2 19 L 45 直型	45	19	1.2	20100033
H2 19 L 30 直型	30	19	1.2	20100035
H2 15 L 55 直型	55	15	1.2	20100036
H2 15 L 45 直型	45	15	1.2	20100037
H2 15 L 30 直型	30	15	1.2	20100038
H2 11 L 45 直型	45	11	1.2	20100039



3.5 直型重建接骨板

3.5 Straight Reconstruction Plate

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉，适用于锁骨骨折 / 肱骨髁骨折 / 骨盆 / 髌臼骨折 / 肩胛骨骨折 / 不规则骨折

Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for clavicle fractures/humeral intercondylar fractures/pelvis and acetabulum fracture/scapular fractures/irregular fracture

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
5 孔 5 holes	58	20100094	
6 孔 6 holes	70	20100095	
7 孔 7 holes	82	20100096	
8 孔 8 holes	94	20100097	
10 孔 10 holes	118	20100098	
12 孔 12 holes	142	20100099	
14 孔 14 holes	166	20100100	
16 孔 16 holes	190	20100101	

备注：A1, P196(A2) 可替



3.5 直型重建接骨板

3.5 Straight Reconstruction Plate

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉，适用于锁骨骨折 / 肱骨髁骨折 / 骨盆 / 髌臼骨折 / 肩胛骨骨折 / 不规则骨折

Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for clavicle fractures/humeral intercondylar fractures/pelvis and acetabulum fracture/scapular fractures/irregular fracture

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
5 孔 5 holes	58	4193605058	
6 孔 6 holes	70	4193606070	
7 孔 7 holes	82	4193607082	
8 孔 8 holes	94	4193608094	
10 孔 10 holes	118	4193610118	
12 孔 12 holes	142	4193612142	
14 孔 14 holes	166	4193614166	
16 孔 16 holes	190	4193616190	

备注：A2

3.5 弧形重建接骨板

3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10
配用 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于骨盆 / 髌臼骨折 Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for pelvis / acetabulum fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	47	20100081	
5 孔 5 holes	58.5	20100082	
6 孔 6 holes	70	20100083	
7 孔 7 holes	81	20100084	
8 孔 8 holes	92	20100085	
10 孔 10 holes	113	20100086	
12 孔 12 holes	132.5	20100087	

备注: A1, P197(A2) 可替

3.5 弧形重建接骨板

3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10
配用 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于骨盆 / 髌臼骨折 Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for pelvis / acetabulum fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	47	3416604046	
5 孔 5 holes	58.5	3416605058	
6 孔 6 holes	70	3416606070	
7 孔 7 holes	81	3416607081	
8 孔 8 holes	92	3416608092	
10 孔 10 holes	113	3416610113	
12 孔 12 holes	132.5	3416612132	

备注: A2

弧形重建 II 接骨板

Arc-Shaped Reconstruction Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10
配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髂嵴 Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for iliaca fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	49	20100227	
6 孔 6 holes	71	20100229	

备注: A1, P198(A2) 可替

弧形重建 II 接骨板

Arc-Shaped Reconstruction Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10
配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髂嵴 Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for iliaca fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	48	3423604048	
6 孔 6 holes	71	3423606071	

备注: A2



弧形重建 V 接骨板 (髌髌关节前路)

Arc-Shaped Reconstruction Plate V (Anterior iliac joint)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	30	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髌髌关节前路

Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for anterior iliac joint fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4 孔 left 4 holes	73	20100102
右 4 孔 right 4 holes	73	20100103

备注: A1, P199(A2) 可替

弧形重建 V 接骨板 (髌髌关节前路)

Arc-Shaped Reconstruction Plate V (Anterior iliac joint)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	37	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髌髌关节前路

Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for anterior iliac joint fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 4 孔 left 4 holes	73	3448704073
右 4 孔 right 4 holes	73	3448804073

备注: A2



弧形重建 V 接骨板

Arc-Shaped Reconstruction Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	23	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髌臼后壁
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for acetabulum posterior fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left 6 holes	63	3348406063
左 8 孔 left 8 holes	87	3348408087
左 10 孔 left 10 holes	109	3348410109
右 6 孔 right 6 holes	63	3348506063
右 8 孔 right 8 holes	87	3348508087
右 10 孔 right 10 holes	109	3348510109

备注: A1, P200(A2) 可替

弧形重建 V 接骨板

Arc-Shaped Reconstruction Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	23	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髌臼后壁
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for acetabulum posterior fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left 6 holes	69	3446806069
左 8 孔 left 8 holes	91	3446808091
左 10 孔 left 10 holes	117	3446810117
右 6 孔 right 6 holes	69	3446706069
右 8 孔 right 8 holes	91	3446708091
右 10 孔 right 10 holes	117	3446710117

备注: A2



3.5 弧形重建接骨板（髂耻多段型）

3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate(iliopectineal multi-stage)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	10	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉，适用于髂耻多段骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for iliopectineal multi-stage fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
18 孔 holes L=19	132	20100088
18 孔 holes L=22	135	20100089
18 孔 holes L=25	138	20100090

备注：A1, P201(A2) 可替



3.5 弧形重建接骨板（髂耻多段型）

3.5 Arc-Shaped Reconstruction Plate(iliopectineal multi-stage)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉，适用于髂耻多段骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for iliopectineal multi-stage fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
18 孔 holes	132	3450618086
18 孔 holes	135	3451618086
18 孔 holes	138	3452618086

备注：A2



弧形重建III接骨板（耻骨联合）

Arc-Shaped Reconstruction Plate III (Symphysis Pubis)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉，适用于耻骨联合
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for symphysis pubis

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	52	20100091
4 孔 4 holes	55	20100092
4 孔 4 holes	58	20100093

备注：A1, P202(A2) 可替



弧形重建III接骨板（耻骨联合）

Arc-Shaped Reconstruction Plate III (Symphysis Pubis)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉，适用于耻骨联合
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for symphysis pubis

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	52	3418604052
4 孔 4 holes	55	3418604055
4 孔 4 holes	58	3418604058

备注：A2

弧形重建 V 接骨板

Arc-Shaped Reconstruction Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10
配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髌臼前柱 Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for Anterior Column Acetabulum fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 7 孔 left 7 holes	71	20100104	
左 9 孔 left 9 holes	95	20100105	
左 11 孔 left 11 holes	119	20100106	
右 7 孔 right 7 holes	71	20100107	
右 9 孔 right 9 holes	95	20100108	
右 11 孔 right 11 holes	119	20100109	

备注: A1, P203(A2) 可替

弧形重建 V 接骨板

Arc-Shaped Reconstruction Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10
配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髌臼前柱 Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for Anterior Column Acetabulum fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 7 孔 left 7 holes	71	3449707071	
左 9 孔 left 9 holes	95	3449709095	
左 11 孔 left 11 holes	119	3449711119	
右 7 孔 right 7 holes	71	3449807071	
右 9 孔 right 9 holes	95	3449809095	
右 11 孔 right 11 holes	119	3449811119	

备注: A2

弧形重建 V 接骨板

Arc-Shaped Reconstruction Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10
配用 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于髌臼骨折 Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for Acetabular fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 6 孔 left 6 holes	73	20100110	
左 8 孔 left 8 holes	93.5	20100111	
左 10 孔 left 10 holes	113.5	20100112	
右 6 孔 right 6 holes	73	20100113	
右 8 孔 right 8 holes	93.5	20100114	
右 10 孔 right 10 holes	113.5	20100115	

备注: A1, P204(A2) 可替

弧形重建 V 接骨板

Arc-Shaped Reconstruction Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10
配用 3.5/4.0mm 普通螺钉, 适用于髌臼骨折 Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for Acetabular fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 6 孔 left 6 holes	73	3421806073	
左 8 孔 left 8 holes	93.5	3421808093	
左 10 孔 left 10 holes	113.5	3421810113	
右 6 孔 right 6 holes	73	3421706073	
右 8 孔 right 8 holes	93.5	3421708093	
右 10 孔 right 10 holes	113.5	3421710113	

备注: A2

弧形重建 V 接骨板

Arc-Shaped Reconstruction Plate V



弧形重建 V 接骨板

Arc-Shaped Reconstruction Plate V



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髌臼前柱
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for Column Acetabulum fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 7 孔 left 7 holes	71	3351407071
左 9 孔 left 9 holes	95	3351409095
左 11 孔 left 11 holes	119	3351411119
右 7 孔 right 7 holes	71	3351507071
右 9 孔 right 9 holes	95	3351509095
右 11 孔 right 11 holes	119	3351511119

备注: A1, P205(A2) 可替

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.1	3.1	10	10

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于髌臼前柱
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for Column Acetabulum fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 7 孔 left 7 holes	71	3447707071
左 9 孔 left 9 holes	95	3447709095
左 11 孔 left 11 holes	119	3447711119
右 7 孔 right 7 holes	71	3447807071
右 9 孔 right 9 holes	95	3447809095
右 11 孔 right 11 holes	119	3447811119

备注: A2

股骨近端 II 接骨板

Proximal Femoral Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	6	25.6	18

头部 :6.5 普通螺钉; 干部 :4.5/6.5 普通螺钉, 适用于股骨近端骨折
Head: used with $\Phi 6.5$ mm Ti-Screw, stem: used with $\Phi 4.5/\Phi 6.5$ mm Ti-Screw, Used for proximal femoral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2 孔 left 2 holes	124	332207002
左 4 孔 left 4 holes	160	332201002
左 6 孔 left 6 holes	196	332202002
左 8 孔 left 8 holes	232	332203002
左 10 孔 left 10 holes	268	332204002
左 12 孔 left 12 holes	304	332205002
左 14 孔 left 14 holes	340	332213002
右 2 孔 right 2 holes	124	332307002
右 4 孔 right 4 holes	160	332308002
右 6 孔 right 6 holes	196	332309002
右 8 孔 right 8 holes	232	332310002
右 10 孔 right 10 holes	268	332311002
右 12 孔 right 12 holes	304	332312002
右 14 孔 right 14 holes	340	332313002



DHS 接骨板
DHS Plate

钢板厚度 thickness		钢板宽度 width	
5.5		19	
头部：空心加压螺钉；干部：4.5/6.5 普通螺钉。适用于粗隆间骨折 Head: used with cannulated compression screw,stem: used with $\Phi 4.5/\Phi 6.5$ mm Ti-Screw, Used for femoral Intertrochanteric fracture			
规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3 孔 130° 3 holes	82	360101000	
4 孔 130° 4 holes	100	360102000	
5 孔 130° 5 holes	118	360103000	
6 孔 130° 6 holes	136	360104000	
7 孔 130° 7 holes	154	360107000	
8 孔 130° 8 holes	172	360105000	
9 孔 130° 9 holes	190	360108000	
10 孔 130° 10 holes	208	360106000	
11 孔 130° 11 holes	226	360109000	
12 孔 130° 12 holes	244	360110000	
3 孔 135° 3 holes	82	360201000	
4 孔 135° 4 holes	100	360202000	
5 孔 135° 5 holes	118	360203000	
6 孔 135° 6 holes	136	360204000	
7 孔 135° 7 holes	154	360207000	
8 孔 135° 8 holes	172	360205000	
9 孔 135° 9 holes	190	360208000	
10 孔 135° 10 holes	208	360206000	
11 孔 135° 11 holes	226	360209000	
12 孔 135° 12 holes	244	360210000	

DCS 接骨板
DCS Plate

钢板厚度 thickness		钢板宽度 width			
5.5		17			
头部：空心加压螺钉；干部：4.5/6.5 普通螺钉，适用于股骨髁上骨折 Head: used with cannulated compression screw ,stem: used with Φ4.5/Φ6.5mm Ti-Screw, Used for femoral condylar comminuted fracture					
规 格 Description		长度 Length（mm）		产品编码 Product Code	
6 孔 6 holes		120		360301000	
7 孔 7 holes		138		360305000	
8 孔 8 holes		156		360302000	
9 孔 9 holes		174		360306000	
10 孔 10 holes		192		360303000	
11 孔 11 holes		210		360307000	
12 孔 12 holes		228		360304000	

4.5 宽限制接触接骨板

4.5 Limited Contact
Wide Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
6.3	6.3	17.9	17.9
配用 4.5/6.5mm 普通螺钉, 适用于股骨干骨折 Used with Φ4.5/Φ6.5mm Ti-Screw, Used for femoral diaphysis fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
8 孔 8 holes	142	20100228	
9 孔 9 holes	160	20100230	
10 孔 10 holes	178	20100231	
12 孔 12 holes	214	20100232	
14 孔 14 holes	250	20100233	

备注: A1, P209(A2) 可替

4.5 宽限制接触接骨板

4.5 Limited Contact Wide Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
6.3	6.3	17.9	17.9
配用 4.5/6.5 普通钉, 适用于股骨干骨折 Used with Φ4.5/6.5mm Ti-Screw, Used for femoral diaphysis diaphysis fracture.			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
8 孔 8 holes	142	3434608142	
9 孔 9 holes	160	3434609160	
10 孔 10 holes	178	3434610178	
12 孔 12 holes	214	3434612214	
14 孔 14 holes	250	3434614250	

备注: A2

股骨髁异型 II 接骨板

Femoral Condyle Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.3	6	33.5	17

头部 :6.5 普通螺钉; 干部 :4.5/6.5 普通螺钉, 适用于股骨髁粉碎性骨折

Head: used with Φ6.5mm Ti-Screw, stem: used with Φ4.5/Φ6.5mm Ti-Screw, Used for Femoral condylar comminuted fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	133	334601002
左 7 孔 left 7 holes	169	334602002
左 9 孔 left 9 holes	205	334603002
左 11 孔 left 11 holes	241	334604002
左 13 孔 left 13 holes	277	334605002
左 15 孔 left 15 holes	313	334606002
右 5 孔 right 5 holes	133	334701002
右 7 孔 right 7 holes	169	334702002
右 9 孔 right 9 holes	205	334703002
右 11 孔 right 11 holes	241	334704002
右 13 孔 right 13 holes	277	334705002
右 15 孔 right 15 holes	313	334706002

L 型支持接骨板

L-Shaped Support Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	31	15
头部 :4.5/6.5 普通螺钉; 干部 :4.5 普通螺钉, 适用胫骨平台外侧骨折 Head: used with Φ4.5/Φ6.5 mm Ti-Screw, stem: used with Φ4.5 mm Ti-Screw, Used for Lateral tibia plateau fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
左 2-4 孔 left 2-4 holes	85	330601002	
左 2-5 孔 left 2-5 holes	101	330603002	
左 2-6 孔 left 2-6 holes	117	330602002	
左 2-8 孔 left 2-8 holes	149	330604002	
右 2-4 孔 right 2-4 holes	85	330701002	
右 2-5 孔 right 2-5 holes	101	330703002	
右 2-6 孔 right 2-6 holes	117	330702002	
右 2-8 孔 right 2-8 holes	149	330704002	

T 型支持接骨板

T-Shaped Support Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	36	16.5
头部 :4.5/6.5 普通螺钉; 干部 :4.5 普通螺钉, 适用胫骨平台内侧骨折 Head: used with Φ4.5/Φ6.5 mm Ti-Screw, stem: used with Φ4.5 mm Ti-Screw, Used for medial tibia plateau fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	83.5	330104002	
6 孔 6 holes	115.5	330105002	
8 孔 8 holes	147.5	330106002	

冰球棒 L 型支持接骨板

Lateral Tibia Plateau Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.9	4.5	32	14

头部 :4.5/6.5 普通螺钉; 干部 :4.5 普通螺钉, 适用胫骨平台外侧骨折
Head: used with Φ4.5/Φ6.5 mm Ti-Screw, stem: used with Φ4.5 mm Ti-Screw, Used for Lateral tibia plateau fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	120	330801002
左 7 孔 left 7 holes	156	330802002
左 9 孔 left 9 holes	192	330803002
左 11 孔 left 11 holes	228	330804002
左 13 孔 left 13 holes	264	330805002
右 5 孔 right 5 holes	120	330901002
右 7 孔 right 7 holes	156	330902002
右 9 孔 right 9 holes	192	330903002
右 11 孔 right 11 holes	228	330904002
右 13 孔 right 13 holes	264	330905002

胫骨平台内侧接骨板

Medial Tibia Plateau Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	4	37	15.5

头部 :4.5/6.5 普通螺钉；干部 :4.5 普通螺钉，适用胫骨平台内侧骨折
Head: used with $\Phi 4.5/\Phi 6.5$ mm Ti-Screw, stem: used with $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw, Used for medial tibia plateau fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3 孔 left 3 holes	96	331606002
左 5 孔 left 5 holes	132	331607002
左 7 孔 left 7 holes	168	331608002
左 9 孔 left 9 holes	204	331604002
左 11 孔 left 11 holes	240	331605002
右 3 孔 right 3 holes	96	331706002
右 5 孔 right 5 holes	132	331707002
右 7 孔 right 7 holes	168	331708002
右 9 孔 right 9 holes	204	331704002
右 11 孔 right 11 holes	240	331705002

4.5 窄限制接触接骨板

4.5 Limited Contact Narrow Plate



4.5 窄限制接触接骨板

4.5 Limited Contact Narrow Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
5	5	14.5	14.5

配用 4.5mm 普通螺钉，适用于胫骨干骨折
Used with $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw, Used for tibia diaphysis fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	106	20100234
7 孔 7 holes	124	20100235
8 孔 8 holes	142	20100236
9 孔 9 holes	160	20100237
10 孔 10 holes	178	20100238
12 孔 12 holes	214	20100239

备注：A1, P214(A2) 可替

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
5	5	14.5	14.5

配用 4.5 普通钉，适用于胫骨干骨折
Used with $\Phi 4.5$ Ti-Screw, Used for femoral fracture.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 6 holes	106	3427606106
7 孔 7 holes	124	3427607124
8 孔 8 holes	142	3427608142
9 孔 9 holes	160	3427609160
10 孔 10 holes	178	3427610178
12 孔 12 holes	214	3427612214

备注：A2



胫骨远端内侧 II 接骨板 Distal Medial Tibia Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	4	21	10.5

配用 3.5/4.0 普通螺钉, 适用于胫骨远端内侧骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for distal medial fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 6 孔 left 6 holes	148	332003002
左 8 孔 left 8 holes	174	332004002
左 10 孔 left 10 holes	200	332005002
左 12 孔 left 12 holes	226	332006002
右 6 孔 right 6 holes	148	332103002
右 8 孔 right 8 holes	174	332104002
右 10 孔 right 10 holes	200	332105002
右 12 孔 right 12 holes	226	332106002

扭转异型 II 接骨板 Distal Lateral Tibial Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	4	22	16

头部 :4.5/6.5 普通螺钉, 干部 :4.5 普通螺钉, 适用于胫骨远端外侧骨折
Head: used with $\Phi 4.5/\Phi 6.5$ mm Ti-Screw, stem: used with $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw, Used for distal tibial lateral fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 5 孔 left 5 holes	121	3355405121
左 7 孔 left 7 holes	157	3355407157
左 9 孔 left 9 holes	193	3355409193
左 11 孔 left 11 holes	229	3355411229
右 5 孔 right 5 holes	121	3355505121
右 7 孔 right 7 holes	157	3355507157
右 9 孔 right 9 holes	193	3355509193
右 11 孔 right 11 holes	229	3355511229



1/3 管状接骨板

1/3 Tubular Shaped Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	2	10	10

配用 3.5/4.0mm 普通螺钉，仅限于腓骨骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Only used for fibula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	64	340701002
6 孔 6 holes	76	340702002
7 孔 7 holes	88	340703002
8 孔 8 holes	100	340704002
10 孔 10 holes	124	340705002

腓骨远端接骨板

Distal Fibula Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.6	3	14	9.5

头部 :3.5/4.0 普通螺钉；干部 :3.5 普通螺钉，适用于腓骨远端骨折
Head: used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, stem: used with $\Phi 3.5$ mm Ti-Screw, Used for distal fibula fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2 孔 left 2 holes	52	334801002
左 4 孔 left 4 holes	73	334802002
左 6 孔 left 6 holes	94	334803002
左 8 孔 left 8 holes	115	334804002
左 10 孔 left 10 holes	136	334805002
左 12 孔 left 12 holes	157	334806002
右 2 孔 right 2 holes	52	334901002
右 4 孔 right 4 holes	73	334902002
右 6 孔 right 6 holes	94	334903002
右 8 孔 right 8 holes	115	334904002
右 10 孔 right 10 holes	136	334905002
右 12 孔 right 12 holes	157	334906002



2.0 直型 I 接骨板

2.0 Straight Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
0.8	0.8	5	5

配用 1.5/2.0 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折
Used with $\Phi 1.5/\Phi 2.0$ mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	17	21700050
4 孔 4 holes	23	21700051
5 孔 5 holes	29	21700052
6 孔 6 holes	35	21700053
7 孔 7 holes	41	21700054

备注: A1, P219(A2) 可替

2.0 直型 I 接骨板

2.0 Straight Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
0.8	0.8	5	5

配用 2.0 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折
Used with $\Phi 2.0$ mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	17	3438603017
4 孔 4 holes	23	3438604023
5 孔 5 holes	29	3438605029
6 孔 6 holes	35	3438606035
7 孔 7 holes	41	3438607041

备注: A2

2.0 微 T 型 I 接骨板

2.0 T Mini Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
0.8	0.8	11	5

配用 1.5/2.0 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折
Used with $\Phi 1.5/\Phi 2.0$ mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-2 孔 2-2 holes	19	21700042
2-3 孔 2-3 holes	25	21700043
2-4 孔 2-4 holes	31	330403002
2-5 孔 2-5 holes	37	21700044

备注: A1, P220(A2) 可替

2.0 微 T 型 I 接骨板

2.0 T Mini Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
5	0.8	11	0.8

配用 1.5/2.0 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折
Used with $\Phi 1.5/\Phi 2.0$ mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2-2 孔 2-2 holes	19	3424602019
2-3 孔 2-3 holes	25	3424603025
2-4 孔 2-4 holes	31	21700055
2-5 孔 2-5 holes	37	3424605037

备注: A2



2.0 微 L 型 I 接骨板

2.0 L Mini Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
0.8	0.8	11	5

配用 1.5/2.0 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折
Used with $\Phi 1.5/\Phi 2.0$ mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-2 孔 直角 2-2 holes	19	333901002
左 2-3 孔 直角 2-3 holes	25	333902002
右 2-2 孔 直角 2-2 holes	19	334001002
右 2-3 孔 直角 2-3 holes	25	334002002

备注: A1, P221(A2) 可替

2.0 微 L 型 I 接骨板

2.0 L Mini Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
0.8	0.8	11	5

配用 1.5/2.0 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折
Used with $\Phi 1.5/\Phi 2.0$ mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-2 孔 直角 2-2 holes	19	21700063
左 2-3 孔 直角 2-3 holes	25	21700064
右 2-2 孔 直角 2-2 holes	19	21700065
右 2-3 孔 直角 2-3 holes	25	21700066

备注: A2



2.0 微 L 型 I 接骨板

2.0 L Mini Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
0.8	0.8	11	5

配用 1.5/2.0 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折
Used with $\Phi 1.5/\Phi 2.0$ mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-2 孔 斜角 oblique left 2-2holes	19	21700045
左 2-3 孔 斜角 oblique left 2-3holes	25	21700046
右 2-2 孔 斜角 oblique right 2-2holes	19	21700047
右 2-3 孔 斜角 oblique right 2-3holes	25	21700048

备注: A1, P222(A2) 可替

2.0 微 L 型 I 接骨板

2.0 L Mini Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
5	0.8	11	0.8

配用 1.5/2.0 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折
Used with $\Phi 1.5/\Phi 2.0$ mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-2 孔 斜角 oblique left 2-2holes	19	3428702019
左 2-3 孔 斜角 oblique left 2-3holes	25	3428703025
右 2-2 孔 斜角 oblique right 2-2holes	19	3429802019
右 2-3 孔 斜角 oblique right 2-3holes	25	3429803025

备注: A2



2.7 直型接骨板

2.7 Straight Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.2	1.2	7	7
配用 2.7 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折、肋骨骨折 Used with $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, Used for hand、foot and ribs fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	31	20500111	
5 孔 5 holes	39	20500112	
6 孔 6 holes	47	20500113	
7 孔 7 holes	55	20500114	

备注: A1, P223(A2) 可替

2.7 直型接骨板

2.7 Straight Plate



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.2	1.2	7	7
配用 2.7 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折 Used with $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	31	3414604031	
5 孔 5 holes	39	3414605039	
6 孔 6 holes	47	3414606047	
7 孔 7 holes	55	3414607055	

备注: A2



2.7 微 T 型 II 接骨板

2.7 T Mini Plate II

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.2	1.2	14	7
配用 2.7 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折 Used with $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
2-3 孔 2-3 holes	32	20500115	
2-4 孔 2-4 holes	40	20500116	
2-5 孔 2-5 holes	48	20500117	

备注: A1, P224(A2) 可替

2.7 微 T 型 II 接骨板

2.7 T Mini Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.2	1.2	14	7
配用 2.7 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折 Used with $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
2-3 孔 2-3 holes	32	3422603032	
2-4 孔 2-4 holes	40	3422604040	
2-5 孔 2-5 holes	48	3422605048	

备注: A2

2.7 微 L 型 III 接骨板

2.7 L Mini Plate III



2.7 微 L 型 III 接骨板

2.7 L Mini Plate III



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.2	1.2	15	7

配用 2.7 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折
Used with $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-3 孔 斜角 oblique left 2-3holes	35	20500118
左 2-4 孔 斜角 oblique left 2-4holes	43	20500119
左 2-5 孔 斜角 oblique left 2-5holes	51	20500120
右 2-3 孔 斜角 oblique right2-3holes	35	20500121
右 2-4 孔 斜角 oblique right2-4holes	43	20500122
右 2-5 孔 斜角 oblique right2-5holes	51	20500123

备注: A1, P225(A2) 可替

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
1.2	1.2	15	7

配用 2.7 mm 普通螺钉, 适用手、足部骨折
Used with $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, Used for hand and foot fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-3 孔 斜角 oblique left 2-3holes	35	3430703035
左 2-4 孔 斜角 oblique left 2-4holes	43	3430704043
左 2-5 孔 斜角 oblique left 2-5holes	51	3430705051
右 2-3 孔 斜角 oblique right2-3holes	35	3431803035
右 2-4 孔 斜角 oblique right2-4holes	43	3431804043
右 2-5 孔 斜角 oblique right2-5holes	51	3431805051

备注: A2

结构异型 IV 接骨板

Calcaneal Plate IV



结构异型 VII 接骨板

Calcaneal Plate VII



结构异型 VI 接骨板

Calcaneal Plate VI



配用 3.5/4.0 mm 普通螺钉, 适用于跟骨骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for calcaneal fracture

规格 Description	厚度 thickness	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
小 small	1.2	60	333803002
大 large	1.2	69	333804002

配用 3.5/4.0 mm 普通螺钉, 适用于跟骨骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for calcaneal fracture

规格 Description	厚度 thickness	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
右, 大 right, large	1.2	64	333807002
左, 大 left, large	1.2	64	333805002
右, 小 right, small	1.2	46	333808002
左, 小 left, small	1.2	46	333806002

配用 3.5/4.0 mm 普通螺钉, 适用于跟骨骨折
Used with $\Phi 3.5/\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for calcaneal fracture

规格 Description	厚度 thickness	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左, 大 left, large	2	71	335801002
右, 大 right, large	2	71	335803002
左, 小 left, small	2	61	335802002
右, 小 right, small	2	61	335804002



钛质接骨螺钉 (HA1.5)

Ti-Screw (HA1.5)

钉体直径 Thread Diameter		接口型式 End Type		配套钻头直径 Diameter of Matching Drill	
1.5		T4 梅花 Torx		Φ1.1	
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ1.5×6	20100252	Φ1.5×14	20100259	Φ1.5×14	20100259
Φ1.5×7	20100253	Φ1.5×15	20100049	Φ1.5×15	20100049
Φ1.5×8	20100254	Φ1.5×16	20100260	Φ1.5×16	20100260
Φ1.5×9	20100255	Φ1.5×17	20100051	Φ1.5×17	20100051
Φ1.5×10	20100256	Φ1.5×18	20100052	Φ1.5×18	20100052
Φ1.5×11	20100257	Φ1.5×19	20100053	Φ1.5×19	20100053
Φ1.5×12	20100258	Φ1.5×20	20100024	Φ1.5×20	20100024
Φ1.5×13	20100047				

钛质接骨螺钉 (HA1.5)

Ti-Screw (HA1.5)

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	十字槽 Cross
1.5	1	0.25	0.6	1.3	0.5
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ1.5×5	350710000	Φ1.5×10	350705000	Φ1.5×10	350705000
Φ1.5×6	350701000	Φ1.5×11	350706000	Φ1.5×11	350706000
Φ1.5×7	350702000	Φ1.5×12	350707000	Φ1.5×12	350707000
Φ1.5×8	350703000	Φ1.5×14	350708000	Φ1.5×14	350708000
Φ1.5×9	350704000	Φ1.5×16	350709000	Φ1.5×16	350709000

适用于手足部骨折固定。

Used for hand and foot fracture



钛质接骨螺钉 (HA2.0)

Ti-Screw (HA2.0)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	十字槽 Cross
2	1.4	0.3	0.8	1.1	0.5

适用于手足部骨折固定，配合 2.0 系列接骨板使用

Used for hand and foot fracture, Used with Φ2.0mm Plate

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ2.0×6	350801000	Φ2.0×14	350805000
Φ2.0×8	350802000	Φ2.0×16	350806000
Φ2.0×10	350803000	Φ2.0×18	350807000
Φ2.0×12	350804000		

钛质接骨螺钉 (HA2.0)

Ti-Screw (HA2.0)



钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
2.0	2.8	T6 梅花 Torx	1.5
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ2.0×6	3535620006	Φ2.0×14	3535620014
Φ2.0×8	3535620008	Φ2.0×16	3535620016
Φ2.0×10	3535620010	Φ2.0×18	3535620018
Φ2.0×12	3535620012	Φ2.0×20	3535620020

钛质接骨螺钉 (HA2.7) Ti-Screw (HA2.7)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	十字槽 Cross
2.7	1.9	0.4	1	1.5	0.6

适用于手足部骨折固定，配合 2.7 系列接骨板使用
Used for hand and foot fracture, Used with $\Phi 2.7$ mm Plate

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
$\Phi 2.7 \times 6$	350901000	$\Phi 2.7 \times 16$	350906000
$\Phi 2.7 \times 8$	350902000	$\Phi 2.7 \times 18$	350907000
$\Phi 2.7 \times 10$	350903000	$\Phi 2.7 \times 20$	350908000
$\Phi 2.7 \times 12$	350904000	$\Phi 2.7 \times 22$	350909000
$\Phi 2.7 \times 14$	350905000	$\Phi 2.7 \times 24$	350910000

钛质接骨螺钉 (HA2.7) Ti-Screw (HA2.7)



钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
2.7	3.9	T8 梅花 Torx	2.0
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
$\Phi 2.7 \times 6$	3925627006	$\Phi 2.7 \times 16$	3925627016
$\Phi 2.7 \times 8$	3925627008	$\Phi 2.7 \times 18$	3925627018
$\Phi 2.7 \times 10$	3925627010	$\Phi 2.7 \times 20$	3925627020
$\Phi 2.7 \times 12$	3925627012	$\Phi 2.7 \times 22$	3925627022
$\Phi 2.7 \times 14$	3925627014	$\Phi 2.7 \times 24$	3925627024

钛质接骨螺钉 ($\Phi 2.7$) Ti-Screw ($\Phi 2.7$)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
2.7	1.9	0.4	1	2.7	S=2.5

小儿板用钉 Screw for pediatric Plate

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
$\Phi 2.7 \times 6$	3517327006	$\Phi 2.7 \times 20$	3517327020
$\Phi 2.7 \times 8$	3517327008	$\Phi 2.7 \times 22$	3517327022
$\Phi 2.7 \times 10$	3517327010	$\Phi 2.7 \times 24$	3517327024
$\Phi 2.7 \times 12$	3517327012	$\Phi 2.7 \times 26$	3517327026
$\Phi 2.7 \times 14$	3517327014	$\Phi 2.7 \times 28$	3517327028
$\Phi 2.7 \times 16$	3517327016	$\Phi 2.7 \times 30$	3517327030
$\Phi 2.7 \times 18$	3517327018		

钛质接骨螺钉 (2.7 小儿钉) Ti-Screw (2.7, used for pediatric plate)



钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
2.7	5.0	T8 梅花 Torx	2.0
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
$\Phi 2.7 \times 8$	20100199	$\Phi 2.7 \times 20$	20100205
$\Phi 2.7 \times 10$	20100200	$\Phi 2.7 \times 22$	20100206
$\Phi 2.7 \times 12$	20100201	$\Phi 2.7 \times 24$	20100207
$\Phi 2.7 \times 14$	20100202	$\Phi 2.7 \times 26$	3537627026
$\Phi 2.7 \times 16$	20100203	$\Phi 2.7 \times 28$	3537627028
$\Phi 2.7 \times 18$	20100204	$\Phi 2.7 \times 30$	3537627030

钛质接骨螺钉 (HA3.5)
Ti-Screw (HA3.5)锁定螺钉 (Φ3.5)
Ti-Screw(Φ3.5)

螺钉直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺钉深度 Thread Depth	螺钉间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
3.5	2.4	0.55	1.25	2.8	T15
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
Φ3.5×12	20100116	Φ3.5×32	20100126		
Φ3.5×14	20100117	Φ3.5×34	20100127		
Φ3.5×16	20100118	Φ3.5×36	20100128		
Φ3.5×18	20100119	Φ3.5×38	20100129		
Φ3.5×20	20100120	Φ3.5×40	20100130		
Φ3.5×22	20100121	Φ3.5×42	20100131		
Φ3.5×24	20100122	Φ3.5×44	20100132		
Φ3.5×26	20100123	Φ3.5×46	20100133		
Φ3.5×28	20100124	Φ3.5×48	20100134		
Φ3.5×30	20100125	Φ3.5×50	20100135		

备注: A1, P232(A2) 可替

螺钉直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺钉深度 Thread Depth	螺钉间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
3.5	2.4	0.55	1.25	2.8	T15
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
Φ3.5×55	3942335055	Φ3.5×85	20100244		
Φ3.5×60	3942335060	Φ3.5×90	20100245		
Φ3.5×65	3942335065	Φ3.5×95	20100246		
Φ3.5×70	3942335070	Φ3.5×100	20100247		
Φ3.5×75	3942335075	Φ3.5×105	20100248		
Φ3.5×80	20100243	Φ3.5×110	20100249		

备注: A1, P232(A2) 可替

钛质接骨螺钉 (HA3.5)
Ti-Screw (HA3.5)锁定螺钉 (Φ3.5)
Ti-Screw (Φ3.5)

钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
3.5	6.0	T15 梅花 Torx	2.5
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×12	3538635012	Φ3.5×38	3538635038
Φ3.5×14	3538635014	Φ3.5×40	3538635040
Φ3.5×16	3538635016	Φ3.5×42	3538635042
Φ3.5×18	3538635018	Φ3.5×44	3538635044
Φ3.5×20	3538635020	Φ3.5×46	3538635046
Φ3.5×22	3538635022	Φ3.5×48	3538635048
Φ3.5×24	3538635024	Φ3.5×50	3538635050
Φ3.5×26	3538635026	Φ3.5×55	3538635055
Φ3.5×28	3538635028	Φ3.5×60	3538635060
Φ3.5×30	3538635030	Φ3.5×65	3538635065
Φ3.5×32	3538635032	Φ3.5×70	3538635070
Φ3.5×34	3538635034	Φ3.5×75	3538635075
Φ3.5×36	3538635036		

备注: A2

钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
3.5	6.0	T15 梅花 Torx	2.5
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×80	3942635080	Φ3.5×100	3942635100
Φ3.5×85	3942635085	Φ3.5×105	3942635105
Φ3.5×90	3942635090	Φ3.5×110	3942635110
Φ3.5×95	3942635095		

备注: A2

钛质接骨螺钉 (HA3.5) Ti-Screw (HA3.5)



锁定螺钉 (Φ3.5) Ti-Screw (Φ3.5)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
3.5	2.4	0.55	1.25	3	S=2.5

适用于小骨折块骨干固定

Used for small fragment fixation

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×10	350101000	Φ3.5×34	350113000
Φ3.5×12	350102000	Φ3.5×36	350114000
Φ3.5×14	350103000	Φ3.5×38	350115000
Φ3.5×16	350104000	Φ3.5×40	350116000
Φ3.5×18	350105000	Φ3.5×42	350117000
Φ3.5×20	350106000	Φ3.5×44	350118000
Φ3.5×22	350107000	Φ3.5×46	350119000
Φ3.5×24	350108000	Φ3.5×48	350120000
Φ3.5×26	350109000	Φ3.5×50	350121000
Φ3.5×28	350110000	Φ3.5×55	350122000
Φ3.5×30	350111000	Φ3.5×60	350123000
Φ3.5×32	350112000		

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
3.5	2.4	0.55	1.25	2.96	S=2.5
规 格Description	产品编码 Product Code	规 格Description	产品编码 Product Code		
Φ3.5×65	3941335065	Φ3.5×90	3941335090		
Φ3.5×70	3941335070	Φ3.5×95	3941335095		
Φ3.5×75	3941335075	Φ3.5×100	3941335100		
Φ3.5×80	3941335080	Φ3.5×105	3941335105		
Φ3.5×85	3941335085	Φ3.5×110	3941335110		

钛质接骨螺钉 (HA3.5 低切迹) Ti-Screw (HA3.5, low profile)



钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
3.5	5.4	T10 梅花 Torx	2.5
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×10	3546635010	Φ3.5×34	3546635034
Φ3.5×12	3546635012	Φ3.5×36	3546635036
Φ3.5×14	3546635014	Φ3.5×38	3546635038
Φ3.5×16	3546635016	Φ3.5×40	3546635040
Φ3.5×18	3546635018	Φ3.5×42	3546635042
Φ3.5×20	3546635020	Φ3.5×44	3546635044
Φ3.5×22	3546635022	Φ3.5×46	3546635046
Φ3.5×24	3546635024	Φ3.5×48	3546635048
Φ3.5×26	3546635026	Φ3.5×50	3546635050
Φ3.5×28	3546635028	Φ3.5×55	3546635055
Φ3.5×30	3546635030	Φ3.5×60	3546635060
Φ3.5×32	3546635032		



钛质接骨螺钉 (全螺纹)

Ti-Screw($\Phi 4.0$)

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
4	2.4	0.8	1.75	2.8	T15
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code		
$\Phi 4.0 \times 12$	20100136	$\Phi 4.0 \times 32$	20100146		
$\Phi 4.0 \times 14$	20100137	$\Phi 4.0 \times 34$	20100147		
$\Phi 4.0 \times 16$	20100138	$\Phi 4.0 \times 36$	20100148		
$\Phi 4.0 \times 18$	20100139	$\Phi 4.0 \times 38$	20100149		
$\Phi 4.0 \times 20$	20100140	$\Phi 4.0 \times 40$	20100150		
$\Phi 4.0 \times 22$	20100141	$\Phi 4.0 \times 42$	20100151		
$\Phi 4.0 \times 24$	20100142	$\Phi 4.0 \times 44$	20100152		
$\Phi 4.0 \times 26$	20100143	$\Phi 4.0 \times 46$	20100153		
$\Phi 4.0 \times 28$	20100144	$\Phi 4.0 \times 48$	20100154		
$\Phi 4.0 \times 30$	20100145	$\Phi 4.0 \times 50$	20100155		



钛质接骨螺钉 (HB4.0 全螺纹)

Ti-Screw (HB4.0)

钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配用钻头直径 Diameter of Matching Drill
4.0	6.0	T15 梅花 Torx	2.5
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
$\Phi 4.0 \times 12$	3540640012	$\Phi 4.0 \times 34$	3540640034
$\Phi 4.0 \times 14$	3540640014	$\Phi 4.0 \times 36$	3540640036
$\Phi 4.0 \times 16$	3540640016	$\Phi 4.0 \times 38$	3540640038
$\Phi 4.0 \times 18$	3540640018	$\Phi 4.0 \times 40$	3540640040
$\Phi 4.0 \times 20$	3540640020	$\Phi 4.0 \times 42$	3540640042
$\Phi 4.0 \times 22$	3540640022	$\Phi 4.0 \times 44$	3540640044
$\Phi 4.0 \times 24$	3540640024	$\Phi 4.0 \times 46$	3540640046
$\Phi 4.0 \times 26$	3540640026	$\Phi 4.0 \times 48$	3540640048
$\Phi 4.0 \times 28$	3540640028	$\Phi 4.0 \times 50$	3540640050
$\Phi 4.0 \times 30$	3540640030	$\Phi 4.0 \times 55$	3540640055
$\Phi 4.0 \times 32$	3540640032	$\Phi 4.0 \times 60$	3540640060



钛质接骨螺钉 (HB4.0 全螺纹) Ti-Screw (HB4.0)

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六角 Hex
4	2.4	0.8	1.75	3.1	S=2.5

适用于小骨折块干骺端固定
Used for small fragment epiphysis fixation

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.0×12	350301000	Φ4.0×34	350318000
Φ4.0×14	350302000	Φ4.0×35	350311000
Φ4.0×16	350303000	Φ4.0×36	350319000
Φ4.0×18	350304000	Φ4.0×38	350320000
Φ4.0×20	350305000	Φ4.0×40	350312000
Φ4.0×22	350306000	Φ4.0×42	350321000
Φ4.0×24	350307000	Φ4.0×45	350313000
Φ4.0×26	350308000	Φ4.0×50	350314000
Φ4.0×28	350309000	Φ4.0×55	350315000
Φ4.0×30	350310000	Φ4.0×60	350316000
Φ4.0×32	350317000		

钛质接骨螺钉 (HB4.0 半螺纹) Ti-Screw(HB4.0 Half Thread)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六角 Hex
4	2.4	1	1.75	3.2	S=2.5
规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ4.0×14	6	350413000	Φ4.0×34	14	350417000
Φ4.0×16	6	350401000	Φ4.0×35	14	350407000
Φ4.0×18	7	350402000	Φ4.0×36	14	350418000
Φ4.0×20	8	350403000	Φ4.0×38	14	350419000
Φ4.0×22	9	350404000	Φ4.0×40	14	350408000
Φ4.0×24	12	350414000	Φ4.0×42	15	350420000
Φ4.0×25	12	350405000	Φ4.0×45	15	350409000
Φ4.0×26	12	350415000	Φ4.0×50	15	350410000
Φ4.0×30	14	350406000	Φ4.0×55	16	350411000
Φ4.0×32	14	350416000	Φ4.0×60	16	350412000

钛质接骨螺钉 (HB4.0 半螺纹) Ti-Screw (HB4.0)



钉体直径 Thread Diameter		钉头直径 Head Diameter		接口型式 End Type		配套钻头直径 Diameter of Matching Drill	
4.0		6.0		T15 梅花 Torx		2.5	
规 格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规 格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code		
Φ4.0×14	6	3543640014	Φ4.0×34	14	3543640034		
Φ4.0×16	6	3543640016	Φ4.0×36	14	3543640036		
Φ4.0×18	7	3543640018	Φ4.0×38	14	3543640038		
Φ4.0×20	8	3543640020	Φ4.0×40	14	3543640040		
Φ4.0×22	9	3543640022	Φ4.0×42	15	3543640042		
Φ4.0×24	12	3543640024	Φ4.0×45	15	3543640045		
Φ4.0×26	12	3543640026	Φ4.0×50	15	3543640050		
Φ4.0×28	14	3543640028	Φ4.0×55	16	3543640055		
Φ4.0×30	14	3543640030	Φ4.0×60	16	3543640060		
Φ4.0×32	14	3543640032					

钛质接骨螺钉 (HA4.5)

Ti-Screw (HA4.5)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
4.5	3	0.75	1.75	3.8	T25
规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code		
Φ4.5×12	20100156	Φ4.5×38	20100169		
Φ4.5×14	20100157	Φ4.5×40	20100170		
Φ4.5×16	20100158	Φ4.5×42	20100171		
Φ4.5×18	20100159	Φ4.5×44	20100172		
Φ4.5×20	20100160	Φ4.5×46	20100173		
Φ4.5×22	20100161	Φ4.5×48	20100174		
Φ4.5×24	20100162	Φ4.5×50	20100175		
Φ4.5×26	20100163	Φ4.5×52	20100176		
Φ4.5×28	20100164	Φ4.5×54	20100177		
Φ4.5×30	20100165	Φ4.5×56	20100178		
Φ4.5×32	20100166	Φ4.5×58	20100179		
Φ4.5×34	20100167	Φ4.5×60	20100180		
Φ4.5×36	20100168				



钛质接骨螺钉 (HA4.5)

Ti-Screw (HB4.5)

钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
4.5	8.0	T15 梅花 Torx	3.2
规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.5×12	3539645012	Φ4.5×44	3539645044
Φ4.5×14	3539645014	Φ4.5×46	3539645046
Φ4.5×16	3539645016	Φ4.5×48	3539645048
Φ4.5×18	3539645018	Φ4.5×50	3539645050
Φ4.5×20	3539645020	Φ4.5×52	3539645052
Φ4.5×22	3539645022	Φ4.5×54	3539645054
Φ4.5×24	3539645024	Φ4.5×56	3539645056
Φ4.5×26	3539645026	Φ4.5×58	3539645058
Φ4.5×28	3539645028	Φ4.5×60	3539645060
Φ4.5×30	3539645030	Φ4.5×62	3539645062
Φ4.5×32	3539645032	Φ4.5×64	3539645064
Φ4.5×34	3539645034	Φ4.5×66	3539645066
Φ4.5×36	3539645036	Φ4.5×68	3539645068
Φ4.5×38	3539645038	Φ4.5×70	3539645070
Φ4.5×40	3539645040	Φ4.5×75	3539645075
Φ4.5×42	3539645042		

钛质接骨螺钉 (HA4.5)
Ti-Screw (HA4.5)

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	内六方 Hex
4.5	3	0.75	1.75	4	S=3.5
规 格 Description	产品编码 Product Code	规 格 Description	产品编码 Product Code		
Φ4.5×12	3516345012	Φ4.5×38	351610000		
Φ4.5×14	3516345014	Φ4.5×40	351611000		
Φ4.5×16	3516345016	Φ4.5×42	351612000		
Φ4.5×18	3516345018	Φ4.5×44	351613000		
Φ4.5×20	351601000	Φ4.5×46	351614000		
Φ4.5×22	351602000	Φ4.5×48	351615000		
Φ4.5×24	351603000	Φ4.5×50	351616000		
Φ4.5×26	351604000	Φ4.5×52	351617000		
Φ4.5×28	351605000	Φ4.5×54	351618000		
Φ4.5×30	351606000	Φ4.5×56	351619000		
Φ4.5×32	351607000	Φ4.5×58	351620000		
Φ4.5×34	351608000	Φ4.5×60	351621000		
Φ4.5×36	351609000				

钛质接骨螺钉 (HB6.5 半螺纹)
Ti-Screw(HB6.5 Half Thread)

备注: A1, P242(A2) 可替

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	螺钉头高度 Head Height	梅花槽 Torx
6.5	4.5	1.75	2.5	3.8	T25
规 格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规 格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ6.5×50	16	20100181	Φ6.5×65	32	20100190
Φ6.5×55	16	20100182	Φ6.5×70	32	20100191
Φ6.5×60	16	20100183	Φ6.5×75	32	20100192
Φ6.5×65	16	20100184	Φ6.5×80	32	20100193
Φ6.5×70	16	20100185	Φ6.5×85	32	20100194
Φ6.5×75	16	20100186	Φ6.5×90	32	20100195
Φ6.5×80	16	20100187	Φ6.5×95	32	20100196
Φ6.5×55	32	20100188	Φ6.5×100	32	20100197
Φ6.5×60	32	20100189	Φ6.5×105	32	20100198

钛质接骨螺钉 (HB6.5 半螺纹)
Ti-Screw (HB6.5)

备注: A2

钉体直径 Thread Diameter		钉头直径 Head Diameter		接口型式 End Type		配用钻头直径 Diameter of Matching Drill	
6.5		8.0		T25 梅花 Torx		3.2	
规 格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规 格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规 格 Description	螺纹长度 Length of Thread
Φ6.5×50	16	3542616050	Φ6.5×65	32	3542632065	Φ6.5×50	16
Φ6.5×55	16	3542616055	Φ6.5×70	32	3542632070	Φ6.5×55	16
Φ6.5×60	16	3542616060	Φ6.5×75	32	3542632075	Φ6.5×60	16
Φ6.5×65	16	3542616065	Φ6.5×80	32	3542632080	Φ6.5×65	16
Φ6.5×70	16	3542616070	Φ6.5×85	32	3542632085	Φ6.5×70	16
Φ6.5×75	16	3542616075	Φ6.5×90	32	3542632090	Φ6.5×75	16
Φ6.5×80	16	3542616080	Φ6.5×95	32	3542632095	Φ6.5×80	16
Φ6.5×55	32	3542632055	Φ6.5×100	32	3542632100	Φ6.5×55	32
Φ6.5×60	32	3542632060	Φ6.5×105	32	3542632105	Φ6.5×60	32



钛质接骨螺钉 (HB6.5 半螺纹 16)

Ti-Screw(HB6.5 Half Thread 16)

钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
6.5	8.0	S=3.5	3.2

适用于大骨折块接骨板，适用松质骨或骨质疏松骨折加压固定
Used with large fragment titanium plate, used for the fixation of cancellous/osteoporosis fractures

规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ6.5×50	16	351801000	Φ6.5×70	16	351805000
Φ6.5×55	16	351802000	Φ6.5×75	16	351806000
Φ6.5×60	16	351803000	Φ6.5×80	16	351807000
Φ6.5×65	16	351804000			

钛质接骨螺钉 (HB6.5 半螺纹 32)

Ti-Screw(HB6.5 Half Thread 32)

钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
6.5	8.0	S=3.5	3.2

适用于大骨折块接骨板，适用松质骨或骨质疏松骨折加压固定
Used with large fragment titanium plate, used for the fixation of cancellous/osteoporosis fractures

规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ6.5×60	32	351901000	Φ6.5×85	32	351906000
Φ6.5×65	32	351902000	Φ6.5×90	32	351907000
Φ6.5×70	32	351903000	Φ6.5×95	32	351908000
Φ6.5×75	32	351904000	Φ6.5×100	32	351909000
Φ6.5×80	32	351905000			



钛质接骨螺钉 (HB6.5 全螺纹)

Ti-Screw(HB6.5)



钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
6.5	8.0	S=3.5	3.2

适用于大骨折块接骨板，适用松质骨或骨质疏松骨折加压固定
Used with large fragment titanium plate, used for the fixation of cancellous/osteoporosis fractures

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.5×25	351701000	Φ6.5×45	351705000
Φ6.5×30	351702000	Φ6.5×50	351706000
Φ6.5×35	351703000	Φ6.5×55	351707000
Φ6.5×40	351704000	Φ6.5×60	351708000

备注：A1, P244(A2) 可替

钛质接骨螺钉 (HB6.5 全螺纹)

Ti-Screw (HB6.5)



钉体直径 Thread Diameter	钉头直径 Head Diameter	接口型式 End Type	配套钻头直径 Diameter of Matching Drill
6.5	8.0	T25 梅花 Torx	3.2

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.5×25	3541665025	Φ6.5×45	3541665045
Φ6.5×30	3541665030	Φ6.5×50	3541665050
Φ6.5×35	3541665035	Φ6.5×55	3541665055
Φ6.5×40	3541665040	Φ6.5×60	3541665060

备注：A2



垫圈
Washers

规格 Description	产品编码 Product Code
垫圈 (Φ4.0) washer (Φ4.0)	20100242
垫圈 (Φ6.5) washer (Φ6.5)	20100241

备注: A1, P245(A2) 可替



垫圈
Washers

规格 Description	产品编码 Product Code	厚度 Product Code	宽度 Product Code
垫圈 washer (Φ4.0)	3544640001	1.3	7
垫圈 washer (Φ6.5)	3545665001	1.6	13

备注: A2

空心加压螺钉

Cannulated Compression Screw



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Pitch Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space
12.5	8	2.6	3

配合 DHS 接骨板、DCS 接骨板适用
Used with DHS Plate, DCS Plate

规格 Description	产品编码 Product Code
50	380101000
55	380102000
60	380103000
65	380104000
70	380105000
75	380106000
80	380107000
85	380108000
90	380109000
95	380110000
100	380111000
105	380112000
110	380113000

2.7 直型 I 接骨板

Straight Plate I (2.7)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.4	2.4	8	8

配用 2.7 普通螺钉，适用儿童四肢干部骨折
Used with Φ2.7mm Ti-Screw, Used for pediatric limbs fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	50	20400120
6 孔 6 holes	60	20400121
7 孔 7 holes	70	20400122
8 孔 8 holes	80	20400123
9 孔 9 holes	90	20400124

备注：A1, P247(A2) 可替

2.7 直型 I 接骨板

2.7 Straight Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.4	2.4	8	8

配用 2.7 普通钉，适用儿童各部位
Used with Φ2.7mm Ti-Screw, Used for pediatric trauma disease.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	50	3432605050
6 孔 6 holes	60	3432606060
7 孔 7 holes	70	3432607070
8 孔 8 holes	80	3432608080
9 孔 9 holes	90	3432609090

备注：A2

前臂直型接骨板 (2.7)

Forearm Straight Plate (2.7)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.4	2.4	8.4	8.4

配用 2.7 普通螺钉，适用儿童四肢干部骨折
Used with Φ2.7mm Ti-Screw, Used for pediatric limbs fracture

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	50	20400134
6 孔 6 holes	60	20400125
7 孔 7 holes	70	20400126
8 孔 8 holes	80	20400127
9 孔 9 holes	90	20400128

备注：A1, P248(A2) 可替

前臂直型 (2.7) 接骨板

Forearm Straight Plate (2.7)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	8.4	8.4

配用 2.7 普通钉，适用儿童各部位
Used with Φ2.7mm Ti-Screw, Used for pediatric trauma disease.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	50	3433605050
6 孔 6 holes	60	3433606060
7 孔 7 holes	70	3433607070
8 孔 8 holes	80	3433608080
9 孔 9 holes	90	3433609090

备注：A2

前臂限制接触接骨板 (3.5) Forearm Limited Contact Plate (3.5)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.4	3.4	12	12
配用 3.5 普通螺钉, 适用儿童四肢干部骨折 Used with Φ3.5 mm Ti-Screw, Used for children humeral and tibia diaphysis fracture			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
5 孔 5holes	62	20400129	
6 孔 6holes	74	20400130	
7 孔 7holes	86	20400131	
8 孔 9holes	98	20400132	
9 孔 9holes	110	20400133	

备注: A1, P249(A2) 可替

前臂限制接触 (3.5) 接骨板 Forearm Straight Plate (3.5)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.5	3.4	12	12
配用 3.5 普通钉, 适用儿童各部位 Used with Φ3.5 mm Ti-Screw, Used for pediatric trauma disease.			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
5 孔 5 holes	62	3435605062	
6 孔 6 holes	74	3435606074	
7 孔 7 holes	86	3435607086	
8 孔 8 holes	98	3435608098	
9 孔 9 holes	110	3435609110	

备注: A2

直型 I 接骨板 (3.5) Straight Plate I (3.5)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	10	10
配用 3.5 普通螺钉, 适用小儿内外翻畸形 Used with Φ3.5mm Ti-Screw, Used for orthopedics of pediatric introversion and exstrophy			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
2 孔 2 holes	22	20400135	
2 孔 2 holes	26	20400137	

备注: A1, P250(A2) 可替

直型 I 接骨板 (3.5) Straight Plate I (3.5)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	10	10
配用 3.5 普通螺钉, 适用小儿内外翻畸形矫正 Used with Φ3.5mm Ti-Screw, Used for orthopedics of pediatric introversion and exstrophy.			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
2 孔 2 holes	22	4835002022	
2 孔 2 holes	26	4836002026	

备注: A2

直型 I 接骨板 (4.5)

Straight Plate I (4.5)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	12	12

配用 4.5 普通螺钉, 适用小儿内外翻矫正
 Used with $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw,
 Used for orthopedics of pediatric introversion and exstrophy

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2 孔 2 holes	24	20400136
2 孔 2 holes	28	20400138

备注: A1, P251(A2) 可替

直型 I 接骨板 (4.5)

Straight Plate I (4.5)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3	3	12	12

配用 4.5 普通螺钉, 适用小儿内外翻畸形矫正
 Used with $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw,
 Used for orthopedics of pediatric introversion and exstrophy

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
2 孔 2 holes	24	4837002024
2 孔 2 holes	28	4838002028

备注: A2

2.7T 型 II 接骨板

2.7 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	27	9

配用 2.7 普通螺钉, 2.7 锁定螺钉, 适用儿童各部位
 Used with $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, $\Phi 2.7$ mm locking screw, Used for pediatric trauma disease

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3-3 孔 3-3 holes	44	20400011
3-4 孔 3-4 holes	53	20400012
3-5 孔 3-5 holes	62	20400013
3-6 孔 3-6 holes	71	20400014
3-8 孔 3-8 holes	89	20400015

备注: A1, P252(A2) 可替

小 T 型接骨板

2.7 T-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	27	9

配用 2.7 小儿普通钉 / 2.4/2.7 锁定钉, 适用儿童各部位
 Used with $\Phi 2.7$ mm Ti-Screw, 2.4/ $\Phi 2.7$ mm locking screw, Used for pediatric trauma disease.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	44	4827003050
4 孔 4 holes	53	4827004055
5 孔 5 holes	62	4827005062
6 孔 6 holes	71	4827006071
8 孔 8 holes	89	4827008089

备注: A2

2.7L 型 I 接骨板 (直角) 2.7 L-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	27	9

配用 2.7 普通螺钉, 2.7 锁定螺钉, 适用儿童各部位
Used with $\Phi 2.7\text{mm}$ Ti-Screw, $\Phi 2.7\text{mm}$ locking screw, Used for pediatric trauma disease

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3-3 孔 left 3-3 holes	42	20400001
左 3-4 孔 left 3-4 holes	51	20400002
左 3-5 孔 left 3-5 holes	60	20400003
左 3-6 孔 left 3-6 holes	69	20400004
左 3-8 孔 left 3-8 holes	87	20400005
右 3-3 孔 right 3-3 holes	42	20400006
右 3-4 孔 right 3-4 holes	51	20400007
右 3-5 孔 right 3-5 holes	60	20400008
右 3-6 孔 right 3-6 holes	69	20400009
右 3-8 孔 right 3-8 holes	87	20400010

备注: A1, P254(A2) 可替

微斜 L 型 II 接骨板 2.7 L-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	27	9

配用 2.7 小儿普通钉 /2.4/2.7 锁定钉, 适用儿童各部位
Used with $\Phi 2.7\text{mm}$ Ti-Screw, 2.4/ $\Phi 2.7\text{mm}$ locking screw, Used for pediatric trauma disease.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔左 left 6 holes	42	4826106042
7 孔左 left 7 holes	51	4826107051
8 孔左 left 8 holes	60	4826108060
9 孔左 left 9 holes	69	4826109069
11 孔左 left 11 holes	87	4826111087
6 孔右 right 6 holes	42	4826206042
7 孔右 right 7 holes	51	4826207051
8 孔右 right 8 holes	60	4826208060
9 孔右 right 9 holes	69	4826209069
11 孔右 right 11 holes	87	4826211087

备注: A2

2.7L 型 I 接骨板 (直角)

2.7 L-Shaped Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	18	9

配用 2.7 普通螺钉, 2.7 锁定螺钉, 适用儿童各部位

Used with $\Phi 2.7\text{mm}$ Ti-Screw, $\Phi 2.7\text{mm}$ locking screw, Used for pediatric trauma disease

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-3 孔 left 2-3 holes	42	20400016
左 2-4 孔 left 2-4 holes	51	20400017
左 2-5 孔 left 2-5 holes	60	20400018
左 2-6 孔 left 2-6 holes	69	20400019
左 2-8 孔 left 2-8 holes	87	20400020
右 2-3 孔 right 2-3 holes	42	20400021
右 2-4 孔 right 2-4 holes	51	20400022
右 2-5 孔 right 2-5 holes	60	20400023
右 2-6 孔 right 2-6 holes	69	20400024
右 2-8 孔 right 2-8 holes	87	20400025

备注: A1, P256(A2) 可替



微斜 L 型 II 接骨板

2.7 L-Shaped Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	18	9

配用 2.7 小儿普通钉 /2.4/2.7 锁定钉, 适用儿童各部位

Used with $\Phi 2.7\text{mm}$ Ti-Screw, 2.4/ $\Phi 2.7\text{mm}$ locking screw, Used for pediatric trauma disease.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	42	4828105042
6 孔左 left 6 holes	51	4828106051
7 孔左 left 7 holes	60	4828107060
8 孔左 left 8 holes	69	4828108069
10 孔左 left 10 holes	87	4828110087
5 孔右 right 5 holes	42	4828205042
6 孔右 right 6 holes	51	4828206051
7 孔右 right 7 holes	60	4828207060
8 孔右 right 8 holes	69	4828208069
10 孔右 right 10 holes	87	4828210087

备注: A2



2.7 L 型 I 接骨板 (斜角)

2.7 L-Shaped Plate I (Oblique)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	18	9

配用 2.7 普通螺钉, 2.7 锁定螺钉, 适用儿童各部位
Used with Φ 2.7mm Ti-Screw, Φ 2.7mm locking screw, Used for pediatric trauma disease

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 2-3 孔 left 2-3 holes	45	20400034
左 2-4 孔 left 2-4 holes	54	20400035
左 2-5 孔 left 2-5 holes	63	20400036
左 2-6 孔 left 2-6 holes	72	20400037
左 2-8 孔 left 2-8 holes	90	20400038
右 2-3 孔 right 2-3 holes	45	20400039
右 2-4 孔 right 2-4 holes	54	20400040
右 2-5 孔 right 2-5 holes	63	20400041
右 2-6 孔 right 2-6 holes	72	20400042
右 2-8 孔 right 2-8 holes	90	20400043

备注: A1, P258(A2) 可替

微斜 L 型 II 接骨板

2.7 L-Shaped Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	18	9

配用 2.7 小儿普通钉 /2.4/2.7 锁定钉, 适用儿童各部位
Used with Φ 2.7mm Ti-Screw, 2.4/ Φ 2.7mm locking screw, Used for pediatric trauma disease.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔左 left 5 holes	45	4831105045
6 孔左 left 6 holes	54	4831106054
7 孔左 left 7 holes	63	4831107063
8 孔左 left 8 holes	72	4831108072
10 孔左 left 10 holes	90	4831110090
5 孔右 right 5 holes	45	4831205045
6 孔右 right 6 holes	54	4831206054
7 孔右 right 7 holes	63	4831207063
8 孔右 right 8 holes	72	4831208072
10 孔右 right 10 holes	90	4831210090

备注: A2

2.7 L 型 I 接骨板 (斜角) 2.7 L-Shaped Plate I (Oblique)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	27	9

配用 2.7 普通螺钉, 2.7 锁定螺钉, 适用儿童各部位
Used with Φ 2.7mm Ti-Screw, Φ 2.7mm locking screw, Used for pediatric trauma disease

规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
左 3-3 孔 left 3-3 holes	48	20400044
左 3-4 孔 left 3-4 holes	57	20400045
左 3-5 孔 left 3-5 holes	66	20400046
左 3-6 孔 left 3-6 holes	75	20400047
左 3-8 孔 left 3-8 holes	93	20400048
右 3-3 孔 right 3-3 holes	48	20400049
右 3-4 孔 right 3-4 holes	57	20400050
右 3-5 孔 right 3-5 holes	66	20400051
右 3-6 孔 right 3-6 holes	75	20400052
右 3-8 孔 right 3-8 holes	93	20400053

备注: A1, P260(A2) 可替

微斜 L 型 II 接骨板 2.7 L-Shaped Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	27	9

配用 2.7 小儿普通钉 /2.4/2.7 锁定钉, 适用儿童各部位
Used with Φ 2.7mm Ti-Screw, 2.4/ Φ 2.7mm locking screw, Used for pediatric trauma disease.

规 格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔左 left 6 holes	48	4832106048
7 孔左 left 7 holes	57	4832107057
8 孔左 left 8 holes	66	4832108066
9 孔左 left 9 holes	75	4832109075
11 孔左 left 11 holes	93	4832111093
6 孔右 right 6 holes	48	4832206048
7 孔右 right 7 holes	57	4832207057
8 孔右 right 8 holes	66	4832208066
9 孔右 right 9 holes	75	4832209075
11 孔右 right 11 holes	93	4832211093

备注: A2

直型重建 I 接骨板 (2.7)

Straight Reconstruction Plate I (2.7)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	9	9

配用 2.7 普通螺钉, 2.7 锁定螺钉, 适用儿童各部位

Used with Φ 2.7mm Ti-Screw, Φ 2.7mm locking screw, Used for pediatric trauma disease

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	36	20400026
6 孔 6 holes	54	20400027
8 孔 8 holes	72	20400028
10 孔 10 holes	90	20400029
12 孔 12 holes	108	20400030
14 孔 14 holes	126	20400031
16 孔 16 holes	144	20400032
20 孔 20 holes	180	20400033

备注: A1, P262(A2) 可替

前臂直型接骨板

Straight Reconstruction Plate

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	9	9

配用 2.7 小儿普通钉 /2.4/2.7 锁定钉, 适用儿童各部位

Used with Φ 2.7mm Ti-Screw, 2.4/ Φ 2.7mm locking screw, Used for pediatric trauma disease.



规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	40	4829004040
6 孔 6 holes	54	4829006054
8 孔 8 holes	72	4829008072
10 孔 10 holes	90	4829010090
12 孔 12 holes	108	4829012108
14 孔 14 holes	126	4829014126
16 孔 16 holes	144	4829016144

备注: A2

直型重建 II

Straight Reconstruction Plate

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
20 孔 20 holes	180	4830020180

备注: A2

股骨近端 IV 接骨板 (120°)

Proximal Femoral Plate IV(120°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	14.6	10
头部 :2.7 锁定螺钉; 干部 :2.7 锁定螺钉、2.7 普通螺钉, 适用小儿髋部创伤和旋转截骨术接骨板 Head: used with Φ2.7mm locking screw, stem: used with Φ2.7mm locking screw, Φ2.7mm Ti-Screw, Used for pediatric hip trauma and rotation osteotomy Plate			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	60.5	20400054	
6 孔 6 holes	79.5	20400055	

备注: A1, P263(A2) 可替

小 T 型接骨板 (120°)

Proximal Femoral Plate IV(120°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.5	2.5	14.6	10
头部: 2.7 锁定钉, 干部: 2.7 锁定螺钉, 2.7 小儿普通螺钉, 适用于小儿髋部创伤和旋转截骨术 Head: used with Φ2.7mm locking screw, stem: used with Φ2.7 locking screw, Φ2.7mm used for pediatric plate, Used for Hip trauma and rotational osteotomy in children.			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
4 孔 4 holes	60.5	4855004068	
6 孔 6 holes	79.5	4855006080	

备注: A2

股骨近端 III 接骨板 (100°)

Proximal Femoral Plate III (100°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.2	3.2	19.3	12.8
头部 :3.5 锁定螺钉; 干部 :3.5 锁定螺钉 /3.5 普通螺钉, 适用小儿髋部内翻截骨术 Head: used with Φ3.5mm locking screw, stem: used with Φ3.5 locking screw, Φ3.5mm Ti-Screw, Used for pediatric orthopaedic surgery			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3 孔 3 holes	76	20400068	

备注: A1, P264(A2) 可替

3.5 弧形重建 I 接骨板 (100°)

Proximal Femoral Plate III (100°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.2	3.2	18.5	12.3
头部: 3.5 锁定钉, 干部: 3.5 普通螺钉, 3.5 锁定螺钉, 适用小儿髋部内翻截骨术 Head: used with Φ3.5mm locking screw, stem: used with Φ3.5 locking screw, Φ3.5mm Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery.			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
6 孔 6 holes	75	4856003074	

备注: A2

股骨近端III接骨板 (110°)

Proximal Femoral Plate III (110°)

钢板头部厚度
head thickness

3.2

钢板干部厚度
stem thickness

3.2

钢板头部宽度
head width

19

钢板干部宽度
stem width

12.5

头部 :3.5 锁定螺钉; 干部 :3.5 锁定螺钉 /3.5 普通螺钉, 适用小儿髋部内翻截骨术
Head: used with $\Phi 3.5\text{mm}$ locking screw, stem: used with $\Phi 3.5$ locking screw, $\Phi 3.5\text{mm}$ Ti-Screw, Used for pediatric orthopaedic surgery

规格 Description

3 孔 3 holes

长度 Length (mm)

76

产品编码 Product Code

20400067

备注: A1, P265(A2) 可替

3.5 弧形重建 II 型 (110°)

Proximal Femoral Plate III (110°)

钢板头部厚度
head thickness

3.2

钢板干部厚度
stem thickness

3.2

钢板头部宽度
head width

19

钢板干部宽度
stem width

12.5

头部: 3.5 锁定钉, 干部: 3.5 普通螺钉, 3.5 锁定螺钉, 适用小儿髋部内翻截骨术
Head: used with $\Phi 3.5\text{mm}$ locking screw, stem: used with $\Phi 3.5$ locking screw, $\Phi 3.5\text{mm}$ Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery.

规格 Description

6 孔 6 holes

长度 Length (mm)

75

产品编码 Product Code

4857003075

备注: A2

股骨近端IV接骨板 (120°)

Proximal Femoral Plate IV (120°)

钢板头部厚度
head thickness

3.2

钢板干部厚度
stem thickness

3.2

钢板头部宽度
head width

19

钢板干部宽度
stem width

13

头部 :3.5 锁定螺钉, 干部 :3.5 锁定螺钉 /3.5 普通螺钉, 适用于小儿髋部创伤和旋转截骨术
Head: used with $\Phi 3.5\text{mm}$ locking screw, stem: used with $\Phi 3.5$ locking screw, $\Phi 3.5\text{mm}$ Ti-Screw, Used for proximal femoral fracture for infants

规格 Description

4 孔 4 holes

长度 Length (mm)

76

产品编码 Product Code

20400069

6 孔 6 holes

102

20400070

备注: A1, P266(A2) 可替

3.5 弧形重建 I 接骨板 (120°)

Proximal Femoral Plate IV (120°)

钢板头部厚度
head thickness

3.2

钢板干部厚度
stem thickness

3.2

钢板头部宽度
head width

19

钢板干部宽度
stem width

13

头部: 3.5 锁定钉, 干部: 3.5 普通螺钉, 3.5 锁定螺钉, 适用于小儿髋部创伤和旋转截骨术
Head: used with $\Phi 3.5\text{mm}$ locking screw, stem: used with $\Phi 3.5$ locking screw, $\Phi 3.5\text{mm}$ Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery.

规格 Description

4 孔 4 holes

长度 Length (mm)

76

产品编码 Product Code

4858004076

6 孔 6 holes

102

4858006102

备注: A2

小 T 型接骨板 (140°) Proximal Femoral Plate III (140°)



多孔异型接骨板 Proximal Femoral Plate II



前臂直型接骨板 Straight Narrow Plate II



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
8.5	2.5	19	12

配用 3.5 锁定钉 /3.5/4.0 普通钉, 适用小儿髋部外翻截骨术 (140°)
Head: used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 3.5$ locking screw, $\Phi 4.0$ mm Ti-Screw, Used for pediatric orthopaedic surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	70	4779003070

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2	4.1	22	13

配用 3.5 锁定钉, 适用于小儿长骨干骺端复杂骨折。
used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, Used for Complex fracture of epiphysis of long shaft in children.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	80.5	4848104080
4 孔右 right 4 holes	80.5	4848204080

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.6	2.6	9	9

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	53.5	4850005053
7 孔 7 holes	75.5	4850007075
9 孔 9 holes	97.5	4850009097
11 孔 11 holes	119.5	4850011119

备注: 多孔异型与前臂直型需配合一起使用
Remark: Proximal Femoral and Straight Narrow need to be used together.

股骨近端IV接骨板 (150°) Proximal Femoral Plate IV (150°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.2	3.2	19	12.5

头部: 3.5 锁定螺钉, 干部: 3.5 锁定螺钉 /3.5 普通螺钉, 适用小儿髋部外翻截骨术
Head: used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 3.5$ locking screw, $\Phi 3.5$ mm Ti-Screw, Used for pediatric orthopaedic surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	64	20400071

备注: A1, P268(A2) 可替

3.5 弧形重建 II 型接骨板 (150°) Proximal Femoral Plate IV (150°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.2	3.2	19	12.5

头部: 3.5 锁定钉, 干部: 3.5 普通螺钉, 3.5 锁定螺钉, 适用小儿髋部外翻截骨术
Head: used with $\Phi 3.5$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 3.5$ locking screw, $\Phi 3.5$ mm Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
6 孔 63×12×3 3 holes	63	4859003069

备注: A2



直型重建 II 接骨板 (3.5)

Straight Reconstruction Plate II (3.5)

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.5	3.5	11.5	11.5

配用 3.5 普通螺钉, 3.5 锁定螺钉, 适用儿童各部位
Used with Φ 3.5mm Ti-Screw, Φ 3.5 locking screw,
Used for pediatric trauma disease

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4holes	47.5	20400056
5 孔 5holes	59.5	20400057
6 孔 6holes	71.5	20400058
7 孔 7holes	83.5	20400059
8 孔 8holes	95.5	20400060
9 孔 9holes	107.5	20400061
10 孔 10holes	119.5	20400062
11 孔 11holes	131.5	20400063
12 孔 12holes	143.5	20400064

备注: A1, P270(A2) 可替



直型重建 I 接骨板

Straight Reconstruction Plate I

钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
3.5	3.5	11	11

配用 3.5 锁定钉 / 3.5 普通钉, 适用儿童各部位
Used with Φ 3.5 mm locking screw, Φ 3.5mm Ti-Screw,
Used for pediatric trauma disease

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	59.5	4834005060
6 孔 6 holes	71.5	4834006072
7 孔 7 holes	83.5	4834007084
8 孔 8 holes	95.5	4834008096
9 孔 9 holes	107.5	4834009108
10 孔 10 holes	119.5	4834010120
11 孔 11 holes	131.5	4834011132
12 孔 12 holes	143.5	4834012144

备注: A2

前臂直型接骨板

Straight Reconstruction Plate II

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	47.5	4833004048

备注: A2

股骨近端III接骨板 (100°) Proximal Femoral Plate III (100°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	4.2	23	15.6

头部 :5.0 锁定螺钉, 干部 :5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉, 适用小儿髋部内翻截骨术
Head: used with Φ 5.0mm locking screw, stem: used with Φ 5.0mm locking screw, Φ 4.5mm Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	91	20400065

备注: A1, P271(A2) 可替

股骨粗隆矫正 (100°) Proximal Femoral Plate III (100°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	4.2	22.4	15.2

头部: 5.0 锁定钉, 干部: 5.0 锁定螺钉, 4.5 普通螺钉, 适用小儿髋部内翻截骨术
Head: used with Φ 5.0mm locking screw, stem: used with Φ 5.0 locking screw, Φ 4.5mm Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	90	4860003090

备注: A2

股骨近端III接骨板 (110°) Proximal Femoral Plate III (110°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	4.2	23	15.6

头部 :5.0 锁定螺钉, 干部 :5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉, 适用小儿髋部内翻截骨术
Head: used with Φ 5.0mm locking screw, stem: used with Φ 5.0mm locking screw, Φ 4.5mm Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	91	20400066

备注: A1, P272(A2) 可替

股骨粗隆矫正 (110°) Proximal Femoral Plate III (110°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	4.2	22.4	15.2

头部: 5.0 锁定钉, 干部: 5.0 锁定螺钉, 4.5 普通螺钉, 适用小儿髋部内翻截骨术
Head: used with Φ 5.0mm locking screw, stem: used with Φ 5.0 locking screw, Φ 4.5mm Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	91	4861003091

备注: A2

股骨近端IV接骨板 (120°)

Proximal Femoral Plate IV (120°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	4.2	23	13.8


头部: 5.0 锁定螺钉; 干部: 5.0 锁定螺钉 / 4.5 普通螺钉, 适用于小儿髋部创伤和旋转截骨术
Head: used with Φ 5.0mm locking screw, stem: used with Φ 5.0mm locking screw, Φ 4.5mm Ti-Screw, Used for pediatric orthopaedic surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	94.5	20400073
6 孔 4 holes	127.5	20400074

备注: A1, P273(A2) 可替

股骨粗隆矫形接骨板 (120°)

Proximal Femoral Plate IV (120°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	4.2	23	13.8

头部: 5.0 锁定钉, 干部: 5.0 锁定螺钉, 4.5 普通螺钉, 适用于小儿髋部创伤和旋转截骨术
Head: used with Φ 5.0mm locking screw, stem: used with Φ 5.0 locking screw, Φ 4.5mm Ti-Screw, Used for pediatric hip varus osteotomy surgery.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔 4 holes	94.5	4863004095
6 孔 6 holes	127.5	4863006128

备注: A2

股骨粗隆矫形接骨板 (140°)

Proximal Femoral Plate IV (140°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
11	3.5	23	14.5

配用 5.0 锁定钉 / 4.5 普通钉, 适用小儿髋部外翻截骨术 (140°) used with Φ 5.0mm locking screw, Φ 4.5mm Ti-Screw, Used for pediatric orthopaedic surgery

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
3 孔 3 holes	91	4780003091

股骨远端外侧接骨板

Proximal Femoral Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
2.2	6.2	32.6	18.2

配用 5.0 锁定钉, 适用于小儿长骨干骺端复杂骨折。
used with Φ 5.0mm locking screw, Used for Complex fracture of epiphysis of long shaft in children.

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
4 孔左 left 4 holes	130	4848104130
4 孔右 right 4 holes	130	4848204130

窄直型 I

Straight Narrow Plate I



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.6	4.6	12.9	12.9

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
5 孔 5 holes	92	4849005092
7 孔 7 holes	128	4849007128
9 孔 9 holes	164	4849009164
11 孔 11 holes	200	4849011200

备注: 股骨远端外侧与窄直型 I 需配合一起使用
Remark: Proximal Femoral and Straight Narrow need to be used together.

小儿板系列 Pediatric Plate System

275


股骨近端IV接骨板 (150°) Proximal Femoral Plate IV (150°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	4.2	23	17.6
头部 :5.0 锁定螺钉; 干部 :5.0 锁定螺钉 /4.5 普通螺钉, 适用小儿髋部外翻截骨术 Head: used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw, Used for pediatric hip valgus osteotomy surgery			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3 孔 3 holes	79	20400072	

备注: A1, P275(A2) 可替

股骨粗隆矫正形接骨板 (150°) Proximal Femoral Plate IV (150°)



钢板头部厚度 head thickness	钢板干部厚度 stem thickness	钢板头部宽度 head width	钢板干部宽度 stem width
4.2	4.2	22.4	16.7
头部: 5.0 锁定钉, 干部: 5.0 锁定螺钉, 4.5 普通螺钉, 适用小儿髋部外翻截骨术 Head: used with $\Phi 5.0$ mm locking screw, stem: used with $\Phi 5.0$ locking screw, $\Phi 4.5$ mm Ti-Screw, Used for pediatric orthopaedic surgery.			
规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code	
3 孔 3 holes	78	4862003078	

备注: A2

Cannulated Screw System 空心钉系列

276

UHC 空心螺钉 ($\Phi 3.0$) UHC Cannulated Screw($\Phi 3.0$)



备注: 配用 $\Phi 1.0$ 导针
Remark: Used with $\Phi 1.0$ Guide Pin

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	十字槽 Cross	
3.0	2	0.4	1.25	0.8	
适用于腕骨、掌指骨、跖趾骨、尺桡骨骨茎突和桡骨头等部位骨折 / 骨不连 / 关节融合 Used for carpus, metacarpal and phalanx, plantar toe, radius and ulnastyloid and fracture of the radial head and other parts / bone non union / fusion joint					
规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ3.0×12	6	311201000	Φ3.0×22	8	311206000
Φ3.0×14	6	311202000	Φ3.0×24	8	311207000
Φ3.0×16	6	311203000	Φ3.0×26	10	311208000
Φ3.0×18	6	311204000	Φ3.0×28	10	311209000
Φ3.0×20	8	311205000	Φ3.0×30	10	311210000

UHC 空心螺钉 ($\Phi 3.5$) UHC Cannulated Screw($\Phi 3.5$)



备注: 配用 $\Phi 1.2$ 导针
Remark: Used with $\Phi 1.2$ Guide Pin

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六角 Hex	
3.5	2.5	0.55	1.25	S=2.5	
适用于小骨块骨折 / 骨不连 / 关节融合 Used for small bone fragments fracture / bone non union / fusion joint					
规 格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规 格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ3.5×20	10	310101000	Φ3.5×36	12	310109000
Φ3.5×22	10	310102000	Φ3.5×38	14	310110000
Φ3.5×24	10	310103000	Φ3.5×40	14	310111000
Φ3.5×26	10	310104000	Φ3.5×42	14	310112000
Φ3.5×28	10	310105000	Φ3.5×44	14	310113000
Φ3.5×30	12	310106000	Φ3.5×46	16	310114000
Φ3.5×32	12	310107000	Φ3.5×48	16	310115000
Φ3.5×34	12	310108000	Φ3.5×50	16	310116000

UHC 空心螺钉 (Φ4.0) UHC Cannulated Screw(Φ4.0)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
4.0	3	0.6	1.5	S=3

适用于小骨块骨折 / 骨不连 / 关节融合
Used for small bone fragments fracture / bone non union / fusion joint

规 格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规 格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ4.0×20	10	310408000	Φ4.0×38	15	310416000
Φ4.0×22	10	310409000	Φ4.0×40	15	310403000
Φ4.0×24	12	310410000	Φ4.0×42	15	310417000
Φ4.0×26	12	310411000	Φ4.0×44	15	310418000
Φ4.0×28	12	310412000	Φ4.0×46	15	310419000
Φ4.0×30	15	310401000	Φ4.0×48	15	310420000
Φ4.0×32	15	310413000	Φ4.0×50	20	310405000
Φ4.0×34	15	310414000	Φ4.0×55	20	310406000
Φ4.0×36	15	310415000	Φ4.0×60	20	310407000

备注：配用 Φ1.2 导针
Remark: Used with Φ1.2 Guide Pin

UHC 空心螺钉 (Φ4.5) UHC Cannulated Screw (Φ4.5)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
4.5	3.2	0.7	1.75	S=3.5

适用于中等骨块骨折 / 跟骨骨折 / 髌骨骨折 / 髌骨骨折 / 距骨骨折 / 肱骨近远端骨折 / 髌骨骨折和
骨盆骨折
Used for medium fragment fractures/calcaneal fractures/condylar fractures/patella
fractures/astragal fractures/proximal humeral fractures/distal humeral fractures/
acetabulum fractures/pelvic fractures

规 格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规 格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ4.5×20	10	310201000	Φ4.5×42	14	310212000
Φ4.5×22	10	310202000	Φ4.5×44	16	310213000
Φ4.5×24	10	310203000	Φ4.5×46	16	310214000
Φ4.5×26	10	310204000	Φ4.5×48	16	310215000
Φ4.5×28	10	310205000	Φ4.5×50	16	310216000
Φ4.5×30	12	310206000	Φ4.5×52	18	310217000
Φ4.5×32	12	310207000	Φ4.5×54	18	310218000
Φ4.5×34	12	310208000	Φ4.5×56	18	310219000
Φ4.5×36	12	310209000	Φ4.5×58	20	310221000
Φ4.5×38	14	310210000	Φ4.5×60	20	310220000
Φ4.5×40	14	310211000			

备注：配用 Φ1.5 导针
Remark: Used with Φ1.5 Guide Pin

UHC 空心螺钉 UHC Cannulated Screw



连接螺塞 Connecting Nut

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
6.5	5	0.75	2.75	S=4.5

适用于骨盆微创重建
Used for Minimally Invasive Pelvic Internal Fixation System

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.5×70	20600171	Φ6.5×115	20600180
Φ6.5×75	20600172	Φ6.5×120	20600181
Φ6.5×80	20600173	Φ6.5×125	20600182
Φ6.5×85	20600174	Φ6.5×130	20600183
Φ6.5×90	20600175	Φ6.5×135	20600190
Φ6.5×95	20600176	Φ6.5×140	20600191
Φ6.5×100	20600177	Φ6.5×145	20600192
Φ6.5×105	20600178	Φ6.5×150	20600193
Φ6.5×110	20600179		

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.5×155	20600184	Φ6.5×170	20600187
Φ6.5×160	20600185	Φ6.5×175	20600188
Φ6.5×165	20600186	Φ6.5×180	20600189

备注：配用 Φ3.2 导针
Remark: Used with Φ3.2 Guide Pin

UHC 空心螺钉 (Φ7.3) UHC Cannulated Screw (Φ7.3)



备注：配用 Φ2.5 导针
Remark: Used with Φ2.5 Guide Pin

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
7.3	5	1.4	2.75	S=4

适用大骨块骨折 / 股骨颈骨折 / 胫骨近端骨折 / 踝关节融合 / 儿童股骨颈骨折 / 股骨髁间骨折 / 骨盆骶髂关节分离 / 距下关节融合
Used for large bone fragments fracture/femoral neck fracture/proximal tibial fracture/ankle fusion/femoral neck fracture in children/femoral intercondylar fracture/pelvic sacroiliac joint separation/fusion of the subtalar joint.

规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code	规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ7.3×35	16	310301000	Φ7.3×145	16	20600124
Φ7.3×40	16	310302000	Φ7.3×150	16	20600125
Φ7.3×45	16	310303000	Φ7.3×50	32	310327000
Φ7.3×50	16	310304000	Φ7.3×55	32	310328000
Φ7.3×55	16	310305000	Φ7.3×60	32	310329000
Φ7.3×60	16	310317000	Φ7.3×65	32	310330000
Φ7.3×65	16	310318000	Φ7.3×70	32	310331000
Φ7.3×70	16	310319000	Φ7.3×75	32	310332000
Φ7.3×75	16	310320000	Φ7.3×80	32	310333000
Φ7.3×80	16	310321000	Φ7.3×85	32	310311000
Φ7.3×85	16	310322000	Φ7.3×90	32	310312000
Φ7.3×90	16	310323000	Φ7.3×95	32	310313000
Φ7.3×95	16	310324000	Φ7.3×100	32	310314000
Φ7.3×100	16	310325000	Φ7.3×105	32	310315000
Φ7.3×105	16	310326000	Φ7.3×110	32	310334000
Φ7.3×110	16	20600117	Φ7.3×115	32	3103373115
Φ7.3×115	16	20600118	Φ7.3×120	32	20600116
Φ7.3×120	16	20600119	Φ7.3×125	32	20600127
Φ7.3×125	16	20600120	Φ7.3×130	32	20600128
Φ7.3×130	16	20600121	Φ7.3×135	32	20600129
Φ7.3×135	16	20600122	Φ7.3×140	32	20600130
Φ7.3×140	16	20600123	Φ7.3×145	32	20600131
			Φ7.3×150	32	20600132



垫圈 (带齿)

Washers (with teeth)

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.0	3110340008



垫圈

Washers

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5	311401000
Φ4.5	311402000
Φ7.3	20600114



垫圈

Washers

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ7.3 半 (Φ7.3 semi-circle)	20600202

DHC 空心螺钉 (Φ2.4/Φ3.0)

DHC Cannulated
Screw (Φ2.4 /Φ3.0)



螺钉直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺钉深度 Thread Depth	螺钉间距 Thread Space	梅花槽 Torx
2.4	2	0.25	1.2	T8

适用于手足部骨折

Used for hand and foot fracture

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ2.4×9-4	3116624009	Φ2.4×18-4	3116624018
Φ2.4×10-4	3116624010	Φ2.4×20-4	3116624020
Φ2.4×11-4	3116624011	Φ2.4×22-5	3116624022
Φ2.4×12-4	3116624012	Φ2.4×24-5	3116624024
Φ2.4×13-4	3116624013	Φ2.4×26-5	3116624026
Φ2.4×14-4	3116624014	Φ2.4×28-5	3116624028
Φ2.4×15-4	3116624015	Φ2.4×30-5	3116624030
Φ2.4×16-4	3116624016		

备注: 配用 Φ1.0 导针
Remark: Used with Φ1.0 Guide Pin

DHC 空心螺钉 (Φ3.0/Φ3.5)

DHC Cannulated Screw (Φ3.0/Φ3.5)



螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	梅花槽 Torx
3	2.1	0.5	1.2	T8

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3×10-4	3117630010	Φ3×26-5	3117630026
Φ3×12-4	3117630012	Φ3×28-6	3117630028
Φ3×14-4	3117630014	Φ3×30-7	3117630030
Φ3×16-4	3117630016	Φ3×32-7	3117630032
Φ3×18-4	3117630018	Φ3×34-8	3117630034
Φ3×20-4	3117630020	Φ3×36-9	3117630036
Φ3×22-4	3117630022	Φ3×38-9	3117630038
Φ3×24-5	3117630024	Φ3×40-10	3117630040

备注：配用 Φ1.0 导针
Remark: Used with Φ1.0 Guide Pin

DHC 空心螺钉 (Φ3.0/Φ4.0)

DHC Cannulated Screw (Φ3.0/Φ4.0)

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
3.0	2.4	0.5	1.25	S=2

适用于小骨块骨折 / 骨不连 / 关节融合 / 截骨术
Used for small bone fragments fracture / bone non union / fusion joint / osteotomy



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.0×10-4	311307000	Φ3.0×26-8	311310000
Φ3.0×12-4	311308000	Φ3.0×28-8	311311000
Φ3.0×14-6	311309000	Φ3.0×30-8	311312000
Φ3.0×16-6	311301000	Φ3.0×32-8	311313000
Φ3.0×18-6	311302000	Φ3.0×34-9	311314000
Φ3.0×20-6	311303000	Φ3.0×36-9	311315000
Φ3.0×22-6	311304000	Φ3.0×38-9	311316000
Φ3.0×24-6	311305000		

备注：配用 Φ1.0 导针
Remark: Used with Φ1.0 Guide Pin



DHC 空心螺钉 (Φ4.5/Φ6.0) DHC Cannulated Screw (Φ4.5/Φ6.0)

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
4.5	3	0.75	1.75	S=2.5

适用于鹰嘴和踝关节骨折 / 股骨远端骨折 / 胫骨近端骨折 / 胫骨远端骨折
Used for olecranon and ankle fracture / distal femoral fracture / proximal tibial fracture / distal tibial fracture

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.5×25-10	311017000	Φ4.5×65-14	311025000
Φ4.5×30-10	311018000	Φ4.5×70-14	311026000
Φ4.5×35-10	311019000	Φ4.5×75-18	311027000
Φ4.5×40-14	311020000	Φ4.5×80-18	311028000
Φ4.5×45-14	311021000	Φ4.5×85-18	311029000
Φ4.5×50-14	311022000	Φ4.5×90-18	311030000
Φ4.5×55-14	311023000	Φ4.5×95-18	311031000
Φ4.5×60-14	311024000	Φ4.5×100-18	311032000

备注：配用 Φ1.6 导针
Remark: Used with Φ1.6 Guide Pin



DHC 空心螺钉 (Φ6.5/Φ8.0) DHC Cannulated Screw (Φ6.5/Φ8.0)

螺纹直径 Thread Diameter	螺钉杆直径 Shifter Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六方 Hex
6.5	4.5	1	2.75	S=3.5

适用于鹰嘴和踝关节骨折 / 股骨远端骨折 / 胫骨近端骨折 / 胫骨远端骨折
Used for olecranon and ankle fracture / distal femoral fracture / proximal tibial fracture / distal tibial fracture

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6.5×25-10	311117000	Φ6.5×65-14	311125000
Φ6.5×30-10	311118000	Φ6.5×70-14	311126000
Φ6.5×35-10	311119000	Φ6.5×75-18	311127000
Φ6.5×40-14	311120000	Φ6.5×80-18	311128000
Φ6.5×45-14	311121000	Φ6.5×85-18	311129000
Φ6.5×50-14	311122000	Φ6.5×90-18	311130000
Φ6.5×55-14	311123000	Φ6.5×95-18	311131000
Φ6.5×60-14	311124000	Φ6.5×100-18	311132000

备注：配用 Φ2.0 导针
Remark: Used with Φ2.0 Guide Pin

LHC 空心螺钉 LHC Cannulated Screw



螺纹直径 Thread Diameter		螺纹深度 Thread Depth		螺纹间距 Thread Space		梅花 Torx
2.5		0.4		0.8-0.6 渐变		T6
适用于手足部或小骨折块 Used for hand and foot fracture or small bone fragments fracture						
规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code	规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code	
Φ2.4×8	3112625008	3139624008	Φ2.4×18	3112625018	3139624018	
Φ2.4×10	3112625010	3139624010	Φ2.4×20	3112625020	3139624020	
Φ2.4×11	3112625011	3139624011	Φ2.4×22	3112625022	3139624022	
Φ2.4×12	3112625012	3139624012	Φ2.4×24	3112625024	3139624024	
Φ2.4×13	3112625013	3139624013	Φ2.4×26	3112625026	3139624026	
Φ2.4×14	3112625014	3139624014	Φ2.4×28	3112625028	3139624028	
Φ2.4×16	3112625016	3139624016	Φ2.4×30	3112625030	3139624030	

备注：配用 Φ0.88 导针
Remark: Used with Φ0.88 Guide Pin

LHC 空心螺钉 LHC Cannulated Screw



螺纹直径 Thread Diameter		螺纹深度 Thread Depth		螺纹间距 Thread Space		梅花 Torx
3.5		0.7		1.33-1 渐变		T8
适用于手足部或小骨折块 Used for hand and foot fracture or small bone fragments fracture						
规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code	规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code	
Φ3.5×16	3112635016	3138635016	Φ3.5×34	3112635034	3138635034	
Φ3.5×18	3112635018	3138635018	Φ3.5×36	3112635036	3138635036	
Φ3.5×20	3112635020	3138635020	Φ3.5×38	3112635038	3138635038	
Φ3.5×22	3112635022	3138635022	Φ3.5×40	3112635040	3138635040	
Φ3.5×24	3112635024	3138635024	Φ3.5×42	3112635042	3138635042	
Φ3.5×26	3112635026	3138635026	Φ3.5×44	3112635044	3138635044	
Φ3.5×28	3112635028	3138635028	Φ3.5×46	3112635046	3138635046	
Φ3.5×30	3112635030	3138635030	Φ3.5×48	3112635048	3138635048	
Φ3.5×32	3112635032	3138635032	Φ3.5×50	3112635050	3138635050	

备注：配用 Φ1.1 导针
Remark: Used with Φ1.1 Guide Pin

LHC 空心螺钉 LHC Cannulated Screw



螺纹直径 Thread Diameter		螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space		梅花 Torx
4.0		0.8	1.6-1.2 渐变		T10
规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code	规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code
Φ4.0×20	3113640020	3141640020	Φ4.0×45	3113640045	3141640045
Φ4.0×25	3113640025	3141640025	Φ4.0×50	3113640050	3141640050
Φ4.0×30	3113640030	3141640030	Φ4.0×55	3113640055	3141640055
Φ4.0×35	3113640035	3141640035	Φ4.0×60	3113640060	3141640060
Φ4.0×40	3113640040	3141640040			

备注：配用 Φ1.2 导针 Remark: Used with Φ1.2 Guide Pin

螺纹直径 Thread Diameter		螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space		内六角 Hex
5.0		0.85	2.0-1.6 渐变		S=3.5
规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code	规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code
Φ5.0×30	3114650030	3140650030	Φ5.0×70	3114650070	3140650070
Φ5.0×35	3114650035	3140650035	Φ5.0×75	3114650075	3140650075
Φ5.0×40	3114650040	3140650040	Φ5.0×80	3114650080	3140650080
Φ5.0×45	3114650045	3140650045	Φ5.0×85	3114650085	3140650085
Φ5.0×50	3114650050	3140650050	Φ5.0×90	3114650090	3140650090
Φ5.0×55	3114650055	3140650055	Φ5.0×95	3114650095	3140650095
Φ5.0×60	3114650060	3140650060	Φ5.0×100	3114650100	3140650100
Φ5.0×65	3114650065	3140650065			

备注：配用 Φ1.5 导针 Remark: Used with Φ1.5 Guide Pin

LHC 空心螺钉 LHC Cannulated Screw



LHC 空心螺钉 LHC Cannulated Screw

螺纹直径 Thread Diameter	螺纹深度 Thread Depth	螺纹间距 Thread Space	内六角 Hex
6.0	0.9	2.13-1.7 渐变	S=4.0

适用于胫腓骨 / 脚后部 / 骨盆骨折
Used for tibia and fibula / calcaneal / pelvis fracture

规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code	规格 Description	产品编码 (停产) Product Code	产品编码 (替代) Product Code
Φ6.0×30	3115660030	3137660030	Φ6.0×70	3115660070	3137660070
Φ6.0×35	3115660035	3137660035	Φ6.0×75	3115660075	3137660075
Φ6.0×40	3115660040	3137660040	Φ6.0×80	3115660080	3137660080
Φ6.0×45	3115660045	3137660045	Φ6.0×85	3115660085	3137660085
Φ6.0×50	3115660050	3137660050	Φ6.0×90	3115660090	3137660090
Φ6.0×55	3115660055	3137660055	Φ6.0×95	3115660095	3137660095
Φ6.0×60	3115660060	3137660060	Φ6.0×100	3115660100	3137660100
Φ6.0×65	3115660065	3137660065	Φ6.0×105	3115660105	3137660105

备注：配用 Φ2.5 导针
Remark: Used with Φ2.5 Guide Pin



AMH 髓内钉

AMH intramedullary nail



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ7×160 左 Φ3.8	20700823	Φ8×210 左 Φ3.8	20700837	Φ9×255 左 Φ3.8	20700863
Φ7×160 右 Φ3.8	20700824	Φ8×210 右 Φ3.8	20700838	Φ9×255 右 Φ3.8	20700864
Φ8×160 左 Φ3.8	20700825	Φ9×210 左 Φ3.8	20700839	Φ7×270 左 Φ3.8	20700865
Φ8×160 右 Φ3.8	20700826	Φ9×210 右 Φ3.8	20700840	Φ7×270 右 Φ3.8	20700866
Φ9×160 左 Φ3.8	20700827	Φ7×225 左 Φ3.8	20700829	Φ8×270 左 Φ3.8	20700867
Φ9×160 右 Φ3.8	20700828	Φ7×225 右 Φ3.8	20700830	Φ8×270 右 Φ3.8	20700868
Φ7×180 左 Φ3.8	20700847	Φ8×225 左 Φ3.8	20700831	Φ9×270 左 Φ3.8	20700869
Φ7×180 右 Φ3.8	20700848	Φ8×225 右 Φ3.8	20700832	Φ9×270 右 Φ3.8	20700870
Φ8×180 左 Φ3.8	20700849	Φ9×225 左 Φ3.8	20700833	Φ7×285 左 Φ3.8	20700871
Φ8×180 右 Φ3.8	20700850	Φ9×225 右 Φ3.8	20700834	Φ7×285 右 Φ3.8	20700872
Φ9×180 左 Φ3.8	20700851	Φ7×240 左 Φ3.8	20700853	Φ8×285 左 Φ3.8	20700873
Φ9×180 右 Φ3.8	20700852	Φ7×240 右 Φ3.8	20700854	Φ8×285 右 Φ3.8	20700874
Φ7×195 左 Φ3.8	20700841	Φ8×240 左 Φ3.8	20700855	Φ9×285 左 Φ3.8	20700875
Φ7×195 右 Φ3.8	20700842	Φ8×240 右 Φ3.8	20700856	Φ9×285 右 Φ3.8	20700876
Φ8×195 左 Φ3.8	20700843	Φ9×240 左 Φ3.8	20700857	Φ7×300 左 Φ3.8	20700877
Φ8×195 右 Φ3.8	20700844	Φ9×240 右 Φ3.8	20700858	Φ7×300 右 Φ3.8	20700878
Φ9×195 左 Φ3.8	20700845	Φ7×255 左 Φ3.8	20700859	Φ8×300 左 Φ3.8	20700879
Φ9×195 右 Φ3.8	20700846	Φ7×255 右 Φ3.8	20700860	Φ8×300 右 Φ3.8	20700880
Φ7×210 左 Φ3.8	20700835	Φ8×255 左 Φ3.8	20700861	Φ9×300 左 Φ3.8	20700881
Φ7×210 右 Φ3.8	20700836	Φ8×255 右 Φ3.8	20700862	Φ9×300 右 Φ3.8	20700882



锁紧头 XV

UHC Cannulated Screw

规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ4.6×8	20700883
2 Φ4.6×10	20700884
5 Φ4.6×13	20700885
10 Φ4.6×18	20700886
15 Φ4.6×23	20700887



交锁螺钉 VI
Interlocking screw VI

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.5×20 Φ3.8	20700888	Φ4.5×42 Φ3.8	20700899
Φ4.5×22 Φ3.8	20700889	Φ4.5×44 Φ3.8	20700900
Φ4.5×24 Φ3.8	20700890	Φ4.5×46 Φ3.8	20700901
Φ4.5×26 Φ3.8	20700891	Φ4.5×48 Φ3.8	20700902
Φ4.5×28 Φ3.8	20700892	Φ4.5×50 Φ3.8	20700903
Φ4.5×30 Φ3.8	20700893	Φ4.5×52 Φ3.8	20700904
Φ4.5×32 Φ3.8	20700894	Φ4.5×54 Φ3.8	20700905
Φ4.5×34 Φ3.8	20700895	Φ4.5×56 Φ3.8	20700906
Φ4.5×36 Φ3.8	20700896	Φ4.5×58 Φ3.8	20700907
Φ4.5×38 Φ3.8	20700897	Φ4.5×60 Φ3.8	20700908
Φ4.5×40 Φ3.8	20700898		



交锁螺钉 VII
Interlocking screw VII

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.5×26 Φ2.8	20700912	Φ3.5×40 Φ2.8	20700919
Φ3.5×28 Φ2.8	20700913	Φ3.5×42 Φ2.8	20700920
Φ3.5×30 Φ2.8	20700914	Φ3.5×44 Φ2.8	20700921
Φ3.5×32 Φ2.8	20700915	Φ3.5×46 Φ2.8	20700922
Φ3.5×34 Φ2.8	20700916	Φ3.5×48 Φ2.8	20700923
Φ3.5×36 Φ2.8	20700917	Φ3.5×50 Φ2.8	20700924
Φ3.5×38 Φ2.8	20700918		

PFNA

PFNA Lengthening nail



规格 Description	产品编码 Product Code	长度 length	产品编码 Product Code
Φ9×300 左 Φ4.5 129°	20700396	Φ11×300 左 Φ4.5 129°	20700404
Φ9×320 左 Φ4.5 129°	20700420	Φ11×320 左 Φ4.5 129°	20700426
Φ9×340 左 Φ4.5 129°	20700397	Φ11×340 左 Φ4.5 129°	20700405
Φ9×360 左 Φ4.5 129°	20700421	Φ11×360 左 Φ4.5 129°	20700427
Φ9×380 左 Φ4.5 129°	20700398	Φ11×380 左 Φ4.5 129°	20700406
Φ9×400 左 Φ4.5 129°	20700422	Φ11×400 左 Φ4.5 129°	20700428
Φ9×420 左 Φ4.5 129°	20700399	Φ11×420 左 Φ4.5 129°	20700407
Φ9×300 右 Φ4.5 129°	20700408	Φ11×300 右 Φ4.5 129°	20700416
Φ9×320 右 Φ4.5 129°	20700436	Φ11×320 右 Φ4.5 129°	20700442
Φ9×340 右 Φ4.5 129°	20700409	Φ11×340 右 Φ4.5 129°	20700417
Φ9×360 右 Φ4.5 129°	20700437	Φ11×360 右 Φ4.5 129°	20700443
Φ9×380 右 Φ4.5 129°	20700410	Φ11×380 右 Φ4.5 129°	20700418
Φ9×400 右 Φ4.5 129°	20700438	Φ11×400 右 Φ4.5 129°	20700444
Φ9×420 右 Φ4.5 129°	20700411	Φ11×420 右 Φ4.5 129°	20700419
Φ10×300 左 Φ4.5 129°	20700400	Φ12×300 左 Φ4.5 129°	20700429
Φ10×320 左 Φ4.5 129°	20700423	Φ12×320 左 Φ4.5 129°	20700430
Φ10×340 左 Φ4.5 129°	20700401	Φ12×340 左 Φ4.5 129°	20700431
Φ10×360 左 Φ4.5 129°	20700424	Φ12×360 左 Φ4.5 129°	20700432
Φ10×380 左 Φ4.5 129°	20700402	Φ12×380 左 Φ4.5 129°	20700433
Φ10×400 左 Φ4.5 129°	20700425	Φ12×400 左 Φ4.5 129°	20700434
Φ10×420 左 Φ4.5 129°	20700403	Φ12×420 左 Φ4.5 129°	20700435
Φ10×300 右 Φ4.5 129°	20700412	Φ12×300 右 Φ4.5 129°	20700445
Φ10×320 右 Φ4.5 129°	20700439	Φ12×320 右 Φ4.5 129°	20700446
Φ10×340 右 Φ4.5 129°	20700413	Φ12×340 右 Φ4.5 129°	20700447
Φ10×360 右 Φ4.5 129°	20700440	Φ12×360 右 Φ4.5 129°	20700448
Φ10×380 右 Φ4.5 129°	20700414	Φ12×380 右 Φ4.5 129°	20700449
Φ10×400 右 Φ4.5 129°	20700441	Φ12×400 右 Φ4.5 129°	20700450
Φ10×420 右 Φ4.5 129°	20700415	Φ12×420 右 Φ4.5 129°	20700451

PFNA

PFNA Standard nail

长度 length	产品编码 Product Code	长度 length	产品编码 Product Code
Φ9×170 Φ4.5 129°	20700461	Φ11×170 Φ4.5 129°	20700455
Φ9×200 Φ4.5 129°	20700462	Φ11×200 Φ4.5 129°	20700456
Φ9×240 Φ4.5 129°	20700463	Φ11×240 Φ4.5 129°	20700457
Φ10×170 Φ4.5 129°	20700452	Φ12×170 Φ4.5 129°	20700458
Φ10×200 Φ4.5 129°	20700453	Φ12×200 Φ4.5 129°	20700459
Φ10×240 Φ4.5 129°	20700454	Φ12×240 Φ4.5 129°	20700460

抗旋加压钉 II

Lag Screw

长度 length	产品编码 Product Code	长度 length	产品编码 Product Code
Φ10×70 N	20700464	Φ10×100 N	20700470
Φ10×75 N	20700465	Φ10×105 N	20700471
Φ10×80 N	20700466	Φ10×110 N	20700472
Φ10×85 N	20700467	Φ10×115 N	20700473
Φ10×90 N	20700468	Φ10×120 N	20700474
Φ10×95 N	20700469		

PFNA 股骨髓内钉 PFNA Femoral Intramedullary Nail

297

交锁螺钉 III
Interlocking screw III备注: 内六方 3.5
Remark: Hex 3.5

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0×26 Φ3.9 EZN	20700507	Φ5.0×58 Φ3.9 EZN	20700523
Φ5.0×28 Φ3.9 EZN	20700508	Φ5.0×60 Φ3.9 EZN	20700524
Φ5.0×30 Φ3.9 EZN	20700509	Φ5.0×62 Φ3.9 EZN	20700525
Φ5.0×32 Φ3.9 EZN	20700510	Φ5.0×64 Φ3.9 EZN	20700526
Φ5.0×34 Φ3.9 EZN	20700511	Φ5.0×66 Φ3.9 EZN	20700527
Φ5.0×36 Φ3.9 EZN	20700512	Φ5.0×68 Φ3.9 EZN	20700528
Φ5.0×38 Φ3.9 EZN	20700513	Φ5.0×70 Φ3.9 EZN	20700529
Φ5.0×40 Φ3.9 EZN	20700514	Φ5.0×72 Φ3.9 EZN	20700530
Φ5.0×42 Φ3.9 EZN	20700515	Φ5.0×74 Φ3.9 EZN	20700531
Φ5.0×44 Φ3.9 EZN	20700516	Φ5.0×76 Φ3.9 EZN	20700532
Φ5.0×46 Φ3.9 EZN	20700517	Φ5.0×78 Φ3.9 EZN	20700533
Φ5.0×48 Φ3.9 EZN	20700518	Φ5.0×80 Φ3.9 EZN	20700534
Φ5.0×50 Φ3.9 EZN	20700519	Φ5.0×85 Φ3.9 EZN	20700535
Φ5.0×52 Φ3.9 EZN	20700520	Φ5.0×90 Φ3.9 EZN	20700536
Φ5.0×54 Φ3.9 EZN	20700521	Φ5.0×95 Φ3.9 EZN	20700537
Φ5.0×56 Φ3.9 EZN	20700522	Φ5.0×100 Φ3.9 EZN	20700538

锁紧头 II
End Cap

规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ6.5×43	20700539

锁紧头 III
End Cap

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ6×28.5	20700540	10 Φ6×38.5	20700542
5 Φ6×33.5	20700541	15 Φ6×43.5	20700543

Femoral Supracondylar Inverted Intramedullary Nail 股骨髁上倒置髓内钉

298

SRF 髓内钉
SRF Nail

规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code	规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ9×160 Φ5.4	Φ9	160	20700971	Φ11×160 Φ5.4	Φ11	160	20700943
Φ9×180 Φ5.4	Φ9	180	20700972	Φ11×180 Φ5.4	Φ11	180	20700944
Φ9×200 Φ5.4	Φ9	200	20700973	Φ11×200 Φ5.4	Φ11	200	20700945
Φ9×220 Φ5.4	Φ9	220	20700974	Φ11×220 Φ5.4	Φ11	220	20700946
Φ9×240 Φ5.4	Φ9	240	20700975	Φ11×240 Φ5.4	Φ11	240	20700947
Φ9×260 Φ5.4	Φ9	260	20700976	Φ11×260 Φ5.4	Φ11	260	20700948
Φ9×280 Φ5.4	Φ9	280	20700977	Φ11×280 Φ5.4	Φ11	280	20700949
Φ9×300 Φ5.4	Φ9	300	20700978	Φ11×300 Φ5.4	Φ11	300	20700950
Φ9×320 Φ5.4	Φ9	320	20700979	Φ11×320 Φ5.4	Φ11	320	20700951
Φ9×340 Φ5.4	Φ9	340	20700980	Φ11×340 Φ5.4	Φ11	340	20700952
Φ9×360 Φ5.4	Φ9	360	20700981	Φ11×360 Φ5.4	Φ11	360	20700953
Φ9×380 Φ5.4	Φ9	380	20700982	Φ11×380 Φ5.4	Φ11	380	20700954
Φ9×400 Φ5.4	Φ9	400	20700983	Φ11×400 Φ5.4	Φ11	400	20700955
Φ9×420 Φ5.4	Φ9	420	20700984	Φ11×420 Φ5.4	Φ11	420	20700956
Φ10×160 Φ5.4	Φ10	160	20700929	Φ12×160 Φ5.4	Φ12	160	20700957
Φ10×180 Φ5.4	Φ10	180	20700930	Φ12×180 Φ5.4	Φ12	180	20700958
Φ10×200 Φ5.4	Φ10	200	20700931	Φ12×200 Φ5.4	Φ12	200	20700959
Φ10×220 Φ5.4	Φ10	220	20700932	Φ12×220 Φ5.4	Φ12	220	20700960
Φ10×240 Φ5.4	Φ10	240	20700933	Φ12×240 Φ5.4	Φ12	240	20700961
Φ10×260 Φ5.4	Φ10	260	20700934	Φ12×260 Φ5.4	Φ12	260	20700962
Φ10×280 Φ5.4	Φ10	280	20700935	Φ12×280 Φ5.4	Φ12	280	20700963
Φ10×300 Φ5.4	Φ10	300	20700936	Φ12×300 Φ5.4	Φ12	300	20700964
Φ10×320 Φ5.4	Φ10	320	20700937	Φ12×320 Φ5.4	Φ12	320	20700965
Φ10×340 Φ5.4	Φ10	340	20700938	Φ12×340 Φ5.4	Φ12	340	20700966
Φ10×360 Φ5.4	Φ10	360	20700939	Φ12×360 Φ5.4	Φ12	360	20700967
Φ10×380 Φ5.4	Φ10	380	20700940	Φ12×380 Φ5.4	Φ12	380	20700968
Φ10×400 Φ5.4	Φ10	400	20700941	Φ12×400 Φ5.4	Φ12	400	20700969
Φ10×420 Φ5.4	Φ10	420	20700942	Φ12×420 Φ5.4	Φ12	420	20700970

交锁螺钉 III

Interlocking screw III



规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code	规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ5.0×26 Φ4.2 EZN	Φ5.0	26	20700475	Φ5.0×58 Φ4.2 EZN	Φ5.0	58	20700491
Φ5.0×28 Φ4.2 EZN	Φ5.0	28	20700476	Φ5.0×60 Φ4.2 EZN	Φ5.0	60	20700492
Φ5.0×30 Φ4.2 EZN	Φ5.0	30	20700477	Φ5.0×62 Φ4.2 EZN	Φ5.0	62	20700493
Φ5.0×32 Φ4.2 EZN	Φ5.0	32	20700478	Φ5.0×64 Φ4.2 EZN	Φ5.0	64	20700494
Φ5.0×34 Φ4.2 EZN	Φ5.0	34	20700479	Φ5.0×66 Φ4.2 EZN	Φ5.0	66	20700495
Φ5.0×36 Φ4.2 EZN	Φ5.0	36	20700480	Φ5.0×68 Φ4.2 EZN	Φ5.0	68	20700496
Φ5.0×38 Φ4.2 EZN	Φ5.0	38	20700481	Φ5.0×70 Φ4.2 EZN	Φ5.0	70	20700497
Φ5.0×40 Φ4.2 EZN	Φ5.0	40	20700482	Φ5.0×72 Φ4.2 EZN	Φ5.0	72	20700498
Φ5.0×42 Φ4.2 EZN	Φ5.0	42	20700483	Φ5.0×74 Φ4.2 EZN	Φ5.0	74	20700499
Φ5.0×44 Φ4.2 EZN	Φ5.0	44	20700484	Φ5.0×76 Φ4.2 EZN	Φ5.0	76	20700500
Φ5.0×46 Φ4.2 EZN	Φ5.0	46	20700485	Φ5.0×78 Φ4.2 EZN	Φ5.0	78	20700501
Φ5.0×48 Φ4.2 EZN	Φ5.0	48	20700486	Φ5.0×80 Φ4.2 EZN	Φ5.0	80	20700502
Φ5.0×50 Φ4.2 EZN	Φ5.0	50	20700487	Φ5.0×85 Φ4.2 EZN	Φ5.0	85	20700503
Φ5.0×52 Φ4.2 EZN	Φ5.0	52	20700488	Φ5.0×90 Φ4.2 EZN	Φ5.0	90	20700504
Φ5.0×54 Φ4.2 EZN	Φ5.0	54	20700489	Φ5.0×95 Φ4.2 EZN	Φ5.0	95	20700505
Φ5.0×56 Φ4.2 EZN	Φ5.0	56	20700490	Φ5.0×100 Φ4.2 EZN	Φ5.0	100	20700506

锁紧头 XVI

End Cap XVI



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ6.7×11.5	20700753	10 Φ6.7×21.5	20700755
5 Φ6.7×16.5	20700754	15 Φ6.7×26.5	20700756

ASF 髓内钉

ASF Nail



规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code	规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ9×300 左 Φ4.5 130°	Φ9	300	20700669	Φ10×300 左 Φ4.5 130°	Φ10	300	20700687
Φ9×320 左 Φ4.5 130°	Φ9	320	20700670	Φ10×320 左 Φ4.5 130°	Φ10	320	20700688
Φ9×340 左 Φ4.5 130°	Φ9	340	20700671	Φ10×340 左 Φ4.5 130°	Φ10	340	20700689
Φ9×360 左 Φ4.5 130°	Φ9	360	20700672	Φ10×360 左 Φ4.5 130°	Φ10	360	20700690
Φ9×380 左 Φ4.5 130°	Φ9	380	20700673	Φ10×380 左 Φ4.5 130°	Φ10	380	20700691
Φ9×400 左 Φ4.5 130°	Φ9	400	20700674	Φ10×400 左 Φ4.5 130°	Φ10	400	20700692
Φ9×420 左 Φ4.5 130°	Φ9	420	20700675	Φ10×420 左 Φ4.5 130°	Φ10	420	20700693
Φ9×440 左 Φ4.5 130°	Φ9	440	20700676	Φ10×440 左 Φ4.5 130°	Φ10	440	20700694
Φ9×460 左 Φ4.5 130°	Φ9	460	20700677	Φ10×460 左 Φ4.5 130°	Φ10	460	20700695
Φ9×300 右 Φ4.5 130°	Φ9	300	20700678	Φ10×300 右 Φ4.5 130°	Φ10	300	20700696
Φ9×320 右 Φ4.5 130°	Φ9	320	20700679	Φ10×320 右 Φ4.5 130°	Φ10	320	20700697
Φ9×340 右 Φ4.5 130°	Φ9	340	20700680	Φ10×340 右 Φ4.5 130°	Φ10	340	20700698
Φ9×360 右 Φ4.5 130°	Φ9	360	20700681	Φ10×360 右 Φ4.5 130°	Φ10	360	20700699
Φ9×380 右 Φ4.5 130°	Φ9	380	20700682	Φ10×380 右 Φ4.5 130°	Φ10	380	20700700
Φ9×400 右 Φ4.5 130°	Φ9	400	20700683	Φ10×400 右 Φ4.5 130°	Φ10	400	20700701
Φ9×420 右 Φ4.5 130°	Φ9	420	20700684	Φ10×420 右 Φ4.5 130°	Φ10	420	20700702
Φ9×440 右 Φ4.5 130°	Φ9	440	20700685	Φ10×440 右 Φ4.5 130°	Φ10	440	20700703
Φ9×460 右 Φ4.5 130°	Φ9	460	20700686	Φ10×460 右 Φ4.5 130°	Φ10	460	20700704

ASF 髓内钉

ASF Nail



规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code	规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ11×300 左 Φ4.5 130°	Φ11	300	20700705	Φ12×300 左 Φ4.5 130°	Φ12	300	20700723
Φ11×320 左 Φ4.5 130°	Φ11	320	20700706	Φ12×320 左 Φ4.5 130°	Φ12	320	20700724
Φ11×340 左 Φ4.5 130°	Φ11	340	20700707	Φ12×340 左 Φ4.5 130°	Φ12	340	20700725
Φ11×360 左 Φ4.5 130°	Φ11	360	20700708	Φ12×360 左 Φ4.5 130°	Φ12	360	20700726
Φ11×380 左 Φ4.5 130°	Φ11	380	20700709	Φ12×380 左 Φ4.5 130°	Φ12	380	20700727
Φ11×400 左 Φ4.5 130°	Φ11	400	20700710	Φ12×400 左 Φ4.5 130°	Φ12	400	20700728
Φ11×420 左 Φ4.5 130°	Φ11	420	20700711	Φ12×420 左 Φ4.5 130°	Φ12	420	20700729
Φ11×440 左 Φ4.5 130°	Φ11	440	20700712	Φ12×440 左 Φ4.5 130°	Φ12	440	20700730
Φ11×460 左 Φ4.5 130°	Φ11	460	20700713	Φ12×460 左 Φ4.5 130°	Φ12	460	20700731
Φ11×300 右 Φ4.5 130°	Φ11	300	20700714	Φ12×300 右 Φ4.5 130°	Φ12	300	20700732
Φ11×320 右 Φ4.5 130°	Φ11	320	20700715	Φ12×320 右 Φ4.5 130°	Φ12	320	20700733
Φ11×340 右 Φ4.5 130°	Φ11	340	20700716	Φ12×340 右 Φ4.5 130°	Φ12	340	20700734
Φ11×360 右 Φ4.5 130°	Φ11	360	20700717	Φ12×360 右 Φ4.5 130°	Φ12	360	20700735
Φ11×380 右 Φ4.5 130°	Φ11	380	20700718	Φ12×380 右 Φ4.5 130°	Φ12	380	20700736
Φ11×400 右 Φ4.5 130°	Φ11	400	20700719	Φ12×400 右 Φ4.5 130°	Φ12	400	20700737
Φ11×420 右 Φ4.5 130°	Φ11	420	20700720	Φ12×420 右 Φ4.5 130°	Φ12	420	20700738
Φ11×440 右 Φ4.5 130°	Φ11	440	20700721	Φ12×440 右 Φ4.5 130°	Φ12	440	20700739
Φ11×460 右 Φ4.5 130°	Φ11	460	20700722	Φ12×460 右 Φ4.5 130°	Φ12	460	20700740

交锁螺钉 III

Interlocking screw III



规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code	规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ5.0×26 Φ3.9 EZN	Φ3.9	26	20700507	Φ5.0×58 Φ3.9 EZN	Φ3.9	58	20700523
Φ5.0×28 Φ3.9 EZN	Φ3.9	28	20700508	Φ5.0×60 Φ3.9 EZN	Φ3.9	60	20700524
Φ5.0×30 Φ3.9 EZN	Φ3.9	30	20700509	Φ5.0×62 Φ3.9 EZN	Φ3.9	62	20700525
Φ5.0×32 Φ3.9 EZN	Φ3.9	32	20700510	Φ5.0×64 Φ3.9 EZN	Φ3.9	64	20700526
Φ5.0×34 Φ3.9 EZN	Φ3.9	34	20700511	Φ5.0×66 Φ3.9 EZN	Φ3.9	66	20700527
Φ5.0×36 Φ3.9 EZN	Φ3.9	36	20700512	Φ5.0×68 Φ3.9 EZN	Φ3.9	68	20700528
Φ5.0×38 Φ3.9 EZN	Φ3.9	38	20700513	Φ5.0×70 Φ3.9 EZN	Φ3.9	70	20700529
Φ5.0×40 Φ3.9 EZN	Φ3.9	40	20700514	Φ5.0×72 Φ3.9 EZN	Φ3.9	72	20700530
Φ5.0×42 Φ3.9 EZN	Φ3.9	42	20700515	Φ5.0×74 Φ3.9 EZN	Φ3.9	74	20700531
Φ5.0×44 Φ3.9 EZN	Φ3.9	44	20700516	Φ5.0×76 Φ3.9 EZN	Φ3.9	76	20700532
Φ5.0×46 Φ3.9 EZN	Φ3.9	46	20700517	Φ5.0×78 Φ3.9 EZN	Φ3.9	78	20700533
Φ5.0×48 Φ3.9 EZN	Φ3.9	48	20700518	Φ5.0×80 Φ3.9 EZN	Φ3.9	80	20700534
Φ5.0×50 Φ3.9 EZN	Φ3.9	50	20700519	Φ5.0×85 Φ3.9 EZN	Φ3.9	85	20700535
Φ5.0×52 Φ3.9 EZN	Φ3.9	52	20700520	Φ5.0×90 Φ3.9 EZN	Φ3.9	90	20700536
Φ5.0×54 Φ3.9 EZN	Φ3.9	54	20700521	Φ5.0×95 Φ3.9 EZN	Φ3.9	95	20700537
Φ5.0×56 Φ3.9 EZN	Φ3.9	56	20700522	Φ5.0×100 Φ3.9 EZN	Φ3.9	100	20700538

交锁螺钉 V

Interlocking screw V



规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code	规格 Description	直径 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ6.5×60 Φ4.5	Φ4.5	60	20700741	Φ6.5×90 Φ4.5	Φ4.5	90	20700747
Φ6.5×65 Φ4.5	Φ4.5	65	20700742	Φ6.5×95 Φ4.5	Φ4.5	95	20700748
Φ6.5×70 Φ4.5	Φ4.5	70	20700743	Φ6.5×100 Φ4.5	Φ4.5	100	20700749
Φ6.5×75 Φ4.5	Φ4.5	75	20700744	Φ6.5×105 Φ4.5	Φ4.5	105	20700750
Φ6.5×80 Φ4.5	Φ4.5	80	20700745	Φ6.5×110 Φ4.5	Φ4.5	110	20700751
Φ6.5×85 Φ4.5	Φ4.5	85	20700746	Φ6.5×115 Φ4.5	Φ4.5	115	20700752

锁紧头 XVI

End Cap XVI



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ6.7×11.5	20700753	10 Φ6.7×21.5	20700755
5 Φ6.7×16.5	20700754	15 Φ6.7×26.5	20700756

SISF 髓内钉

Tibia Intramedullary Nail



规格 Description	产品编码 Product Code	颈干角 CDAF	规格 Description	产品编码 Product Code	颈干角 CDAF
Φ9×180 Φ5.3 125°	20700757	125°	Φ11×180 Φ5.3 125°	20700773	125°
Φ9×200 Φ5.3 125°	20700758	125°	Φ11×200 Φ5.3 125°	20700774	125°
Φ9×220 Φ5.3 125°	20700759	125°	Φ11×220 Φ5.3 125°	20700775	125°
Φ9×240 Φ5.3 125°	20700760	125°	Φ11×240 Φ5.3 125°	20700776	125°
Φ9×180 Φ5.3 130°	20700761	130°	Φ11×180 Φ5.3 130°	20700777	130°
Φ9×200 Φ5.3 130°	20700762	130°	Φ11×200 Φ5.3 130°	20700778	130°
Φ9×220 Φ5.3 130°	20700763	130°	Φ11×220 Φ5.3 130°	20700779	130°
Φ9×240 Φ5.3 130°	20700764	130°	Φ11×240 Φ5.3 130°	20700780	130°
Φ10×180 Φ5.3 125°	20700765	125°	Φ12×180 Φ5.3 125°	20700781	125°
Φ10×200 Φ5.3 125°	20700766	125°	Φ12×200 Φ5.3 125°	20700782	125°
Φ10×220 Φ5.3 125°	20700767	125°	Φ12×220 Φ5.3 125°	20700783	125°
Φ10×240 Φ5.3 125°	20700768	125°	Φ12×240 Φ5.3 125°	20700784	125°
Φ10×180 Φ5.3 130°	20700769	130°	Φ12×180 Φ5.3 130°	20700785	130°
Φ10×200 Φ5.3 130°	20700770	130°	Φ12×200 Φ5.3 130°	20700786	130°
Φ10×220 Φ5.3 130°	20700771	130°	Φ12×220 Φ5.3 130°	20700787	130°
Φ10×240 Φ5.3 130°	20700772	130°	Φ12×240 Φ5.3 130°	20700788	130°

备注 Noted: CDAF =collo-diaphyseal angle of the femur 股骨颈干角



抗旋加压钉 VI(组合拉力螺钉)

Lag Screw

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ11×70 Φ6	20700789
Φ11×75 Φ6	20700790
Φ11×80 Φ6	20700791
Φ11×85 Φ6	20700792
Φ11×90 Φ6	20700793
Φ11×95 Φ6	20700794
Φ11×100 Φ6	20700795
Φ11×105 Φ6	20700796
Φ11×110 Φ6	20700797
Φ11×115 Φ6	20700798

抗旋加压钉 VII(组合加压螺钉)

Lag Screw

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ7×65 Φ5	20700351
Φ7×70 Φ5	20700352
Φ7×75 Φ5	20700353
Φ7×80 Φ5	20700354
Φ7×85 Φ5	20700355
Φ7×90 Φ5	20700356
Φ7×95 Φ5	20700357
Φ7×100 Φ5	20700358
Φ7×105 Φ5	20700359
Φ7×110 Φ5	20700360



抗旋加压钉 V

Interlocking screw

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ11×70	20700809
Φ11×75	20700810
Φ11×80	20700811
Φ11×85	20700812
Φ11×90	20700813
Φ11×95	20700814
Φ11×100	20700815
Φ11×105	20700816
Φ11×110	20700817
Φ11×115	20700818



锁紧头 VI

UHC Cannulated Screw

规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ7×13.3	20700819
5 Φ7×18.3	20700820
10 Φ7×23.3	20700821
10 Φ7×28.3	20700822



髓内钉 I
Tibia Intramedullary Nail

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ8.5×255 Φ4.2	20700561	Φ9×345 Φ4.2	20700570
Φ8.5×270 Φ4.2	20700578	Φ9×360 Φ4.2	20700586
Φ8.5×285 Φ4.2	20700562	Φ9×375 Φ4.2	20700571
Φ8.5×300 Φ4.2	20700579	Φ9×390 Φ4.2	20700587
Φ8.5×315 Φ4.2	20700563	Φ9×405 Φ4.2	20700572
Φ8.5×330 Φ4.2	20700580	Φ10×255 Φ4.2	20700555
Φ8.5×345 Φ4.2	20700564	Φ10×270 Φ4.2	20700573
Φ8.5×360 Φ4.2	20700581	Φ10×285 Φ4.2	20700556
Φ8.5×375 Φ4.2	20700565	Φ10×300 Φ4.2	20700574
Φ8.5×390 Φ4.2	20700582	Φ10×315 Φ4.2	20700557
Φ8.5×405 Φ4.2	20700566	Φ10×330 Φ4.2	20700575
Φ9×255 Φ4.2	20700567	Φ10×345 Φ4.2	20700558
Φ9×270 Φ4.2	20700583	Φ10×360 Φ4.2	20700576
Φ9×285 Φ4.2	20700568	Φ10×375 Φ4.2	20700559
Φ9×300 Φ4.2	20700584	Φ10×390 Φ4.2	20700577
Φ9×315 Φ4.2	20700569	Φ10×405 Φ4.2	20700560
Φ9×330 Φ4.2	20700585		



交锁螺钉 IV
Interlocking screw IV

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4.0×24 Φ3.4	20700588	Φ4.0×54 Φ3.4	20700603
Φ4.0×26 Φ3.4	20700589	Φ4.0×56 Φ3.4	20700604
Φ4.0×28 Φ3.4	20700590	Φ4.0×58 Φ3.4	20700605
Φ4.0×30 Φ3.4	20700591	Φ4.0×60 Φ3.4	20700606
Φ4.0×32 Φ3.4	20700592	Φ4.0×62 Φ3.4	20700607
Φ4.0×34 Φ3.4	20700593	Φ4.0×64 Φ3.4	20700608
Φ4.0×36 Φ3.4	20700594	Φ4.0×66 Φ3.4	20700609
Φ4.0×38 Φ3.4	20700595	Φ4.0×68 Φ3.4	20700610
Φ4.0×40 Φ3.4	20700596	Φ4.0×70 Φ3.4	20700611
Φ4.0×42 Φ3.4	20700597	Φ4.0×72 Φ3.4	20700612
Φ4.0×44 Φ3.4	20700598	Φ4.0×74 Φ3.4	20700613
Φ4.0×46 Φ3.4	20700599	Φ4.0×76 Φ3.4	20700614
Φ4.0×48 Φ3.4	20700600	Φ4.0×78 Φ3.4	20700615
Φ4.0×50 Φ3.4	20700601	Φ4.0×80 Φ3.4	20700616
Φ4.0×52 Φ3.4	20700602		

备注：梅花槽 T25
Remark: Torx 25

交锁螺钉 IV Interlocking screw IV



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0×24 Φ4.3	20700617	Φ5.0×58 Φ4.3	20700634
Φ5.0×26 Φ4.3	20700618	Φ5.0×60 Φ4.3	20700635
Φ5.0×28 Φ4.3	20700619	Φ5.0×62 Φ4.3	20700636
Φ5.0×30 Φ4.3	20700620	Φ5.0×64 Φ4.3	20700637
Φ5.0×32 Φ4.3	20700621	Φ5.0×66 Φ4.3	20700638
Φ5.0×34 Φ4.3	20700622	Φ5.0×68 Φ4.3	20700639
Φ5.0×36 Φ4.3	20700623	Φ5.0×70 Φ4.3	20700640
Φ5.0×38 Φ4.3	20700624	Φ5.0×72 Φ4.3	20700641
Φ5.0×40 Φ4.3	20700625	Φ5.0×74 Φ4.3	20700642
Φ5.0×42 Φ4.3	20700626	Φ5.0×76 Φ4.3	20700643
Φ5.0×44 Φ4.3	20700627	Φ5.0×78 Φ4.3	20700644
Φ5.0×46 Φ4.3	20700628	Φ5.0×80 Φ4.3	20700645
Φ5.0×48 Φ4.3	20700629	Φ5.0×85 Φ4.3	20700646
Φ5.0×50 Φ4.3	20700630	Φ5.0×90 Φ4.3	20700647
Φ5.0×52 Φ4.3	20700631	Φ5.0×95 Φ4.3	20700648
Φ5.0×54 Φ4.3	20700632	Φ5.0×100 Φ4.3	20700649
Φ5.0×56 Φ4.3	20700633		

备注：梅花槽 T25
Remark: Torx 25

交锁螺钉 IV Interlocking screw IV



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0×25 Φ3.4	20700650	Φ5.0×60 Φ3.4	20700657
Φ5.0×30 Φ3.4	20700651	Φ5.0×65 Φ3.4	20700658
Φ5.0×35 Φ3.4	20700652	Φ5.0×70 Φ3.4	20700659
Φ5.0×40 Φ3.4	20700653	Φ5.0×75 Φ3.4	20700660
Φ5.0×45 Φ3.4	20700654	Φ5.0×80 Φ3.4	20700661
Φ5.0×50 Φ3.4	20700655	Φ5.0×85 Φ3.4	20700662
Φ5.0×55 Φ3.4	20700656	Φ5.0×90 Φ3.4	20700663

备注：梅花槽 T25
Remark: Torx 25

锁紧头 I End Cap




规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ6.5×12	20700664	10 Φ6.5×22	20700666
5 Φ6.5×17	20700665	15 Φ6.5×27	20700667

锁紧头 I End Cap



规格 Description	产品编码 Product Code
0 Φ6.5×18	20700668



圆形弹性针

Metal Intramedullary Needle

规格 Description	非灭菌产品编码 Unsterilized Product Code	灭菌产品编码 Sterilized Product Code
φ1.5×300	4301615300	4304615300
φ2.0×440	4301620440	4304620440
φ2.5×440	4301625440	4304625440
φ3.0×440	4301630440	4304630440
φ3.5×440	4301635440	4304635440
φ4.0×440	4301640440	4304640440

尾帽

End Cap



尾帽 End Cap	灭菌编码 Sterilized Product Code	非灭菌编码 Unsterilized Product Code	备注 Product Code
φ2.5	4303600025	4302600025	与 φ1.5/2.0/2.5 弹性针配合使用 Used with φ1.5/2.0/2.5 Metal Intramedullary Needle
φ4.0	4302600040	4303600040	与 φ3.0/3.5/4.0 弹性针配合使用 Used with φ3.0/3.5/4.0 Metal Intramedullary Needle



小型横式 (双夹头)
Small, Horizontal (Double Clamps)

130mm

620101001



小型直式 (双夹头)
Small, Straight (Double Clamps)

145mm

620201001



中型横式
Medium, Horizontal

150mm


620301001



中型直式
Medium, Straight

170mm

620401001



大型直式 (中间不夹针)
Large, Straight
(No pin clamp in the middle)

规格
Length

225mm

产品编码
Product Code

620601001



大型横式 (中间不夹针)
Large, Horizontal
(No pin clamp in the middle)

规格
Length

190mm

产品编码
Product Code

620501001



大型斜式
Large, Oblique

规格
Length

245mm

产品编码
Product Code

620701001



踝关节
Ankle Joint Fixator

规格
Length

208mm

产品编码
Product Code

620901001



骨盆架 (人字型)
Pelvis Fixator

规格
Length

360mm

产品编码
Product Code

621001001



大型横式 (中间夹针)
Large, Horizontal (Pin clamp in the middle)

规格
Length

190mm

产品编码
Product Code

621102001



小型直式
Small, Straight External Fixator

规格 Description
145 单夹头

产品编码 Product Code
21500004



骨盆架
Pelvis Fixator

规格 Description
360 A 字形

产品编码 Product Code
21500003



名称 Name	规格 Length	产品编码 Product Code
---------	-----------	-------------------

中型斜式 (中间不夹针)
Medium, Oblique (No Pin clamp in the middle) 215mm 620801001



骨盆外架 (A 字形) Pelvis Fixator (A-Type)	360mm	621002001
--	-------	-----------



大型直式 (中间夹针)
Large, Straight (Pin clamp in the middle) 225mm 621101001



万向支架	φ4	21300306
------	----	----------

备注: 肘关节, 与产品编码 21300307 配合使用



单臂分体式外固定支架 Separated External Fixator

规格 Description	产品编码 Product Code
两夹头 2 Pin Clamps φ15.5	650101001

备注: 管型 (Tubular)



单臂分体式外固定支架 Separated External Fixator

规格 Description	产品编码 Product Code
φ12	650201001

备注: 尺桡骨 (Radius and ulna)



单臂分体式外固定支架
Separated External Fixator

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5	621201001
备注: 手指架 (Finger fixator)	



万向支架
Finger Fixator

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ2	6001302070



单臂分体式外固定支架
Separated External Fixator

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ16	6504018000



开式针杆固定夹 (Φ2/Φ3)
Open-Type Pin to Rod Clamp (Φ2/Φ3)

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ2/Φ3	6314002003



开式杆杆固定夹 (Φ3.0)
Open-Type Rod to Rod Clamp (Φ3.0)

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3.0	6313003017

连接杆 (碳纤维)
Connecting Rod (Carbon Fiber)

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3×60	6372003060	Φ3×120	6372003120
Φ3×80	6372003080	Φ3×150	6372003150
Φ3×100	6372003100		



开式针杆固定夹
Open-Type Pin to Rod Clamp

规格 Description
Φ4/Φ5-Φ8

产品编码 Product Code
640301001



开式杆杆固定夹
Open-Type Rod to Rod Clamp

规格 Description
Φ8


产品编码 Product Code
640401001



骨针固定夹（横向骨搬移）
Pin Clamp

规格 Description
Φ3/Φ8

产品编码 Product Code
6373303080



开式杆杆固定夹
Open-Type Rod to Rod Clamp

规格 Description
Φ5

产品编码 Product Code
640402001



开式针杆固定夹
Open-Type Pin to Rod Clamp

规格 Description
Φ3/Φ4-Φ5

产品编码 Product Code
640403001



近关节固定夹
Elbow Joint Clamp

规格 Description
Φ2/Φ3-Φ5

产品编码 Product Code
640501001



骨针固定夹
Bone Pin Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ3/Φ4-Φ5	21200085



骨针固定夹
Bone Pin Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4/Φ5-Φ8	21200086



支柱
Connecting Rod (Oblique)

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0-30°	640701001
Φ8.0-30°	640702001



支柱
Connecting Rod (Straight)

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0-0°	640703001
Φ8.0-0°	640704001



支柱
Connecting Rod (Right Angle)

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.0-90°	640705001
Φ8.0-90°	640706001



连接杆 (铝合金)
Connecting Rod (Aluminium Alloy)

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5×80	640801005	Φ8×200	640806005
Φ5×150	640802005	Φ8×250	640807005
Φ5×200	640803005	Φ8×300	640808005
Φ5×250	640804005	Φ8×350	640809005
Φ8×150	640805005	Φ8×400	640810005

连接杆 (碳纤维) Connecting Rod (Carbon Fiber)

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5×80	640801003	Φ8×200	640807003
Φ5×150	640802003	Φ8×250	640808003
Φ5×200	640803003	Φ8×300	640809003
Φ5×250	640804003	Φ8×350	640810003
Φ5×300	640805003	Φ8×400	640811003
Φ8×150	640806003		

连接杆 (不锈钢) Connecting Rod (stainless steel)

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5×80	640801001	Φ8×200	640807001
Φ5×150	640802001	Φ8×250	640808001
Φ5×200	640803001	Φ8×300	640809001
Φ5×250	640804001	Φ8×350	640810001
Φ5×300	640805001	Φ8×400	640811001
Φ8×150	640806001		

连接杆 Connecting Rod



规格 Description	产品编码 Product Code
Φ8×150	640901001
Φ8×200	640902001

备注：材料为铝合金
Remark: Material aluminium alloy

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ8×150	640903001
Φ8×200	640904001

备注：材料为不锈钢
Remark: Material Stainless Steel

可调连接杆 IV Connecting Rod IV



规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5	6025005000

备注：用于肘关节
Remark: For elbow joint



可调式牵开器 (I)
Connecting rod (Adjustable) (I)

规格 Description	产品编码 Product Code
6 钩	2120006



可调连接杆 III
Connecting rod (Adjustable) III

规格 Description	产品编码 Product Code
φ5 左 Left	21300305
φ5 右 Right	21300304

备注：用于腕关节
Remark: For wrist joint



可调连接杆 I
Connecting rod (Adjustable) I

规格 Description	产品编码 Product Code
φ8 左 Left	6024108000
φ8 右 Right	6024208000

备注：用于膝关节
Remark: For knee joint



可调连接杆 II
Connecting rod (Adjustable) II

规格 Description	产品编码 Product Code
φ8 左 Left	6026108000
φ8 右 Right	6026208000

备注：用于踝关节
Remark: For ankle joint



可调连接杆
Connecting rod (Adjustable)

规格 Description	产品编码 Product Code
φ5	641001001
φ8	641002001

螺纹杆
Threaded Rod



规格 Length	产品编码 Product Code	规格 Length	产品编码 Product Code
10	6002006010	180	6002006180
20	6002006020	200	6002006200
30	6002006030	220	21300022
40	6002006040	240	6002006240
50	6002006050	260	6002006260
60	6002006060	280	21300023
80	6002006080	300	6002006300
100	6002006100	330	6002006330
120	6002006120	350	21300024
140	6002006140	380	21300025
160	21300021	400	21300026

螺纹杆
Threaded Rod



规格 Length	产品编码 Product Code	规格 Length	产品编码 Product Code
80	21300287	220	21300290
100	21300288	250	21300034
130	21300029	300	21300291
150	21300031	330	21300292
180	21300289		

螺纹杆
Threaded Rod



规格 Length	产品编码 Product Code
75	6028006075
95	21300137
105	21300281

螺纹杆
Threaded Rod



规格 Length	产品编码 Product Code
85	21300019
95	6029006095
115	21300020
145	21300090

螺纹杆
Threaded Rod



规格 Length	产品编码 Product Code
260	21300293
290	21300036
320	21300038

螺纹杆
Threaded Rod



规格 Length	产品编码 Product Code
65	21300001



万向节
Cardan Joint

规格 Description	产品编码 Product Code
22	21300053




万向节
Cardan Joint

规格 Description	产品编码 Product Code
38	21300057



万向节
Cardan Joint

规格 Length	产品编码 Product Code
26	6004006026



万向节
Cardan Joint

规格 Description	产品编码 Product Code
30	21300003



内螺纹连接片
Internal Thread Connector

规格 Description	产品编码 Product Code
1 孔 Hole	6003006001
2 孔 Holes	6003006002
3 孔 Holes	6003006003
4 孔 Holes	6003006004
5 孔 Holes	6003006005



延长套
Extension Rod

规格 Length	产品编码 Product Code
65	21300060
85	21300061
95	6006008095
135	21300062
155	21300063



延长套
Extension Rod

规格 Description	调节范围	产品编码 Product Code
90	90~125mm	21300094
120	120~175mm	21300095
170	170~280mm	21300096



规格 Description		产品编码 Product Code
130	130~160mm	21300097
150	150~200mm	21300098
180	180~260mm	21300099



三分之二环
2/3 Ring

规格 Diameter	产品编码 Product Code	规格 Diameter	产品编码 Product Code
Φ80	21300046	Φ140	6007300140
Φ90	21300047	Φ150	21300050
Φ100	21300048	Φ160	6007300160
Φ110	6007300110	Φ180	6007300180
Φ120	6007300120	Φ200	6007300200
Φ130	21300049	Φ220	21300052

备注：材料为铝合金
Remark: Material aluminium alloy



三分之二环
2/3 Ring

规格 Diameter	产品编码 Product Code	规格 Diameter	产品编码 Product Code
Φ110	21300077	Φ160	21300068
Φ120	21300078	Φ180	21300080
Φ130	21300079	Φ190	21300069
Φ150	21300067		


备注：材料为不锈钢
Remark: Material Stainless Steel



全环
Ring

规格 Diameter	产品编码 Product Code	规格 Diameter	产品编码 Product Code
Φ80	21300040	Φ140	6011300140
Φ90	21300041	Φ150	21300044
Φ100	21300042	Φ160	6011300160
Φ110	6011300110	Φ180	6011300180
Φ120	6011300120	Φ200	6011300200
Φ130	21300043	Φ220	21300045

备注：材料为铝合金
Remark: Material aluminium alloy



全环
Ring

规格 Diameter	产品编码 Product Code	规格 Diameter	产品编码 Product Code
Φ110	21300073	Φ160	21300065
Φ120	21300074	Φ180	21300076
Φ130	21300075	Φ190	21300066
Φ150	21300064		


备注：材料为不锈钢
Remark: Material Stainless Steel



半环
Half Ring

规格 Diameter	产品编码 Product Code	规格 Diameter	产品编码 Product Code
Φ80	21300004	Φ140	6012300140
Φ90	21300005	Φ150	21300010
Φ100	21300007	Φ160	6012300160
Φ110	6012300110	Φ180	6012300180
Φ120	6012300120	Φ200	6012300200
Φ130	21300008	Φ220	21300012


备注：材料为铝合金
Remark: Material aluminium alloy



半环
Half Ring

规格 Diameter	产品编码 Product Code	规格 Diameter	产品编码 Product Code
Φ110	21300081	Φ130	21300083
Φ120	21300082	Φ150	21300084

备注：材料为不锈钢
Remark: Material Stainless Steel



U 型环
U-shaped Ring

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
135	6033002135	170	6033002170
145	6033002145	190	6033002190

备注：材料为铝合金
Remark: Material aluminium alloy



杆夹头
Rod Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code
6	6047000006



杆夹头
Rod Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code
8	21300294



连接板 Connecting Plate

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
2 孔 Holes	6013000002	6 孔 Holes	6013000006
3 孔 Holes	21300015	7 孔 Holes	6013000007
4 孔 Holes	6013000004	8 孔 Holes	6013000008
5 孔 Holes	21300092	9 孔 Holes	6013000009



调节母 Adjustable Nut

规格 Description	产品编码 Product Code
14	6015306014



调节母 Adjustable Nut

规格 Description	产品编码 Product Code
30	6030306030



套管 Sleeve

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ8x40	6017008040



连接板 Connector

规格 Description	产品编码 Product Code
10 孔	21300014
11 孔	21300016
13 孔	21300017
14 孔	21300018

L 型连接板 L-shaped Connector

规格 Description	产品编码 Product Code
1-2	21300085
1-3	21300086
1-4	21300087
1-5	21300088
1-12	6014001012

L 型连接板 L-shaped Connector

规格 Description	产品编码 Product Code
2-3	6051002003
2-5	6052002005



套管
Sleeve

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ8x13	21300093



单向关节器
Universal Joint Device

规格 Description	产品编码 Product Code
30	21300056



单向关节器
Universal Joint Device

规格 Description	产品编码 Product Code
34	21300055



调节母
Washer

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
10	21300127	10	21300130
10	21300128	10	21300131
10	21300129	10	21300132



单向关节器
Universal Joint Device

规格 Length	产品编码 Product Code
46	6018000046
38	21300147



单向关节器
Universal Joint Device

规格 Length	产品编码 Product Code
54	6032000054



单向关节器
Universal Joint Device

规格 Length	产品编码 Product Code
42	6031000042
34	21300146



十字连接片
Cross-shaped Connector

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
2-1 孔 2-1 holes	6019002001	2-3 孔 2-3 holes	6019002003
2-2 孔 2-2 holes	6019002002	2-4 孔 2-4 holes	21300091



外螺纹连接片 External Thread Connector

规格 Description	产品编码 Product Code
1 孔 1 hole	6021000001
2 孔 2 holes	6021000002
3 孔 3 holes	6021000003
4 孔 4 holes	6021000004
5 孔 5 holes	6021000005



骨针夹头 Pin Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ4/Φ5	6010004005
Φ3/Φ4	6010003004



骨针夹头 Pin Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code
4/5	21300300



针座 Fixator Nut

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
2×12	21300071	2×15	6023000002
3×12	21300072	3×15	6023000003
2.5×12	21300070	2.5×15	6023000025



弹簧 Spring

规格 Diameter	长度 Length	产品编码 Product Code
Φ9	56	6016009000
Φ10	30	21300136
Φ10	45	21300138



垫片 Washer

规格 Diameter	厚度 Thickness	产品编码 Product Code
Φ12	1	6020012000
Φ12	2	21300139
Φ12	3	21300140
Φ14	2	21300141 Mini 手指架



螺母 Nut

规格 Diameter	产品编码 Product Code
10	6005006010 Mini 手指架
5	21300160 Mini 手指架
10	21300198

备注: 21300198 为 10 个一包
Package: 10 pcs / bag.



连接螺钉 Connecting Nut

规格 Length	产品编码 Product Code	规格 Length	产品编码 Product Code
10	6008006010	16	6008006016
12	21300089	20	6008006020

内螺纹连接片 External Thread Connector



规格 Description	产品编码 Product Code
1 孔 Hole	21300282
2 孔 Holes	21300283
3 孔 Holes	21300284
4 孔 Holes	21300285
5 孔 Holes	21300286
6 孔 Holes	6034006000

针座 Pin Clamp (Used with External Thread Connector)



规格 Diameter	产品编码 Product Code
Φ3	6059003000
Φ4	6059004000
Φ5	6059005000
Φ6	6059006000

螺母 Nut



规格 Diameter	产品编码 Product Code
10	21300295



连接螺钉 Connecting Nut

规格 Length	产品编码 Product Code
16	21300143
20	21300144
25	21300145



骨针夹头 Pin Clamp

规格 Length	产品编码 Product Code
5/4	21300135
4/3	21300134



杆夹头
Rod Clamp

规 格 Length	产品编码 Product Code
8	6009008008



杆夹头
Rod Clamp

规 格 Length	产品编码 Product Code
8	21300302



螺纹杆
Connecting Rod

规 格 Length	产品编码 Product Code
15	21300151
40	21300296
55	21300153
100	21300297

备注: Mini 手指架
Package: Finger fixator



针座
Pin Clamp (Used with External Thread Connector)

规 格 Description	产品编码 Product Code
2	21300301

备注: Mini 手指架
Package: Finger fixator



垫片
Washer

规 格 Description	产品编码 Product Code
Φ14	21300142

备注: Mini 手指架
Package: Finger fixator



内螺纹连接片
External Thread Connector

规 格 Description	产品编码 Product Code
1 孔 Hole	21300298

备注: Mini 手指架
Package: Finger fixator



外螺纹连接片
External Thread Connector

规 格 Description	产品编码 Product Code
2 孔 Hole	21300299

备注: Mini 手指架
Package: Finger fixator



连接板
Connector

规 格 Description	产品编码 Product Code
3 孔 Hole	21300159

备注: Mini 手指架
Package: Finger fixator




单向关节器 Universal Joint Device

规格 Description	产品编码 Product Code
30	21300161
备注: Mini 手指架 Package: Finger fixator	



套管 Sleeve

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ9×20	21300162
备注: Mini 手指架 Package: Finger fixator	



单向关节器 Universal Joint Device

规格 Description	产品编码 Product Code
30	21300244



针座 Pin Clamp (Used with External Thread Connector)

规格 Description	产品编码 Product Code
2.5/3	21300249
4/5	21300248



套管 Sleeve

规格 Description	长度 Length (mm)	产品编码 Product Code
Φ6×90	180	21300267
Φ6×150	300	21300268
Φ6×190	350	21300269

杆夹头 Rod Clamp

规格 Description	产品编码 Product Code
6	21300270

万向支架 Universal support

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5	21300271

万向支架 Universal support

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ5.5	21300272

万向支架 Universal support

规格 Description	产品编码 Product Code
Φ6	21300273

骨针夹头 Bone needle collet

规格 Description	产品编码 Product Code
5/6	21300274





骨针夹头
Bone needle collet

规格 Description	产品编码 Product Code
5/5	21300275



针座
Fixator Nut

规格 Description	产品编码 Product Code
4.5	21300276



针座
Fixator Nut

规格 Description	产品编码 Product Code
5.5	21300277



套管
Sleeve

规格 Description	调节范围	产品编码 Product Code
$\Phi 14 \times 100$	50~80mm	21300278
$\Phi 14 \times 120$	80~125mm	21300279
$\Phi 14 \times 200$	120~205mm	21300280
$\Phi 10 \times 200$	115~205mm	21300307



L 型连接板
Fixator Nut

规格 Description	产品编码 Product Code
1-1	21300250

扁孔光杆骨针
Flat-Hole Bone Pin



规格 Description	长度 (L) Length (L)	产品编码 Product Code
$\Phi 2.0 \times 350-100$	100	21100071
$\Phi 2.5 \times 350-100$	100	21100072

光杆骨针
Bone Pin



规格 Description	长度 (L) Length (L)	产品编码 Product Code
$\Phi 2.5 \times 350$	200	21100069
$\Phi 2.0 \times 350$	200	21100070

骨圆针 Osseous pin



规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	螺距 Pitch of Thread	产品编码 Product Code
Φ2.0×60	7	1	6118020060
Φ3.0×60	12	1.75	610201005
Φ4.0×80	18	2	610202005
Φ4.0×100	18	2	610301005
Φ5.0×100	30	2	610401005
Φ5.0×110	30	2	610403005
Φ5.0×120	30	2	610402005
Φ5.0×130	30	2	610405005
Φ6.0×110	35	2.5	610501005
Φ6.0×130	35	2.5	610502005
Φ6.0×150	45	2.5	610503005
Φ6.0×180	45	2.5	610511005
Φ6.0×200	60	2.5	610504005
Φ6.0×220	80	2.5	610509005
Φ6.0×240	80	2.5	610510005

骨圆针 Osseous pin



规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ1.5×40-6	6	21100079
Φ2.5×60-15	15	21100073
Φ2.5×140-25	25	21100007
Φ3.0×160-30	30	21100008
Φ3.5×80-25	25	21100074
Φ3.5×160-30	30	21100010
Φ4.0×160-35	35	21100011
Φ4.5×160-35	35	21100012
Φ5.0×160-35	35	21100013

方型骨针 Square Bone pin



规格 Description	螺纹长度 Length of Thread	产品编码 Product Code
Φ3.0 ×60	15	611001000
Φ3.0 ×60	20	611002000
Φ3.0 ×80	20	611003000
Φ3.0 ×80	30	611004000
Φ3.0 ×100	20	611005000
Φ3.0 ×120	15	611003120
Φ3.0 ×140	15	611003140
Φ3.0 ×160	15	611003160
Φ3.5 ×100	20	21100111
Φ4.0 ×70	35	611006000
Φ4.0 ×80	25	21100075
Φ4.0 ×80	35	611007000
Φ4.0 ×90	30	611008000
Φ4.0 ×90	35	611009000
Φ4.0 ×100	35	611010000
Φ4.0 ×120	35	611011000
Φ4.0 ×120	40	611012000
Φ4.0 ×135	35	611013000
Φ4.5 ×135	40	21100112
Φ5.0 ×120	40	611014000
Φ5.0 ×120	50	611015000
Φ5.0 ×150	40	611016000
Φ5.0 ×150	50	611017000
Φ5.0 ×180	40	611018000
Φ5.0 ×180	50	611019000
Φ5.0 ×200	40	611020000
Φ5.0 ×200	50	611021000
Φ6.0 ×150	50	611022000
Φ6.0 ×200	50	611023000

光杆骨针 Bone Pin

规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ2.0 ×200	6117020200	Φ2.5 ×300	6117025300
Φ2.0 ×250	6117020250	Φ3.0 ×200	6117030200
Φ2.0 ×300	6117020300	Φ3.0 ×250	6117030250
Φ2.5 ×200	6117025200	Φ3.0 ×300	6117030300
Φ2.5 ×250	6117025250		

扁孔光杆针 Flat-hole Bone Pin



规格 Description	产品编码 Product Code	产品编码 (停产) Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code	产品编码 (停产) Product Code
Φ1.5 ×130-40	20900101	6106616130	Φ2.0 ×130-40	20900111	6106620130
Φ1.5 ×130-44	20900102	6112615134	Φ2.0 ×130-44	20900112	6112620134
Φ1.5 ×135-48	20900103	6112615138	Φ2.0 ×135-48	20900113	6112620138
Φ1.5 ×140-52	20900105	6112615142	Φ2.0 ×140-52	20900114	6112620142
Φ1.5 ×145-56	20900106	6112615146	Φ2.0 ×145-56	20900115	6112620146
Φ1.5 ×150-60	20900107	6106616150	Φ2.0 ×150-60	20900116	6106620150
Φ1.5 ×150-64	20900108	6112615154	Φ2.0 ×150-64	20900117	6112620154
Φ1.5 ×155-68	20900109	6112615158	Φ2.0 ×155-68	20900118	6112620158
Φ1.5 ×160-72	20900110	6112615162	Φ2.0 ×160-72	20900119	6112620162

备注：配合 1.3 钛缆使用

扁孔光杆骨针

Flat-hole Bone Pin



规格 Description	长度 (L) Length (L)	产品编码 Product Code	规格 Description	长度 (L) Length (L)	产品编码 Product Code
Φ1.5×130	40	6101015040	Φ2.0×130	40	6101020040
Φ1.5×135	45	6101015045	Φ2.0×135	45	6101020045
Φ1.5×140	50	6101015050	Φ2.0×140	50	6101020050
Φ1.5×145	55	6101015055	Φ2.0×145	55	6101020055
Φ1.5×150	60	6101015060	Φ2.0×150	60	6101020060
Φ1.5×155	65	6101015065	Φ2.0×155	65	6101020065
Φ1.5×160	70	6101015070	Φ2.0×160	70	6101020070

备注：配合 1.3 不锈钢线缆使用

双精度双尖克氏针

Double pointed Kirschner wire



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ0.8×150	6104608150	Φ1.6×300	6104616300
Φ1.0×150	6104610150	Φ1.8×150	6104618150
Φ1.0×300	6104610300	Φ1.8×280	6104618280
Φ1.2×150	6104612150	Φ2.0×150	6104620150
Φ1.2×300	6104612300	Φ2.0×300	6104620300
Φ1.4×150	6104614150	Φ2.5×300	6104625300
Φ1.4×300	6104614300	Φ3.0×300	6104630300
Φ1.6×150	6104616150	Φ3.5×300	6104635300

双精度尖端克氏针

Kirschner wire



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
Φ0.8×70	6103608070	Φ1.8×150	6103618150
Φ0.8×100	6103608100	Φ1.8×280	6103618280
Φ0.8×150	6103608150	Φ2.0×150	6103620150
Φ1.0×100	6103610100	Φ2.0×200	6103620200
Φ1.0×150	6103610150	Φ2.0×280	6103620280
Φ1.0×200	6103610200	Φ2.0×300	6103620300
Φ1.0×300	6103610300	Φ2.5×150	6103625150
Φ1.2×150	6103612150	Φ2.5×200	6103625200
Φ1.2×300	6103612300	Φ2.5×250	6103625250
Φ1.4×150	6103614150	Φ2.5×300	6103625300
Φ1.4×300	6103614300	Φ3.0×150	6103630150
Φ1.6×150	6103616150	Φ3.0×300	6103630300
Φ1.6×200	6103616200	Φ3.5×300	6103635300
Φ1.6×280	6103616280	Φ4.0×250	6103640250
Φ1.6×300	6103616300		


光杆针III型 Kirschner wire



规格 Description	产品编码 Product Code	规格 Description	产品编码 Product Code
φ0.8×70	6501608070	φ1.8×150	6501618150
φ0.8×100	6501608100	φ1.8×280	6501618280
φ0.8×150	6501608150	φ2.0×150	6501620150
φ1.0×100	6501610100	φ2.0×200	6501620200
φ1.0×150	6501610150	φ2.0×280	6501620280
φ1.0×200	6501610200	φ2.0×300	6501620300
φ1.0×300	6501610300	φ2.5×150	6501625150
φ1.2×150	6501612150	φ2.5×200	6501625200
φ1.2×300	6501612300	φ2.5×250	6501625250
φ1.4×150	6501614150	φ2.5×300	6501625300
φ1.4×300	6501614300	φ3.0×150	6501630150
φ1.6×150	6501616150	φ3.0×300	6501630300
φ1.6×200	6501616200	φ3.5×300	6501635300
φ1.6×280	6501616280	φ4.0×250	6501640250
φ1.6×300	6501616300		

备注：II类

骨折固定支具 Rehabilitation Device



规格 Description	L1	L2	产品编码 Product Code
大号 Large	220	200	810101004
中号 Medium	200	180	810102004
小号 Small	180	160	810103004